

# VORTEX® FACE MASK

FOR USE WITH PARI HOLDING CHAMBERS ONLY

PEDIATRIC OR ADULT

SOFT PLASTIC, LATEX FREE

PART #44F7245

Baby Whirl® Duckling Toddler Mask,  
Small, 1-2 years

PART #44F7246

Spinner® Duck Child Mask,  
Medium, 3+ years

PART #44F7247


Adult Mask



Baby Whirl® Duckling  
Toddler Mask,  
Small, 1-2 years



Spinner® Duck  
Child Mask,  
Medium, 3+ years



Adult Mask



**6** MONTH  
WARRANTY



## ⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA:

These face masks should only be used with the Vortex® Non Electrostatic Valved Holding Chamber. The Vortex® face masks should not be used with any other PARI products since this could cause improper treatment or a suffocation hazard.

Ces masques ne doivent être utilisés qu'avec la chambre de rétention à soupape non électrostatique. Les masques Vortex® ne doivent pas être utilisés avec aucun autre produit PARI parce que cela pourrait résulter en un traitement incorrect ou un risque d'asphyxie.

Estas mascarillas sólo deben ser usadas con la cámara de contención no electrostática con válvula Vortex®. Las mascarillas Vortex® no deben ser usadas con ningún otro producto de PARI ya que esto puede causar un tratamiento inapropiado o un peligro de asfixia.

## ENGLISH

1. Check the Vortex® Non Electrostatic Valved Holding Chamber for foreign objects, damaged and/or missing parts.
2. Press the Vortex® face mask firmly all the way onto the mouthpiece of the holding chamber.
3. Follow the Vortex® **Instructions for Use** for administering your treatment.
4. Clean your Vortex® face mask in warm water with liquid dish soap. Rinse and allow to thoroughly dry. Store in a clean, lint-free place.

## FRANÇAIS

1. Examinez la Chambre de Rétention Vortex® Non Électrostatique pour objets étrangers, pièces endommagées et/ou manquantes.
2. Poussez le masque Vortex® fermement et entièrement sur le bec de la chambre de rétention.
3. Suivez les **Modes d'Emploi** du Vortex® pour administrer votre traitement.
4. Nettoyez votre masque Vortex® dans de l'eau chaude avec un savon liquide pour la vaisselle. Rincez et laissez sécher complètement. Rangez dans un endroit propre et sans peluches.

## ESPAÑOL

1. Revise la cámara de contención no electrostática Vortex® para asegurarse de que no tenga objetos extraños, partes dañadas y/o faltantes.
2. Apriete la mascarilla Vortex® hasta insertarla firmemente sobre la boquilla de la cámara de contención.
3. Siga las **Instrucciones de Uso** de Vortex® para hacerse el tratamiento.
4. Limpie su mascarilla Vortex® con agua tibia y líquido para lavar los platos. Enjuague y permita que se seque completamente. Guarde en un lugar limpio y libre de pelusa.

100 Years

Specialists in effective inhalation



Please register your product at [www.PARI.com](http://www.PARI.com)

[www.PARI.com](http://www.PARI.com) PARI RESPIRATORY EQUIPMENT, INC.  
Email [ProductInfo@PARI.com](mailto:ProductInfo@PARI.com) 2943 Oak Lake Blvd, Midlothian, VA 23112-3998 USA  
Respiratory CEU Programs Available USA and CANADA 1.800.FAST.NEB (327.8632)  
© 2005 PARI Respiratory Equipment, Inc. Tel 1.804.253.PARI (7274) Fax 1.800.727.4112



Patents Pending  
51D5003 Rev B 12/05