


# Altera® nebuliser handset

Nur für Cayston®  
(Aztreonam Lysin).For use only with Cayston®  
(aztreonam lysine).


REF 678G8210



CE 0123

eFLOW®  
TECHNOLOGY

PARI



## de Gebrauchsanweisung für Altera® Vernebler

- Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, damit Sie sich mit dem Gebrauch des Altera® Verneblers vertraut machen.
- Lesen Sie unbedingt auch die **Gebrauchsanweisung des eFlow®/rapid nebuliser system** vor dem ersten Gebrauch durch. Darin befinden sich zusätzliche wichtige Hinweise zum Gebrauch des Altera® Verneblers, insbesondere zum Anschluss, zum Betrieb und zur Reinigung und Desinfektion.

### 1 Zweckbestimmung

Der Altera® Vernebler ist für den Gebrauch mit einer eFlow®/rapid Steuerungseinheit (Typ 178) oder einem eBase Controller (Typ 678) bestimmt.

Er ist ausschließlich für die Inhalation des Medikaments Cayston® (Aztreonam Lysin) zur Behandlung von Atemwegserkrankungen geeignet. Beachten Sie auch die Gebrauchsinformation des jeweiligen Medikaments.

- Cayston® darf nur in den Altera® Vernebler gegeben werden. Mit anderen Verneblern kommt es zu einer Fehldosierung.
- Der Altera® Vernebler ist für einen Anwender bestimmt und darf nicht von mehreren Patienten benutzt werden.

Patientengruppe: ab 6 Jahre

Nebulisationszeit: 2 - 3 Minuten

### 2 Verwendung des Verneblers

- Reinigen und desinfizieren Sie den Vernebler einschließlich des Aerosolerzeugers vor dem ersten Gebrauch wie es in der Gebrauchsanweisung für das eFlow®/rapid nebuliser system beschrieben wird.

• Bauen Sie den Vernebler gemäß Abbildung zusammen:

- 1 Öffnen Sie den Vernebler
- 2 Setzen Sie den Aerosolerzeuger ein – **Berühren Sie nicht die Membran (Metallteil, Mitte) des Aerosolerzeugers!**
- 3 Legen Sie das Einatemventil ein
- 4 Schließen Sie den Vernebler
- 5 Stecken Sie das Mundstück auf
- 6 Schließen Sie das Verneblerkabel an
- 7 Füllen Sie das Medikament ein
- 8 Schließen Sie den Medikamentenbehälter
- 9 Setzen Sie sich entspannt und aufrecht hin  
Dadurch kann die Inhalation erleichtert und die Medikamentendeposition in den Atemwegen verbessert werden.

Es stehen keine Daten zur Verwendung des Verneblers mit einer Maske zur Verfügung.

### 3 Lebensdauer

Jede Packung Cayston®, die für einen Behandlungszyklus von 28 Tagen ausreicht, enthält einen Altera® Vernebler. Durch die Verwendung eines neuen Verneblers für jeden Behandlungszyklus wird sichergestellt, dass während der gesamten Behandlung die exakte Dosis in möglichst kurzer Zeit inhaliert werden kann.

### 4 Hygienische Wiederaufbereitung

Der Vernebler (inkl. Aerosolerzeuger) muss sofort nach jedem Gebrauch gereinigt und mindestens einmal am Tag desinfiziert werden (weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung für das eFlow®/rapid nebuliser system).

### 5 Lieferumfang

Ein Altera® Vernebler mit einem Altera® Aerosolerzeuger.

### 6 Zeichenerklärung

	Hersteller
<b>REF</b>	Artikelnummer
<b>SN</b>	Seriennummer
<b>CE</b> 0123	CE-Kennzeichnung: Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinien 93/42/EWG (Medizinprodukte) und 2011/65/EG (RoHS).
	Sicherheitshinweise
	Gebrauchsanweisung beachten (Hintergrund = blau, Symbol = weiß)
	Das Medizinprodukt wurde nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht. Das Produkt darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin.

### 7 Partikelgrößenverteilung

Informationen zur Partikelgrößenverteilung gemäß DIN EN 13544-1 erhalten Sie auf Anfrage von PARI Pharma.

Weitere Informationen erhalten Sie vom Servicepartner vor Ort.

[www.alteranebuliser.info](http://www.alteranebuliser.info)

## en Instructions for use Altera® nebuliser handset

- Read these instructions carefully to learn how to use your Altera® nebuliser handset.
- Make sure you also read the **instructions for use enclosed to the eFlow®/rapid nebuliser system** before first use. They include important additional information about the use of the Altera® nebuliser handset in particular in relation to connection, operation, cleaning and disinfection.

### 1 Intended use

The Altera® nebuliser handset is intended to be used in combination with an eFlow®/rapid control system (type 178) or an eBase Controller (type 678).

It is only for use in combination with Cayston® (aztreonam lysine) for the treatment of respiratory diseases. Follow also the package leaflet of this medicine.

- Do not fill Cayston® in any other nebuliser handset than Altera®, as this will cause delivery of an incorrect dosage.
- The Altera® nebuliser is intended for use by one person only and must not be used by more than one patient.

Patient group: 6 years and older

Nebulisation time: 2 - 3 minutes

### 2 Use of nebuliser handset

- Clean and disinfect the nebuliser handset including the aerosol head according to the instructions for use enclosed to the eFlow®/rapid nebuliser system before first use.

- Assemble the nebuliser handset as shown in the pictures:

- 1 Open the nebuliser handset
- 2 Insert the aerosol head – **Do not touch the membrane (metal part, CENTER) of the aerosol head!**
- 3 Place the inspiratory valve
- 4 Close the nebuliser handset
- 5 Attach the mouthpiece
- 6 Mount the connection cord
- 7 Fill in the medication
- 8 Close the medication reservoir
- 9 Sit in an upright position and relax  
This makes inhalation easier and improves deposition of the medication in the respiratory tract.

Data for use of the nebuliser handset with mask are not available.

### 3 Product life time

Each pack of Cayston® til en terapiacyclus på 28 dage indeholder en Altera® forstøver. Brug af en ny forstøver til hver enkelt terapiydel siker en nøjagtig dosering gennem hele terapiforløbet og gør inhalation så hurtig som mulig.

### 4 Hygienic re-processing

The nebuliser handset (incl. aerosol head) must be cleaned immediately after each use and disinfected at least once a day (see instructions for use enclosed to the eFlow®/rapid nebuliser system).

### 5 Content of the carton

One Altera® nebuliser handset including an Altera® aerosol head.

### 6 Explanation of symbols

	Manufacturer
<b>REF</b>	Article number
<b>SN</b>	Serial number
<b>CE</b> 0123	CE marking: This product is compliant with the requirements set forth in 93/42/EEC (Medical Devices) and 2011/65/EU (RoHS).
	Safety warning
	Follow the instructions for use (background = blue, symbol = white)
	The medical device was distributed commercially after 13 August 2005. This product must not be disposed of with normal domestic waste. The symbol of a crossed-through refuse bin indicates that separate collection is required.

### 7 Particle size distribution

Information about particle size distribution compliant with DIN EN 13544-1 is available on request from PARI Pharma.

Further information is available from your local service partner.

[www.alteranebuliser.info](http://www.alteranebuliser.info)

## da Brugsanvisning Altera® forstøver

- Læs disse anvisninger grundigt for at lære, hvordan du bruger den Altera® forstøver.
- Husk også at læse den medfølgende brugsanvisning til eFlow®/rapid nebuliser system inden første brug. Den indeholder flere vigtige informationer om anvendelsen af Altera® forstøveren specielt med henblik på tilslutning, betjening samt rengøring og desinfektion.

### 1 Anbefalet anvendelse

Det anbefales, at Altera® forstøveren bruges i kombination med en eFlow®/rapid styrkeenhed (type 178) eller en eBase Controller (type 678).

Den må kun anvendes i kombination med Cayston® (aztreonam lysine) til terapi af luftvejsygdomme. Overhold også indlægssedlen til denne medicin.

- Undlad at fyde Cayston® i nogen anden forstøver end Altera®, da dette vil medføre indgivelse af en ukorrekt dosis.
- Altera® forstøveren er kun beregnet til én bruger og må ikke bruges af flere patienter.

Patientgruppe: 6 år og ældre

Forstøvningstid: 2 - 3 minutter

### 2 Brug af forstøver

- Rengør og desinficér forstøveren inklusive aerosolapparatet i overensstemmelse med brugsanvisningen, der følger med eFlow®/rapid nebuliser system inden første brug.

- Saml forstøveren som vist på billederne:

- 1 Åbn forstøveren
- 2 Isæt aerosolapparatet – **Undlad at berøre aerosolapparats membran (metaldel, I MIDTEN)!**
- 3 Anbring indåndningsventilen
- 4 Luk forstøveren
- 5 Sæt mundstykket fast
- 6 Monter forstøverkablet
- 7 Fyld medicamentet i
- 8 Luk medicamenteholderen
- 9 Sid afslappet i opret position.  
Derved kan inhalation lettes og deponeringen af lægemidlet i luftvejene forbedres.

Data for anvendelse af forstøveren med maske er ikke tilgængelige.

### 3 Produkts levetid

Hver enkelt pakke Cayston® til en terapiacyclus på 28 dage indeholder en Altera® forstøver. Brug af en ny forstøver til hver enkelt terapiydel sikrer en nøjagtig dosering gennem hele terapiforløbet og gør inhalation så hurtig som mulig.

### 4 Hygiejisk behandling

Forstøveren (inkl. aerosolapparat) skal rengøres straks efter hver brug og desinficeres mindst en gang om dagen (se den medfølgende brugsanvisning til eFlow®/rapid nebuliser system).

### 5 Æskens indhold

En Altera® forstøver inklusive et Altera® aerosolapparat.

### 6 Symbolforklaring

	Producent
<b>REF</b>	Varenummer
<b>SN</b>	Serienummer
<b>CE</b> 0123	CE-mærkning: Dette produkt overholder kravene iht. 93/42/EØF (Medicinsk udstyr) og 2011/65/EU (RoHS).
	Sikkerhedsadvarsel
	Følg brugsanvisningen (baggrund = blå, symbol = hvid)
	Det medicinske udstyr blev bragt i handlen den 13. august 2005. Produktet må ikke bortskaffes med almindelig husholdningsaffald. Den overstregede affaldsbeholder symboliserer, at der kræves affaldsbeholder.

### 7 Partikelstørrelsesdistribution

Information om partikelstørrelsesdistribution i overensstemmelse med DIN EN 13544-1 kan rekvireres hos PARI Pharma.

Yderligere information fås hos den lokale servicepartner.

[www.alteranebuliser.info](http://www.alteranebuliser.info)


## el Οδηγίες χρήσης Νεφελοποιητής χειρός Altera®

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τον νεφελοποιητή χειρός Altera®.
- Φροντίστε επισης να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης του συνοδεύοντος το eFlow®/rapid nebuliser system πριν από την πώτη χρήση. Περιέχουν σημαντικές συμπληρωματικές πληροφορίες για τη χρήση του νεφελοποιητή Altera®, ιδιαίτερα σε σχέση με τη σύνδεση, τη λειτουργία, τη βεράντα και την απολύμανση του.

### 1 Σκοπός

Ο νεφελοποιητής χειρός Altera® προορίζεται για χρήση σε συνδυσμό με μια μονάδα ελέγχου eFlow®/rapid (ύψη 178) ή μια μονάδα eBase Controller (ύψη 678).

Προορίζεται για χρήση μόνο σε συνδυσμό με το Cayston® (aztreonam lysine) γ



## fr Notice d'utilisation Nébuliseur Altera®

- Veuillez lire soigneusement ces instructions pour apprendre à utiliser votre nébuliseur Altera®.
- Assurez-vous aussi de lire la notice d'utilisation jointe au eFlow® nebuliser system avant de l'utiliser pour la première fois. Vous y trouverez des remarques importantes sur l'utilisation du nébuliseur Altera®, en particulier sur le raccordement, le fonctionnement, le nettoyage et la désinfection.

### 1 Affection

Le nébuliseur Altera® est destiné à être utilisé avec une unité de commande eFlow®/rapid (type 178) ou un eBase Controller (type 678). Il est uniquement destiné à être utilisé avec Cayston® (aztreonam lyse) pour le traitement des maladies respiratoires. Veuillez aussi suivre les prospectus d'emballage de ce médicament.

- Ne versez pas Cayston® dans un autre nébuliseur qu'Altera®, car cela entraînerait l'administration d'une dose incorrecte.
- Le nébuliseur Altera® n'est destiné qu'à un seul utilisateur et ne doit pas être utilisé par plusieurs patients.

Groupe de patients : 6 ans et plus

Durée de nébulisation : 2 à 3 minutes

### 2 Utilisation du nébuliseur

- Nettoyez et désinfectez le nébuliseur, y compris le tamis génératrice d'aérosols, conformément à la notice d'utilisation jointe au eFlow®/rapid nebuliser system avant de l'utiliser pour la première fois.
- Montez le nébuliseur tel que montré sur les images :
  - Ouvrez le nébuliseur
  - Insérez le tamis génératrice d'aérosols – sans toucher la membrane (partie métallique, CENTRE) du tamis génératrice d'aérosols !
  - Insérez la valve inspiratoire
  - Fermez le nébuliseur
  - Fixez l'embout buccal
  - Branchez le câble du nébuliseur
  - Versez les médicaments
  - Fermez le réservoir pour les médicaments
  - Prenez une position détendue et tenez-vous bien droit. Cela facilite l'inhalation et améliore le dépôt des médicaments dans les voies respiratoires.

Il n'y a pas de données sur l'utilisation du nébuliseur avec un masque.

### 3 Durée de vie du produit

Chaque emballage de Cayston® pour un cycle de traitement de 28 jours contient un nébuliseur Altera®. L'utilisation d'un nouveau nébuliseur lors de chaque cycle de traitement assure l'administration de doses précises pendant tout le traitement et accélère autant que possible l'inhalation.

### 4 Consignes d'hygiène

Le nébuliseur (y compris le tamis génératrice d'aérosols) doit être nettoyé immédiatement après chaque utilisation et désinfecté au moins une fois par jour (voir la notice d'utilisation jointe au eFlow®/rapid nebuliser system).

### 5 Contenent de la boîte

Un nébuliseur Altera® avec un tamis génératrice d'aérosols Altera®.

### 6 Signification des symboles

	Fabricant
	Référence
	Numéro de série
	Marquage CE : Ce produit est conforme aux exigences des directives 93/42/CE (dispositifs médicaux) et 2011/65/EU (LSD).
	Avertissement de sécurité
	Observer la notice d'utilisation (fond = bleu, symbole = blanc)
	Commercialisation de l'appareil médical après le 13 août 2005. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Le symbole d'une poubelle rayé d'une croix indique qu'une collecte distincte est requise.

### 7 Distribution de la taille des particules

Informations sur la répartition par taille des particules conforme avec la norme DIN EN 13544-1 disponibles sur demande auprès de PARI Pharma.

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements auprès de votre partenaire de service local.

[www.alteranebuliser.info](http://www.alteranebuliser.info)

## it Istruzioni per l'uso Nebulizzatore Altera®

- Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare il nebulizzatore Altera®.
- Assicurarsi anche di leggere le istruzioni per l'uso accollse al dispositivo eFlow®/rapid nebuliser system prima del primo utilizzo. Contengono importanti ulteriori indicazioni per l'utilizzo del nebulizzatore Altera®, in particolare per il collegamento, l'utilizzo, la pulizia e la disinfezione dell'apparecchio.

### 1 Finalità del prodotto

Il nebulizzatore Altera® è progettato per essere usato in combinazione con un'unità di controllo eFlow®/rapid (178) oppure con un'unità eBase Controller (678). È stato progettato esclusivamente per l'inhalazione del medicinale Cayston® (aztreonam lisina) per il trattamento delle patologie respiratorie. Osservare anche il foglietto illustrativo del medicinale.

- Non usare Cayston® con un nebulizzatore diverso da Altera®, per evitare la somministrazione di un dosaggio errato.
- Il nebulizzatore Altera® deve essere usato da un solo utente e non deve essere condiviso da più pazienti.

Gruppo di pazienti : dai 6 anni in su

Tempo di nebulizzazione: 2 - 3 minuti

### 2 Uso del nebulizzatore

- Prima del primo utilizzo, pulire e disinfezionare il nebulizzatore, incluso il generatore di aerosol, in base alle istruzioni per l'uso accollse al dispositivo eFlow®/rapid nebuliser system.
- Assemblare il nebulizzatore come mostrato nelle immagini:
  - Ouvre le nebuliseur
  - Insérez le tamis génératrice d'aérosols – **sans toucher la membrane (partie métallique, CENTRE) du tamis génératrice d'aérosols !**
  - Insérez la valve inspiratoire
  - Fermez le nébuliseur
  - Fixez l'embout buccal
  - Branchez le câble du nébuliseur
  - Versez les médicaments
  - Fermez le réservoir pour les médicaments
  - Prenez une position détendue et tenez-vous bien droit. Cela facilite l'inhalation et améliore le dépôt des médicaments dans les voies respiratoires.

Non sono disponibili dati relativi all'uso del nebulizzatore con la maschera.

### 3 Durata del prodotto

Ogni confezione di Cayston® per un ciclo di trattamento di 28 giorni contiene un nebulizzatore Altera®. L'uso di un nuovo nebulizzatore per ogni ciclo di trattamento assicura un dosaggio preciso durante l'intero periodo del trattamento e consente di eseguire un'inalazione più veloce.

### 4 Preparazione igienica

È necessario pulire il nebulizzatore (incluso il generatore di aerosol) immediatamente dopo ogni utilizzo e disinfezionare almeno una volta al giorno in base alle istruzioni per l'uso del dispositivo eFlow®/rapid nebuliser system.

### 5 Contenuto della confezione

Un nebulizzatore Altera® con un generatore di aerosol Altera®.

### 6 Spiegazione dei simboli

	Produttore
	Numeros de artigo
	Número de serie
	Contrassegno CE: Il prodotto è conforme ai requisiti fondamentali delle Direttive europee 93/42/CEE (Dispositivi medici) e 2011/65/UE (RoHS, restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche).
	Avvertenza di sicurezza
	Seguire le istruzioni per l'uso (sfondo = blu, simbolo = bianco)
	L'apparecchio medico è stato distribuito in commercio dopo il 13 agosto 2005. <b>Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici.</b> Il simbolo di un cestino dei rifiuti barrato con una X indica la necessità della raccolta differenziata.

### 7 Distribuzione delle dimensioni delle particelle

Le informazioni sulla distribuzione delle dimensioni delle particelle conformi a DIN EN 13544-1 sono disponibili su richiesta a PARI Pharma.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il proprio servizio di assistenza locale.

[www.alteranebuliser.info](http://www.alteranebuliser.info)

## nl Gebruiksaanwijzing Altera® vernevelaar

- Lees deze gebruiksaanwijzing grondig om uw Altera® vernevelaar te leren gebruiken.
- Lees vóór het eerst gebruik beslist ook de met het eFlow®/rapid nebuliser system meegeleverde gebruiksaanwijzing. Daarin staan belangrijke extra aanwijzingen over het gebruik van de Altera® vernevelaar, met name over de aansluiting, over de bediening en over de reiniging en desinfectie.

### 1 Gebruiksdoel

De Altera® vernevelaar is bedoeld voor gebruik in combinatie met een eFlow®/rapid besturingseenheid (type 178) of een eBase Controller (type 678).

Hij is uitsluitend bedoeld voor gebruik in combinatie met Cayston® (aztreonam lisine) voor de behandeling van aandoeningen aan de luchtwegen. Neem ook de bijsluiter van dit medicament in acht.

- Doe Cayston® niet in een andere vernevelaar dan Altera®, omdat dat leiden tot toediening van een verkeerde dosering.
- De Altera® vernevelaar is bedoeld voor één gebruiker; een andere patiënt mag geen gebruik van maken.

Patiëntengroep: fr 6 år

Vernevelingstid: 2-3 minutter

### 2 Slik bruker du forstøveren

- Rengjør og desinfiser forstøveren og aerosolgenereringsdelen som forkart i bruksanvisningen som følger med eFlow®/rapid nebuliser system, før de tas i bruk første gang.
- Monter forstøveren som vist i illustrasjonene:

- Åpne forstøveren
- Sett inn aerosolgenereringsdelen – **Ikke berør membranen, dvs. metalldele midt i aerosolgenereringsdelen!**
- Open de vernevelaar
- Steek de aerosolprodukt-eenheid erin – **raak het membraan (metalen onderdeel, CENTER) van de aerosolproduct-eenheid niet aan!**
- Inserter de valvula de aspiración
- Chiudere il nebulizzatore
- Insertare il boccaglio
- Collegare il cavo del nebulizzatore
- Introduire il medicinale
- Chiudere il contenitore del medicinale
- Sedersi in posizione eretta e rilassata
- In tal modo viene facilitata l'inhalazione e migliorato il deposito di medicinale nelle vie respiratorie.

Dette gjør inhalasjonen enklere, og gir bedre deponering av medikamentet i luftveiene.

Informasjon om bruk av forstøveren med maske er ikke tilgjengelig.

### 3 Produktets levitet

Hver pakke med Cayston® for en behandlingsperiode på 28 dager inneholder en Altera® håndholdt forstøver. Ved å bruke en ny forstøver for hver behandlingsperiode, sikrer du riktig dosering under hele behandlingen, og gjør inhalasjonen så rask som mulig.

### 4 Hygienisk klargjøring

Forstøveren (inkl. aerosolgenereringsdelen) må rengjøres umiddelbart etter hver bruk, og den må desinfiseres minst én gang per dag. Se bruksanvisningen som følger vedlagt eFlow®/rapid nebuliser system.

### 5 Innholdet i forpakningen

En Altera® vernevelaar inkludert en Altera® aerosolgenerator.

### 6 Symbolforklaring

	Produsent
	Artikkelnummer
	Seriennummer
	CE-merking: Produktet oppfyller kravene i direktiv 93/42/EEG som gjelder medisinsk utstyr, og direktiv 2011/65/EU (RoHS).
	Sikkerhetsadvarsel
	CE-markering: dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn 93/42/EEG (Medische apparatuur) en 2011/65/EU (RoHS): beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.
	Veiligheidswaarschuwing
	Neem de gebruiksaanwijzing in acht (achtergrond = blauw, symbol = wit)
	Het medische apparaat werd na 13 augustus 2005 op de markt gebracht. <b>Dit product mag niet samen met het huishoudelijke afval worden verwijderd.</b> Het symbool met het kruis over de vuilnisbak wijst ertop dat het product met een afzonderlijke vuilnisophaling moet worden meegegeven.

### 7 Partikelstørrelsesfordeling

Informasjon om partikelstørrelsesfordelingen i samsvar med DIN EN 13544-1 kan fås ved henvendelse til PARI Pharma.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til nærmeste servicekontor.

[www.alteranebuliser.info](http://www.alteranebuliser.info)

## no Bruksanvisning Altera® forstøver

- Les nøye instruksene om hvordan du bruker Altera® forstøver.
- Les vedlagte bruksanvisningen for eFlow®/rapid nebuliser system først når du bruker forstøveren.
- Den inneholder viktig informasjon om brukeren av Altera® forstøver, spesielt med hensyn til tilkoblinger og funksjoner, rengjøring og desinfeksjon.

### 1 Bruksområde

Altera® forstøver skal brukes sammen med en eFlow®/rapid kontrollenhed (type 178) eller en eBase Controller (type 678).

Den skal kun brukes med Cayston® (aztreonam lysin) til behandling av luftveissykdommer. Følg i tillegg pakningsvedlegget for denne medisinen.

- Cayston® må ikke fylles i andre forstøvere enn Altera® forstøver.
- Altera® forstøver er ment for én bruker, og skal ikke brukes av flere personer.

Pasiøyntegruppe: fr 6 år

Forstøvingstid: 2-3 minutter

### 2 Indicações de uso