




# Gebrauchsanweisung

## PARI LC PLUS®

Model: PARI LC PLUS (Type 022)

Vernebler für PARI Inhalationssysteme



CE 0123

de

## **Gebrauchsanweisung lesen**

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Anwendung sorgfältig durch. Befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.

## **Gültigkeit der Gebrauchsanweisung**

PARI LC PLUS Vernebler (Type 022)

## **Kontakt**

E-Mail: [info@pari.de](mailto:info@pari.de)

Tel.: +49 (0)8151-279 220 (international)

+49 (0)8151-279 279 (deutsch)

## **Copyright**

©2022 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation  
Moosstraße 3, 82319 Starnberg, Germany. Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

## **Disclaimer**

Diese Gebrauchsanweisung beschreibt die Bestandteile von PARI Produkten und des optionalen Zubehörs. Daher werden in dieser Gebrauchsanweisung auch Merkmale beschrieben und illustriert, welche in Ihrem PARI Produkt nicht vorhanden sind, weil sie z. B. länderspezifisch und/oder optional sind. Bei der Verwendung der Systeme, Produkte und Funktionen sind die jeweils geltenden Ländervorschriften zu beachten.

## **Markenzeichen**

Eingetragene Warenzeichen der PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation in Deutschland und/oder anderen Ländern:  
**LC PLUS®**, **PARI®**

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>WICHTIGE HINWEISE.....</b>	<b>5</b>
Zweckbestimmung .....	5
Indikation .....	6
Kontraindikation.....	6
Kennzeichnung.....	7
Sicherheits- und Warnhinweise .....	8
<b>PRODUKTBESCHREIBUNG.....</b>	<b>11</b>
Lieferumfang .....	11
Überblick und Bezeichnungen.....	11
Produktvarianten .....	11
Produktkombinationen.....	12
Funktionsbeschreibung .....	12
Materialinformation .....	13
Lebensdauer .....	13
<b>ANWENDUNG .....</b>	<b>14</b>
Therapie vorbereiten .....	14
Therapie durchführen .....	18
Therapie beenden .....	21
<b>WIEDERAUFBEREITUNG IN HÄUSLICHER UMGE- BUNG .....</b>	<b>22</b>
Wiederaufbereitungszyklen .....	22
Grenzen der Aufbereitung .....	22
Vorbereiten .....	22
Reinigen .....	23
Desinfizieren.....	25
Anschlusschlauch pflegen .....	27
Kontrollieren .....	27
Trocknen .....	27
Aufbewahren .....	27

<b>WIEDERAUFBEREITUNG IN PROFESSIONELLEN GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN.....</b>	<b>28</b>
Wiederaufbereitungszyklen .....	28
Grenzen der Aufbereitung .....	28
Vernebler .....	29
Anschlusssschlauch .....	37
Visuelles Kontrollieren und Aufbewahren.....	38
<b>FEHLERBEHEBUNG.....</b>	<b>39</b>
<b>TECHNISCHE DATEN.....</b>	<b>39</b>
Allgemeine Verneblerdaten .....	39
Aerosoldaten nach ISO 27427 .....	40
<b>SONSTIGES .....</b>	<b>41</b>

# 1 WICHTIGE HINWEISE

## 1.1 Zweckbestimmung

Die PARI LC PLUS Vernebler erzeugen Aerosole<sup>1</sup> zum Inhalieren für die Therapie der unteren Atemwege.

Der Vernebler bildet zusammen mit einem PARI Kompressor oder dem PARI CENTRAL und PARI Zubehör ein Inhalationssystem.

Der Vernebler ist geeignet für die Behandlung von Patienten aller Altersgruppen.

Nur für die Verneblertherapie zugelassene Lösungen und Suspensionen dürfen verwendet werden.

Der Vernebler darf nur mit einem PARI Kompressor oder mit einer zentralen Gasversorgungsanlage verbunden werden. Für den Anschluss an einer zentralen Gasversorgungsanlage ist der PARI CENTRAL vorgesehen.

Dieses PARI Produkt darf sowohl in häuslichen Umgebungen als auch in professionellen Gesundheitseinrichtungen verwendet werden. In häuslichen Umgebungen darf dieses PARI Produkt nur für einen einzigen Patienten verwendet werden (kein Patientenwechsel). In professionellen Umgebungen ist bei Einhaltung der entsprechenden Wiederaufbereitungsmaßnahmen ein Patientenwechsel möglich.

Dieses Produkt darf nur von Personen verwendet werden, die den Inhalt der Gebrauchsanweisungen verstehen und das Produkt sicher verwenden können. Folgende Personengruppen müssen bei der Anwendung von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden:

- Babys, Kleinkinder und Kinder
- Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten (z. B. körperlich, geistig, sensorisch)

---

1) Aerosol: In Gasen oder Luft schwebende kleine Partikel aus fester, flüssiger oder gemischter Zusammensetzung (feiner „Nebel“).

Wenn der Patient selbst nicht in der Lage ist, dieses Produkt sicher anzuwenden, muss die Therapie von der verantwortlichen Person durchgeführt werden.

Dieses PARI Produkt ist nur für Patienten geeignet, die selbstständig atmen und bei Bewusstsein sind.

Eine Anwendung dauert ca. 5 bis 10 Minuten, maximal jedoch 20 Minuten (je nach Flüssigkeitsmenge).

Die Häufigkeit und Dauer der Anwendung wird entsprechend den individuellen Erfordernissen von medizinischem Fachpersonal<sup>2</sup> festgelegt.

## **1.2 Indikation**

Erkrankungen der unteren Atemwege.

## **1.3 Kontraindikation**

Der PARI GmbH sind keine Kontraindikationen bekannt.

---

2) Medizinisches Fachpersonal: Ärzte, Apotheker und Physiotherapeuten.

## 1.4 Kennzeichnung

Auf dem Produkt bzw. auf der Verpackung befinden sich folgende Symbole:

<b>MD</b>	Medizinprodukt
	Hersteller
	Herstellungsdatum
<b>REF</b>	Artikelnummer
<b>LOT</b>	Fertigungslosnummer, Charge
<b>UDI</b>	Einmalige Produktkennung
 0123	Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Medizinprodukte-Verordnung 2017/745.
	Gebrauchsanweisung befolgen
	Mundstück mit Ausatemventil
	Einatemventil
	Anschlusssschlauch
	Verneblereinsatz
	PARI LC PLUS Vernebler
	LC Unterbrecher
	Luftfilter für Kompressor Typ 128/130/152
	Luftfilter für Kompressor Typ 041
	Luftfilter für Kompressor Typ 028/085
	Schlauchadapter
	Filterwechsler

## 1.5 Sicherheits- und Warnhinweise

**Die vorliegende Gebrauchsanweisung enthält wichtige Informationen, Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Nur wenn der Anwender diese befolgt, kann dieses PARI Produkt sicher angewendet werden.**

Verwenden Sie dieses PARI Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben.

Die Gebrauchsanweisungen des verwendeten Kompressors und Zubehörs sowie die Gebrauchsinformation der verwendeten Inhalationslösung müssen ebenfalls beachtet werden.

### Kennzeichnung und Klassifizierung der Warnhinweise

Sicherheitsrelevante Warnungen sind in dieser Gebrauchsanweisung in die folgenden Gefahrenstufen eingeteilt:

#### GEFAHR

GEFAHR bezeichnet eine gefährliche Situation, die zu schwersten Verletzungen oder zum Tod führen wird, wenn sie nicht vermieden wird.

#### WARNUNG

WARNUNG bezeichnet eine gefährliche Situation, die zu schwersten Verletzungen oder zum Tod führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

#### VORSICHT

VORSICHT bezeichnet eine gefährliche Situation, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

#### **HINWEIS**

HINWEIS bezeichnet eine gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

## Allgemein

Werden nicht zugelassene Lösungen oder Suspensionen für die Vernebelung verwendet, können die Aerosoldaten des Verneblers von den Angaben des Herstellers abweichen.

Dieses Produkt ist nicht für eine Verwendung in einem Anästhesie-Atemsystem oder einem Atemsystem eines Beatmungsgeräts geeignet.

Tracheotomierte Patienten können nicht mit einem Mundstück inhalieren. Sie benötigen spezielles Zubehör, um eine Inhalationstherapie durchführen zu können. In diesem Fall kontaktieren Sie Ihren Arzt für weitere Informationen.

Öl- und fetthaltige Hautpflegemittel können die weichen Kunststoffkomponenten beschädigen. Diese Hautpflegemittel sollten während der Anwendung vermieden werden.

**Sollte sich durch die Therapie keine Verbesserung oder sogar eine Verschlechterung Ihres Gesundheitszustandes einstellen, wenden Sie sich an medizinisches Fachpersonal.**

## Therapie von Babys, Kindern und hilfsbedürftigen Personen



### GEFAHR

#### Lebensgefahr durch Strangulation

Bei Personen, die nicht in der Lage sind, selbständig die Therapie durchzuführen oder die Gefährdungen nicht einschätzen können, besteht erhöhte Verletzungsgefahr durch Strangulation mit der Netzteitung oder dem Anschluss-schlauch. Zu diesen Personen gehören z. B. Babys, Kinder und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten.

- Stellen Sie sicher, dass bei diesen Personen eine für die Sicherheit verantwortliche Person die Anwendung beaufsichtigt oder durchführt.

## Gefahr durch verschluckbare Kleinteile

Das Produkt enthält Kleinteile. Kleinteile können die Atemwege blockieren und zu einer Erstickungsgefahr führen. Bewahren Sie alle Produktbestandteile stets außer Reichweite von Babys und Kleinkindern auf.

## Hygiene

Beachten Sie folgende Hygienehinweise:

- Verwenden Sie nur gereinigte und getrocknete Produktbestandteile. Verunreinigungen und Restfeuchte führen zu Keimwachstum, wodurch eine erhöhte Infektionsgefahr besteht.
- Waschen Sie sich vor jeder Anwendung und Wiederaufbereitung gründlich die Hände.
- Führen Sie die Wiederaufbereitung unbedingt auch vor der ersten Anwendung durch.
- Verwenden Sie für die Wiederaufbereitung stets Trinkwasser.
- Achten Sie auf ausreichende Trocknung aller Einzelteile nach jedem Aufbereitungsschritt.
- Bewahren Sie die Produktbestandteile nicht in feuchter Umgebung oder zusammen mit feuchten Gegenständen auf.

## Meldung von schwerwiegenden

### Vorkommnissen


Schwerwiegende Vorkommnisse an den Hersteller und die zuständige Behörde melden.

## 2 PRODUKTBESCHREIBUNG

### 2.1 Lieferumfang

Den Lieferumfang entnehmen Sie bitte der Verpackung.

### 2.2 Überblick und Bezeichnungen



(1)	Vernebler
(1a)	Einatemventil
(1b)	Düsenaufsatz
(1c)	Verneblerunterteil
(1d)	LC Unterbrecher
(1e)	Mundstück
(1f)	Anschlusschlauch
(2)	Luftfilter für Kompressor

### 2.3 Produktvarianten

PARI LC PLUS (Düsenaufsatz: transparent)

Mit Mundstück zur Behandlung der Atemwege von Erwachsenen und Kindern ab ca. 4 Jahren.

## 2.4 Produktkombinationen


Der PARI Vernebler kann mit allen PARI Kompressoren oder über einen PARI CENTRAL mit einer zentralen Gasversorgungsanlage verbunden werden.

Der Vernebler kann mit diversem PARI Zubehör kombiniert werden.

## 2.5 Funktionsbeschreibung

Der PARI Vernebler ist Teil eines PARI Inhalationssystems.

Der Vernebler erzeugt bei Zufuhr von Druckluft Aerosol aus der eingefüllten Flüssigkeit, z. B. dem Medikament. Dieses Aerosol wird über das Mundstück oder ggf. über eine Maske in die Lunge eingeatmet.



Der LC Unterbrecher ermöglicht es, die Aerosolerzeugung während des Ausatmens zu unterbrechen und dadurch die Medikamentenausnutzung zu optimieren.

## 2.6 Materialinformation

Die einzelnen Produktbestandteile bestehen aus folgenden Materialien:

Produktbestandteil	Material
Einatemventil	Polypropylen, Silikon
Düsenaufsatz	Polypropylen
Verneblerunterteil	Polypropylen
LC Unterbrecher	Polypropylen
Mundstück (mit Ausatemventil)	Polypropylen, Thermoplastisches Elastomer
Anschlussenschlauch	Polyvinylchlorid
Schlauchendstück	Thermoplastisches Elastomer

## 2.7 Lebensdauer

Die einzelnen Produktbestandteile haben folgende zu erwartende Lebensdauer:

Produktbestandteil	Lebensdauer
Vernebler, Anschlussenschlauch und Zubehör	in häuslicher Umgebung [siehe: WIEDERAUFBEREITUNG IN HÄUSLICHER UMGBUNG, Seite 22]
Vernebler, Anschlussenschlauch und Zubehör	in professioneller Umgebung [siehe: WIEDERAUFBEREITUNG IN PROFESSIONELLEN GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN, Seite 28]

Wenn die zu erwartende Lebensdauer erreicht ist, erneuern Sie den betroffenen Produktbestandteil. Hierfür sind Vernebler-Nachkaufsets (Vernebler inkl. Anschlussenschlauch) bzw. PARI Year Packs (Vernebler inkl. Anschlussenschlauch und Luftfilter für einen Kompressor) erhältlich.

### 3 ANWENDUNG

Alle nachfolgend beschriebenen Schritte müssen ordnungsgemäß durchgeführt werden.

Soll der Vernebler über einen PARI CENTRAL mit einer zentralen Gasversorgungsanlage verbunden werden, ist die Gebrauchsanweisung des PARI CENTRAL zu beachten.

#### 3.1 Therapie vorbereiten

##### Vernebler zusammenbauen




##### VORSICHT


##### Gefahr einer Therapiebeeinträchtigung

Beschädigte Einzelteile sowie ein falsch montierter Vernebler können die Funktion des Verneblers und damit die Therapie beeinträchtigen.

- Überprüfen Sie alle Verneblerbestandteile und das Zubehör vor jeder Anwendung.
- Ersetzen Sie gebrochene, verformte oder stark verfärbte Teile.
- Beachten Sie die Montagehinweise in dieser Gebrauchsanweisung.
- Stecken Sie den Düsenaufsatz in das Verneblerunterteil.
- Fixieren Sie den Düsenaufsatz mit einer leichten Drehung im Uhrzeigersinn.




- Stecken Sie den Anschluss-schlauch an den Vernebler.




**Alternativ:**

- Stecken Sie den LC Unterbrecher an den Vernebler.
- Stecken Sie den Anschluss-schlauch auf den seitlichen Lufteinlass am LC Unterbrecher.



**Mundstück verwenden**

- Stecken Sie das Mundstück an den Vernebler.





## Zubehör verwenden

Informationen zur Montage von Zubehör finden Sie in der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Zubehörs<sup>3</sup>.

## Vernebler befüllen

- Stecken Sie den Vernebler in die dafür vorgesehene Halterung am Kompressor.
- Ziehen Sie ggf. das Einatemventil ab.
- Füllen Sie die erforderliche Menge der Inhalationslösung von oben in den Vernebler ein.  
Beachten Sie das minimale und maximale Füllvolumen [siehe: Allgemeine Verneblerdaten, Seite 39]. Enthält der Vernebler zu wenig oder zu viel Flüssigkeit, wird die Vernebelung und damit die Therapie beeinträchtigt.



- Stecken Sie das Einatemventil auf den Vernebler.

3) Gebrauchsanweisungen für Zubehör liegen dem Zubehör bei. Sie können ggf. beim Hersteller bzw. Händler bestellt werden.

***Wenn mehrere Inhalationslösungen nacheinander verwendet werden sollen:***


- Spülen Sie den Vernebler zwischen den einzelnen Anwendungen mit Trinkwasser aus.
- Schütteln Sie überschüssiges Wasser aus dem Vernebler.
- Befüllen Sie den Vernebler mit der nächsten Inhalationslösung wie beschrieben.

## 3.2 Therapie durchführen


Bevor eine Therapie durchgeführt wird, müssen alle in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise gelesen und verstanden worden sein.

**i** Halten Sie den Vernebler während der Therapie immer senkrecht.

- Nutzen Sie gegebenenfalls den Schlauchadapter, um eine Verbindung zwischen dem Anschluss schlauch und dem Kompressor herzustellen.




- ⚠ GEFAHR! Lebensgefahr durch Verwechslung von Schläuchen!** Sind Schlauchsysteme anderer Geräte in der Nähe (z. B. für Infusionen), prüfen Sie sorgfältig, ob der am Kompressor angeschlossene Anschluss schlauch am anderen Ende mit dem Vernebler verbunden ist. Es besteht sonst die Gefahr, dass verschiedene Anschlussmöglichkeiten miteinander verwechselt werden.




- Stecken Sie den Anschluss schlauch des Verneblers mit leichter Drehung in den Druckluftanschluss des Kompressors.

- Nehmen Sie den Vernebler aus der Halterung am Kompressor heraus und halten Sie ihn senkrecht.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile fest miteinander verbunden sind.



- **⚠ GEFAHR! Lebensgefahr durch Stromschlag bei Gerätedefekt!** Schalten Sie sofort den Kompressor aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Verdacht auf einen Defekt besteht (z. B. nach einem Sturz oder bei Geruch nach verschmortem Kunststoff). Bei einem Gerätedefekt kann es zu Kontakt mit stromführenden Teilen kommen. Ein elektrischer Schlag kann die Folge sein. Schalten Sie den Kompressor ein, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter auf "ON" schalten.
- Vergewissern Sie sich, dass Aerosol erzeugt wird, bevor Sie mit der Therapie beginnen (aus dem Vernebler strömt ein feiner Nebel).



## Mit Mundstück inhalieren


- Setzen Sie sich entspannt und aufrecht hin.
- Nehmen Sie das Mundstück zwischen die Zähne und umschließen Sie es mit den Lippen.
- Atmen Sie möglichst langsam und tief durch das Mundstück ein und entspannt wieder aus.
- Führen Sie die Inhalation so lange durch, bis sich das Geräusch im Vernebler verändert.

**i** *Es bleibt nach Therapieende Restflüssigkeit im Vernebler.*

## LC Unterbrecher verwenden

Ist der LC Unterbrecher montiert, wird erst Aerosol erzeugt, wenn die Unterbrechertaste gedrückt wird. Gehen Sie folgendermaßen vor, um zu inhalieren und während des Ausatmens die Aerosolerzeugung zu unterbrechen:

- Drücken Sie die Unterbrechertaste, damit Aerosol erzeugt wird.




**Info:** *Falls sich die Taste nicht drücken lässt, ist sie festgestellt und der LC Unterbrecher auf Dauervernebelung eingestellt. Lösen Sie in diesem Fall die Unterbrechertaste, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.*

- Lassen Sie die Taste los, um die Aerosolerzeugung zu unterbrechen.

Wenn Sie trotz montiertem LC Unterbrecher eine Dauerernebelung möchten:

- Drehen Sie die Unterbrechertaste im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- Das Aerosol wird dauerhaft erzeugt (**Dauerernebelung**).



## Mit Zubehör inhalieren

Die Inhalation mit Zubehör (z. B. Masken) ist in der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Zubehörs beschrieben.

### 3.3 Therapie beenden

Zum Beenden der Therapie gehen Sie wie folgt vor:

- Schalten Sie den Kompressor aus, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter auf "OFF" schalten.
- Stecken Sie den Vernebler wieder zurück in die Halterung am Kompressor.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

**i** *Die vollständige Trennung vom Netz ist nur gewährleistet, wenn der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.*

## 4 WIEDERAUFBEREITUNG IN HÄUSLICHER UMGEBUNG

Die Produktbestandteile müssen unmittelbar nach jeder Anwendung gründlich gereinigt und mindestens einmal wöchentlich desinfiziert werden.

Der Anschlusschlauch kann weder gereinigt noch desinfiziert werden.

Trocknen Sie den Anschlusschlauch nach jeder Anwendung [siehe: Anschlusschlauch pflegen, Seite 27].

Die Lebensdauer des Anschlusschlauchs beträgt max. 1 Jahr.

### 4.1 Wiederaufbereitungszyklen


Vernebler	<ul style="list-style-type: none"><li>– Reinigung unmittelbar nach jeder Anwendung</li><li>– Desinfektion einmal wöchentlich</li></ul>
-----------	--

### 4.2 Grenzen der Aufbereitung

Vernebler und Zubehör, Desinfektion	300 Aufbereitungen, max. 1 Jahr
--	------------------------------------

### 4.3 Vorbereiten

- Den Schlauch vom Vernebler abziehen.
- Das Mundstück vom Vernebler abziehen.
- Die Restflüssigkeit aus dem Vernebler entfernen.
- Den Vernebler in alle Einzelteile zerlegen.
- Das blaue Ausatemventil am Mundstück vorsichtig aus dem Schlitz herausziehen. Das Ausatemventil muss danach immer noch am Mundstück hängen.



## 4.4 Reinigen

### Vorreinigen

Alle Einzelteile müssen unmittelbar nach der Anwendung vorbereitet werden.

#### AUSSTATTUNG:

- Trinkwasser mit einer Temperatur von ca. 15 °C

#### DURCHFÜHRUNG:

- Spülen Sie alle verwendeten Einzelteile 2 Minuten lang unter fließendem Trinkwasser.


### Manuell reinigen

#### AUSSTATTUNG:

- Trinkwasser mit einer Temperatur von mindestens 40 °C
- Handelsübliches Geschirrspülmittel<sup>4</sup>
- Behältnis mit mind. 3 l Fassungsvermögen

#### DURCHFÜHRUNG:

- Geben Sie ca. 1 Teelöffel Geschirrspülmittel auf 3 l warmes Trinkwasser.
- Legen Sie alle Einzelteile in das Spülwasser.  
Einwirkzeit: 5 Minuten
- Bewegen Sie die Teile gelegentlich hin und her.
- Verwenden Sie bei sichtbarer Verschmutzung eine mittelweiche Bürste (z. B. eine Zahnbürste), die nur für diesen Zweck verwendet wird.



#### SPÜLEN:

- Spülen Sie alle Einzelteile gründlich unter fließendem Trinkwasser ca. 15 °C für 3 Minuten ab.

---

4) Validiert mit Palmolive®.

## TROCKNEN:

- Schütteln Sie das Wasser aus allen Einzelteilen.
- Legen Sie alle Einzelteile auf eine trockene, saubere und saugfähige Unterlage und lassen Sie diese vollständig trocknen.

## In der Geschirrspülmaschine

Die Einzelteile können in einer haushaltsüblichen Geschirrspülmaschine gereinigt werden, sofern diese an Leitungswasser mit Trinkwasserqualität angeschlossen ist.

Für den sicheren Umgang mit dem verwendeten Reinigungsmittel beachten Sie die entsprechende Gebrauchsinformation, insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.

## DURCHFÜHRUNG:

 *Reinigen Sie die Einzelteile nicht zusammen mit stark verschmutztem Geschirr.*

- Positionieren Sie alle Einzelteile so im Geschirrkorb, dass sich kein Wasser darin sammeln kann.
- Wählen Sie ein Programm mit mind. 50 °C.

## TROCKNEN:

Stellen Sie sicher, dass keine Restnässe in den Einzelteilen vorhanden ist. Ggf.:

- Schütteln Sie das Wasser aus allen Einzelteilen.
- Legen Sie alle Einzelteile auf eine trockene, saubere und saugfähige Unterlage und lassen Sie diese vollständig trocknen.

## 4.5 Desinfizieren

Desinfizieren Sie alle Einzelteile im Anschluss an die Reinigung. Nur gereinigte Bestandteile können wirksam desinfiziert werden.

Nachfolgend sind die validierten Desinfektionsverfahren beschrieben.

### In kochendem Wasser

AUSSTATTUNG:

- Sauberer Kochtopf
- Trinkwasser

DURCHFÜHRUNG:



#### VORSICHT

##### Infektionsgefahr durch Feuchtigkeit

Feuchtigkeit begünstigt Keimwachstum.

- Nehmen Sie alle Teile unmittelbar nach dem Desinfektionsvorgang aus dem Kochtopf und lassen Sie sie trocknen.
- Legen Sie alle Einzelteile mind. 5 Minuten in sprudelnd kochendes Wasser. **HINWEIS! Gefahr einer Beschädigung der Kunststoffteile!** Kunststoff schmilzt bei Berührung mit dem heißen Topfboden. Achten Sie auf ausreichenden Wasserstand im Topf, so dass die Einzelteile nicht den Topfboden berühren.

TROCKNEN:

- Schütteln Sie das Wasser aus allen Einzelteilen.
- Legen Sie alle Einzelteile auf eine trockene, saubere und saugfähige Unterlage und lassen Sie diese vollständig trocknen.

## Mit einem handelsüblichen, thermischen Desinfektionsgerät für Babyflaschen (keine Mikrowelle)

### AUSSTATTUNG:

- thermisches Desinfektionsgerät mit einer Laufzeit von mindestens 6 Minuten

### DURCHFÜHRUNG:



#### VORSICHT

##### **Infektionsgefahr durch unzureichende Desinfektion**

Eine unzureichende Desinfektion begünstigt Keimwachstum und erhöht damit die Infektionsgefahr.

- Stellen Sie vor jeder Desinfektion sicher, dass das Desinfektionsgerät sauber und funktionsfähig ist.
- Führen Sie die Desinfektion so lange durch, bis sich das Desinfektionsgerät automatisch abschaltet bzw. die in der Gebrauchsanweisung des Desinfektionsgeräts angegebene Mindest-Desinfektionszeit erreicht ist. Schalten Sie das Gerät nicht vorzeitig ab.



#### VORSICHT

##### **Infektionsgefahr durch Feuchtigkeit**

Feuchtigkeit begünstigt Keimwachstum.

- Nehmen Sie alle Teile unmittelbar nach dem Desinfektionsvorgang aus dem Desinfektionsgerät und lassen Sie sie trocknen.

Für die Durchführung der Desinfektion, die Dauer des Desinfektionsvorgangs sowie die erforderliche Wassermenge beachten Sie die Gebrauchsanweisung des verwendeten Desinfektionsgerätes.

## TROCKNEN:

- Legen Sie nach Abschluss des Desinfektionsvorgangs alle Einzelteile auf eine trockene, saubere und saugfähige Unterlage und lassen Sie sie vollständig trocknen. Oder lassen Sie alle Einzelteile für max. 24 Stunden im geschlossenen thermischen Desinfektionsgerät bis zur nächsten Verwendung.

## 4.6 Anschlusschlauch pflegen

Trocknen Sie den Anschlusschlauch nach jeder Inhalation:

- Schließen Sie den Anschlusschlauch an den Kompressor an.
- Schalten Sie Ihren Kompressor ein.
- Lassen Sie den Kompressor so lange arbeiten, bis die Feuchtigkeit im Schlauch beseitigt ist.

## 4.7 Kontrollieren

Kontrollieren Sie alle Produktbestandteile nach jeder Reinigung und Desinfektion. Ersetzen Sie gebrochene, verformte oder stark verfärbte Teile.

## 4.8 Trocknen

Legen Sie alle Produktbestandteile nach jeder Reinigung und Desinfektion auf eine trockene, saubere und saugfähige Unterlage und lassen Sie sie vollständig trocknen.

## 4.9 Aufbewahren

Bewahren Sie dieses Produkt wie nachfolgend beschrieben auf:

- Schlagen Sie alle Einzelteile in ein sauberes, fusselfreies Tuch ein (z. B. Geschirrtuch).
- Bewahren Sie alle Einzelteile an einem trockenen und staubfreien Ort auf.

## 5 WIEDERAUFBEREITUNG IN PROFESSIONELLEN GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN

Trocknen Sie den Anschlusssschlauch nach jeder Anwendung [siehe: Anschlusssschlauch, Seite 37].

### 5.1 Wiederaufbereitungszyklen

#### Ohne Patientenwechsel

Vernebler ohne Anschlusssschlauch sowie Zubehör (z. B. Maske)	<ul style="list-style-type: none"><li>– Reinigung unmittelbar nach jeder Anwendung</li><li>– Desinfektion einmal wöchentlich</li></ul>
---	--

#### Vor einem Patientenwechsel

Vernebler ohne Anschlusssschlauch mit Zubehör (z. B. Maske)	<ul style="list-style-type: none"><li>– Reinigung</li><li>– Desinfektion</li><li>– Sterilisation</li></ul>
Anschlusssschlauch	Maschinelle Reinigung mit Desinfektion

### 5.2 Grenzen der Aufbereitung

Vernebler und Zubehör, Desinfektion	300 Aufbereitungen, max. 1 Jahr
Vernebler und Zubehör, Sterilisation	100 Aufbereitungen, max. 1 Jahr
Anschlusssschlauch	50 Aufbereitungen, max. 1 Jahr

## 5.3 Vernebler

### Aufzubereitende Einzelteile

#### VORSICHT

#### Infektionsgefahr durch Kreuzkontamination bei Patientenwechsel

Wird ein Produkt für verschiedene Patienten verwendet, besteht die Gefahr, dass Keime von einem Patienten zum anderen übertragen werden.

- Reinigen, desinfizieren und sterilisieren Sie alle Einzelteile vor jedem Patientenwechsel.
- Tauschen Sie den Anschlusschlauch aus oder führen Sie eine maschinelle Reinigung und Desinfektion des Anschlusschlauches durch [siehe: Anschlusschlauch, Seite 37].

Es können alle Bestandteile eines PARI Verneblers und des verwendeten PARI Zubehörs gemäß den nachfolgend beschriebenen Verfahren gereinigt, desinfiziert und sterilisiert werden.

Gesondert zu behandeln sind der Anschlusschlauch und das Gummiband der Maske.

### Vorbereiten

Zerlegen Sie das Produkt in seine Einzelteile.

### Vorreinigen

Alle Einzelteile müssen unmittelbar nach der Anwendung vorbereinigt werden.

#### AUSSTATTUNG:

- Trinkwasser mit einer Temperatur von ca. 15 °C

#### DURCHFÜHRUNG:

- Spülen Sie alle verwendeten Einzelteile 2 Minuten lang unter fließendem Trinkwasser.

## Reinigen und desinfizieren

### ***Manuell reinigen***

#### AUSSTATTUNG

Das Verfahren wurde in Europa validiert unter Verwendung von:

- pH-neutrales, enzymatisches Reinigungsmittel:  
Bode Bomix® plus (Konzentration: 0,1 %)
- Trinkwasser mit einer Temperatur von ca. 15 °C
- Einwirkzeit: 10 Minuten

#### DURCHFÜHRUNG:

##### **VORSICHT**

##### **Infektionsgefahr durch Keimwachstum**

Eine unzureichende Desinfektion begünstigt Keimwachstum und erhöht damit die Infektionsgefahr.

- Halten Sie das angegebene Mischungsverhältnis sowie die angegebene Einwirkzeit ein.
  - Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile während der gesamten Einwirkzeit vollständig von der Lösung bedeckt sind. Es dürfen keine Hohlräume oder Luftblasen vorhanden sein.
  - Reinigen Sie alle Einzelteile mit einer gemäß Herstellerangaben hergestellten Lösung.  
Bei sichtbaren Verschmutzungen verwenden Sie eine mittelweiche Bürste (z. B. eine Zahnbürste), die nur für diesen Zweck verwendet wird.
-  Wird die empfohlene Einwirkdauer deutlich überschritten, können die Kunststoffteile den Geruch des verwendeten Mittels annehmen.**

**SPÜLEN:**

- Spülen Sie alle Einzelteile gründlich unter fließendem Trinkwasser ca. 15 °C für 3 Minuten ab.

**TROCKNEN:**

- Schütteln Sie das Wasser aus allen Einzelteilen.
- Legen Sie alle Einzelteile auf eine trockene, saubere und saugfähige Unterlage und lassen Sie diese vollständig trocknen.

## **Reinigung mit Desinfektion**

Mithilfe einer chemischen Aufbereitung kann die Reinigung und Desinfektion in einem Arbeitsgang durchgeführt werden.

Für den sicheren Umgang mit der Chemikalie beachten Sie die Gebrauchsinformation des Desinfektionsmittels.

<b>Maschinelle Reinigung mit Desinfektion:</b>	<p><b>AUSSTATTUNG:</b> Das Verfahren wurde in Europa validiert unter Verwendung von:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Alkalisches Reinigungsmittel: Dr. Weigert neodisher® MediClean forte (Konzentration: 0,5 %)</li><li>– Deionisiertes Wasser</li><li>– Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG): Steelco DS800 gemäß DIN EN ISO 15883-1 und 15883-2</li></ul> <p><b>Info:</b> Wenn ein anderes alkalisches Reinigungsmittel verwendet wird, kann zusätzlich die Verwendung eines Neutralisators erforderlich sein. Beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers der Chemikalie.</p> <p><b>DURCHFÜHRUNG:</b> Programm zur Reinigung und Desinfektion gemäß Herstellerangaben.</p> <p><b>TROCKNEN:</b> Stellen Sie sicher, dass keine Restnässe in den Einzelteilen vorhanden ist.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schütteln Sie das Wasser aus allen Einzelteilen.</li><li>• Legen Sie alle Einzelteile auf eine trockene, saubere und saugfähige Unterlage und lassen Sie sie vollständig trocknen.</li></ul>
--	---

<b>Chemische Reinigung mit Desinfektion:</b>	<p><b>AUSSTATTUNG:</b> Das Verfahren wurde in Europa validiert unter Verwendung von:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Aldehydfreies Instrumenten-Desinfektionsmittel: Bode Bomix® plus (Konzentration: 2 %) Wirkstoffbasis: Quartäre Ammoniumverbindung</li><li>– Trinkwasser ca. 15 °C</li><li>– Einwirkzeit: 5 Minuten</li></ul> <p><b>DURCHFÜHRUNG:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Reinigen und desinfizieren Sie die Einzelteile in einem Arbeitsschritt mit einer gemäß Herstellerangaben hergestellten Lösung.</li></ul> <p><i><b>Info:</b> Wird die empfohlene Einwirkzeit deutlich überschritten, können die Kunststoffteile den Geruch des Desinfektionsmittels annehmen.</i></p> <p><b>SPÜLEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  <b>VORSICHT!</b> Rückstände des Desinfektionsmittels können allergische Reaktionen oder Schleimhautirritationen verursachen. Spülen Sie alle Teile gründlich unter fließendem Trinkwasser ca. 15 °C für 3 Minuten ab.</li><li>• Entsorgen Sie die verwendete Lösung (die verdünnte Lösung kann über den Ausguss entsorgt werden).</li></ul> <p><b>TROCKNEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schütteln Sie das Wasser aus allen Einzelteilen.</li><li>• Legen Sie alle Einzelteile auf eine trockene, saubere und saugfähige Unterlage und lassen Sie sie vollständig trocknen.</li></ul>
--	---

## **Chemisch desinfizieren**

Für den sicheren Umgang mit der Chemikalie beachten Sie die Gebrauchsinformation des Desinfektionsmittels.

### **AUSSTATTUNG:**

Das Verfahren wurde in Europa validiert unter Verwendung von:

- Aldehydhaltiges Desinfektionsmittel: Bode Korsolex® basic (Konzentration: 4 %)  
Wirkstoffbasis: Aldehydabspalter, Aldehyd
- Trinkwasser ca. 15 °C
- Einwirkzeit: 30 Minuten

### **DURCHFÜHRUNG:**

#### **⚠ VORSICHT**

#### **Infektionsgefahr durch Keimwachstum**

Eine unzureichende Desinfektion begünstigt Keimwachstum und erhöht damit die Infektionsgefahr.

- Halten Sie das angegebene Mischungsverhältnis sowie die angegebene Einwirkzeit ein.
- Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile während der gesamten Einwirkzeit vollständig von der Lösung bedeckt sind. Es dürfen keine Hohlräume oder Luftblasen vorhanden sein.
- Desinfizieren Sie die Einzelteile mit einer gemäß Herstellerangaben hergestellten Lösung.

**i** *Wird die empfohlene Einwirkdauer deutlich überschritten, können die Kunststoffteile den Geruch des verwendeten Mittels annehmen.*

## SPÜLEN:



### VORSICHT

#### Gefahr allergischer Reaktionen und Schleimhautirritationen durch Desinfektionsmittel

Desinfektionsmittel können bei Hautkontakt allergische Reaktionen oder Schleimhautirritationen auslösen.

- Spülen Sie das Produkt gründlich, so dass keine Rückstände des Desinfektionsmittels auf dem PARI Produkt zurückbleiben.
- Spülen Sie alle Teile gründlich unter fließendem Trinkwasser ca. 15 °C für 3 Minuten ab.
- Entsorgen Sie die verwendete Lösung. Die verdünnte Lösung kann über den Ausguss entsorgt werden.

## TROCKNEN:

- Schütteln Sie das Wasser aus allen Einzelteilen.
- Legen Sie alle Einzelteile auf eine trockene, saubere und saugfähige Unterlage und lassen Sie diese vollständig trocknen.

## Sterilisieren

### VORSICHT

#### Infektionsgefahr durch Restkeime

Wenn sich an den Einzelteilen Verschmutzungen befinden, können trotz einer Sterilisation vermehrungsfähige Keime verbleiben. Dadurch besteht Infektionsgefahr.

- Reinigen, desinfizieren und trocknen Sie vor einer Sterilisation alle Einzelteile gründlich.
- Verwenden Sie für die Reinigung und Desinfektion ausschließlich validierte Verfahren.

#### AUSSTATTUNG:

Das Verfahren wurde in Europa validiert unter Verwendung von:

- Dampfsterilisator mit fraktioniertem Vorvakuum gemäß DIN EN 285 bzw. DIN EN 13060 (Typ B)
- Sterilbarrieresystem
- Temperatur: 132 °C/134 °C
- Haltezeit: mind. 3 Minuten

#### DURCHFÜHRUNG:

- Packen Sie alle Einzelteile in ein Sterilbarrieresystem nach DIN EN 11607-1 (z. B. Folien-Papier-Verpackung).
- Führen Sie die Sterilisation im Dampfsterilisator gemäß Herstellerangaben durch.

Sterilisationstemperatur und Haltezeit:

132 °C/134 °C, mind. 3 Min.

#### TROCKNEN:

Stellen Sie sicher, dass keine Restnässe in den Einzelteilen vorhanden ist. Ggf.:

- Schütteln Sie das Wasser aus allen Einzelteilen.
- Legen Sie alle Einzelteile auf eine trockene, saubere und saugfähige Unterlage und lassen Sie diese vollständig trocknen.

## 5.4 Anschlusschlauch

### Maschinell reinigen und desinfizieren

#### AUSSTATTUNG:

Das Verfahren wurde in Europa validiert unter Verwendung von:

- Alkalisches Reinigungsmittel: Dr. Weigert neodisher® MediClean forte
- Neutralisator: Dr. Weigert neodisher Z
- Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG): RDG G7836 CD (Miele) (gemäß DIN EN ISO 15883)
- Sonderkörbe Miele-Instrumentenspülmaschine
- Druckluftquelle zum Trocknen

#### DURCHFÜHRUNG

Programm Vario TD oder vergleichbare valide Programme

#### TROCKNEN

Trocknen Sie den Anschlusschlauch wie im entsprechenden Abschnitt beschrieben.

## Trocknen

- Schließen Sie den Anschlusssschlauch an eine Druckluftquelle (Kompressor oder zentrale Gasversorgung) an.
- Schalten Sie die Druckluftquelle ein.
- Lassen Sie die Druckluftquelle so lange eingeschaltet, bis die Feuchtigkeit im Schlauch beseitigt ist.

## 5.5 Visuelles Kontrollieren und Aufbewahren

Überprüfen Sie alle Einzelteile. Ersetzen Sie gebrochene, verformte oder stark verfärbte Teile.

Aufbewahrungsort:

- trocken
- staubfrei
- kontaminationsgeschützt  
optional: Sterilverpackung verwenden

## 6 FEHLERBEHEBUNG

Wenden Sie sich an den Hersteller bzw. Händler:

- bei Fehlern, die in diesem Kapitel nicht aufgeführt sind
- wenn das vorgeschlagene Vorgehen den Fehler nicht behobt

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Aus dem Vernebler kommt kein Aerosol.	Die Düse des Verneblers ist verstopft.	Reinigen Sie den Vernebler.
	Der Anschluss-schlauch ist nicht richtig angeschlossen.	Prüfen Sie, ob alle Schlauchendstücke fest mit dem Kompressor und dem Vernebler verbunden sind.
	Der Anschluss-schlauch ist undicht.	Ersetzen Sie den Anschluss-schlauch.

## 7 TECHNISCHE DATEN

### 7.1 Allgemeine Verneblerdaten

Größe <sup>5</sup>	10 cm × 9,5 cm × 4,5 cm
Gewicht <sup>5</sup>	27,5 g bis 29,5 g
Betriebsgase	Luft, Sauerstoff
Minimaler Kompressorfluss	3,0 l/min
Minimaler Betriebsdruck	0,5 bar / 50 kPa
Maximaler Kompressorfluss	6,0 l/min
Maximaler Betriebsdruck	2,0 bar / 200 kPa
Minimales Füllvolumen	2 ml
Maximales Füllvolumen	8 ml

5) Ohne Mundstück; unbefüllt.

## 7.2 Aerosoldaten nach ISO 27427

Die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Aerosoldaten wurden nach ISO 27427 mit Salbutamol ermittelt. Werden andere Lösungen oder Suspensionen zur Vernebelung verwendet, können die Aerosoldaten von den angegebenen abweichen (insbesondere, falls diese eine höhere Viskosität aufweisen).

Die folgenden Angaben basieren auf Prüfungen nach Norm, die das Atemmuster von Erwachsenen zugrunde legen. Daher weichen diese Angaben wahrscheinlich von entsprechenden Angaben ab, die für Kind- oder Kleinkind-Populationen ermittelt wurden.

Düsenaufsatz (transparent)	Minimaler Kompressorfluss (3 l/min – 0,6 bar)	Nominaler Kompressorfluss (4 l/min – 1,2 bar) <sup>6</sup>	Maximaler Kompressorfluss (6 l/min – 1,9 bar)
MMAD [µm] <sup>7</sup>	5.4	4.5	3.4
GSD <sup>8</sup>	2.13	2.23	2.31
Respirable (lungengängige) Fraktion [% < 5 µm]	44.0	53.2	66.2
Aerosolanteil [% < 2 µm]	11.6	17.9	28.1
Aerosolanteil [% > 2 µm < 5 µm]	32.4	35.3	38.1
Aerosolanteil [% > 5 µm]	56.0	46.8	33.8
Aerosol Output [ml]	0.30	0.40	0.38

6) Betrieb mit PARI COMPACT2 Kompressor (Type 152).

7) MMAD = Medianer massenbezogener aerodynamischer Durchmesser

8) GSD = Geometrische Standardabweichung

Düsenaufsatz (transparent)	Minimaler Kompressorf luss (3 l/min – 0,6 bar)	Nominaler Kompressorf luss (4 l/min – 1,2 bar) <sup>6</sup>	Maximaler Kompressorf luss (6 l/min – 1,9 bar)
Aerosol Outputrate [ml/min]	0.09	0.12	0.14
Restvolumen [ml] (gravimetrisch bestimmt)	1.28	1.15	1.14
Outputrate bezogen auf das Füllvolumen [%/ min]	4.4	5.9	6.9

## 8 SONSTIGES

Alle Produktbestandteile können über den Hausmüll entsorgt werden. Die landesspezifischen Entsorgungsregeln sind zu beachten.





©2022 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 022D3000-B de 2022-12-07



**PARI GmbH**

Spezialisten für effektive Inhalation  
Moosstraße 3  
82319 Starnberg • GERMANY  
[info@pari.de](mailto:info@pari.de) • [www.pari.com](http://www.pari.com)




# Instructions for use

## PARI LC PLUS®

Model: PARI LC PLUS (Type 022)

Nebulisers for PARI Inhalation systems



CE 0123

en

## **Read the instructions for use**

Read these instructions carefully before using the product. Follow all instructions and safety directions. Keep the instructions in a safe place.

## **Validity of instructions for use**

PARI LC PLUS nebuliser (Type 022)

## **Contact**

Email: [info@pari.de](mailto:info@pari.de)

Tel.: +49 (0)8151-279 220 (international)  
+49 (0)8151-279 279 (German)

## **Copyright**

©2022 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation  
Moosstrasse 3, 82319 Starnberg, Germany. Technical and design changes and printing errors reserved. The same applies to illustrations.

## **Disclaimer**

These instructions for use describe the components of PARI products and optional accessories. For this reason, these instructions for use also describe and illustrate features not present in your PARI product because they are, for instance, country-specific and/or optional. When using the systems, products and functions, the applicable country-specific regulations must be observed.

## **Trade marks**

Registered trade marks of PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation in Germany and/or other countries:

LC PLUS®, PARI®

## TABLE OF CONTENTS

<b>IMPORTANT INFORMATION .....</b>	<b>5</b>
Intended purpose .....	5
Indication .....	6
Contraindication .....	6
Labelling .....	7
Safety and warning instructions .....	8
<b>PRODUCT DESCRIPTION .....</b>	<b>11</b>
Components .....	11
Overview and designations .....	11
Product variants .....	11
Product combinations .....	12
Description of function .....	12
Material information .....	13
Service life .....	13
<b>USE .....</b>	<b>14</b>
Preparing for treatment .....	14
Performing treatment.....	18
Ending the treatment .....	21
<b>REPROCESSING IN A HOME ENVIRONMENT .....</b>	<b>22</b>
Reprocessing cycles .....	22
Processing limits .....	22
Preparation .....	22
Cleaning .....	23
Disinfecting .....	25
Care of the connection tube .....	27
Inspecting .....	27
Drying .....	27
Storage .....	27

<b>REPROCESSING IN PROFESSIONAL HEALTH INSTITUTIONS.....</b>	<b>28</b>
Reprocessing cycles .....	28
Processing limits .....	28
Nebuliser .....	29
Connection tubing .....	37
Visual inspection and storage .....	38
<b>TROUBLESHOOTING .....</b>	<b>39</b>
<b>TECHNICAL DATA.....</b>	<b>39</b>
General nebuliser data .....	39
Aerosol characteristics according to ISO 27427 .....	40
<b>FURTHER INFORMATION.....</b>	<b>41</b>

# 1    **IMPORTANT INFORMATION**

## 1.1    **Intended purpose**

The PARI LC PLUS nebulisers generate aerosols<sup>1</sup> for inhalation for the therapy of the lower airways.

Together with a PARI compressor or the PARI CENTRAL and with PARI accessories, the nebuliser forms an inhalation system.

The nebuliser is suitable for use in treating patients in all age groups.

Only solutions and suspensions that are approved for use in nebuliser treatment may be used.

The nebuliser must only be connected with a PARI compressor or with a central gas supply system. The PARI CENTRAL is intended for the connection with the central gas supply system.

This PARI product can be used in a home environment, as well as in professional health institutions. When used in a home environment, this PARI product is intended for single-patient use only (no patient change). In a professional environment, the device can be used with different patients as long as the corresponding hygiene reprocessing measures are complied with.

This product must be used only by individuals who understand the contents of the instructions for use and are able to use the product safely. Individuals in the following groups must be supervised by a person who is responsible for their safety:

- Babies, infants, and children
- Individuals with limited capabilities (e.g. physical, mental, sensory)

If the patient is not able to use this product safely on their own, then the treatment must be carried out by the responsible person.

This PARI product is suitable only for patients who are able to breathe by themselves and are conscious.

---

1) Aerosol: Small particles of solid, liquid or mixed composition (fine "mist") suspended in gases or air.

An application takes approximately 5 to 10 minutes (depending on the quantity of fluid), but in any case no more than 20 minutes.

The frequency and duration of use is determined by professional medical staff<sup>2</sup> according to the individual needs of the patient.

## **1.2 Indication**

For treatment of diseases of the lower airways.

## **1.3 Contraindication**

There are no contraindications known to PARI GmbH.

---

2) Professional medical staff: Doctors, pharmacists, and physiotherapists.

## 1.4 Labelling

The following symbols can be found on the product and/or the packaging:

<b>MD</b>	Medical device
	Legal manufacturer
	Date of manufacture
<b>REF</b>	Item no.
<b>LOT</b>	Production batch number, lot number
<b>UDI</b>	Unique Device Identifier (UDI)
	This product conforms to the EU Medical Device Regulation 2017/745.
	Follow the instructions for use
	Mouthpiece with exhalation valve
	Inhalation valve
	Connection tubing
	Nebuliser insert
	PARI LC PLUS nebuliser
	LC interrupter
	Air filter for compressor types 128/130/152
	Air filter for compressor type 041
	Air filter for compressor types 028/085
	Tubing adapter
	Filter changer

## 1.5 Safety and warning instructions

The present instructions for use contain important information, safety instructions and precautionary measures.

The user must follow these in order to guarantee safe operation of this PARI product.

This PARI product must be used only as described in these instructions for use.

The instructions for use of the compressor and accessories used and the information for use of the inhalation solution used must also be followed.

### Labelling and classification of warning instructions

In these instructions for use, safety-critical warnings are categorised according to the following hazard levels:

#### DANGER

DANGER indicates a hazardous situation which will lead to very severe injuries or death if it is not avoided.

#### WARNING

WARNING indicates a hazardous situation which can lead to very severe injuries or death if it is not avoided.

#### CAUTION

CAUTION indicates a hazardous situation which can lead to mild or moderate injuries if it is not avoided.

#### NOTE

NOTE indicates a hazardous situation which can lead to material damage if it is not avoided.

## General

Nebuliser aerosol characteristics differ from the information provided by the manufacturer if non-approved solutions or suspensions are used for nebulisation.

This product is not suitable for use in an anaesthetic breathing system or a ventilator breathing system.

Tracheotomised patients cannot inhale with a mouthpiece.

They require specific equipment for inhalation therapy. In this case, please contact your doctor for further information.

Skin care products containing oils or fats can damage the soft plastic components. The patient should refrain from using skin care products of this kind while using the device.

**If your health condition does not improve or it even worsens as a result of the treatment, seek professional medical advice.**

## Treatment of babies, infants, and anyone who requires assistance



### DANGER

#### Life-threatening situation from strangulation

For individuals who are not able to perform the therapy session without assistance or cannot appreciate the hazards, the risk of injury is greater e.g., strangulation with the power cord or the connection tubing. Such individuals include, for example, babies, children, and people with limited capabilities.

- Ensure that for these individuals a person responsible for their safety either supervises or implements the application.

## **Hazard due to small parts which can be swallowed**

The product contains small parts. Small parts can block the airways and lead to a choking hazard. Keep all components of the product out of the reach of babies and infants at all times.

## **Hygiene**

Observe the following hygiene instructions:

- Do not use product components unless they have been thoroughly cleaned and dried. Contamination and residual moisture encourage the growth of bacteria, which increases the risk of infection.
- Before every use and reprocessing cycle, wash your hands thoroughly.
- Make absolutely sure you also carry out reprocessing before using the device for the first time.
- Always use drinking water for reprocessing.
- Make sure all components are dried properly after each reprocessing step.
- Do not keep the product components in a damp environment or together with damp objects.

## **Reporting serious incidents**


Report serious adverse incidents to the manufacturer and to the competent authority.

## 2 PRODUCT DESCRIPTION

### 2.1 Components

Please refer to the package for information on the supplied components.

### 2.2 Overview and designations



(1)	Nebuliser
(1a)	Inhalation valve
(1b)	Nozzle attachment
(1c)	Nebuliser lower part
(1d)	LC interrupter
(1e)	Mouthpiece
(1f)	Connection tubing
(2)	Air filter for compressor

### 2.3 Product variants

PARI LC PLUS (nozzle insert: transparent)

With mouthpiece for treatment of the airways in adults and children aged approx. 4 years and older.

## 2.4 Product combinations


The PARI nebuliser can be connected to all PARI compressors or to a central medical gas supply system via a PARI CENTRAL.

The nebuliser can be used in combination with a range of PARI accessories.

## 2.5 Description of function

The PARI nebuliser is part of a PARI inhalation system.

When compressed air is supplied, the nebuliser generates an aerosol from the liquid, for example the medication with which it is filled. This aerosol is breathed into the lungs through the mouth-piece or optionally a mask.



The LC interrupter makes it possible to interrupt aerosol generation while the patient breathes out, thereby optimising medication use.

## 2.6 Material information

The individual product components are made from the following materials:

Product component	Material
Inhalation valve	Polypropylene, silicone
Nozzle attachment	Polypropylene
Nebuliser lower part	Polypropylene
LC interrupter	Polypropylene
Mouthpiece (with exhalation valve)	Polypropylene, thermoplastic elastomer
Connection tubing	Polyvinyl chloride
Tubing connector	Thermoplastic elastomer

## 2.7 Service life

The individual product components have the following expected lifetimes:

Product component	Service life
Nebuliser, connection tubing and accessories	in a home environment [see: REPROCESSING IN A HOME ENVIRONMENT, page 22]
Nebuliser, connection tubing and accessories	in a professional environment [see: REPROCESSING IN PROFESSIONAL HEALTH INSTITUTIONS, page 28]

When the expected operating life has been reached, replace the affected component. For this, nebuliser replacement sets (a nebuliser with connection tubing) or PARI Year Packs (a nebuliser with connection tubing and an air filter for a compressor) are available.

### 3 USE

All the steps described below must be carried out properly.

If the nebuliser is to be connected to a central medical gas supply system via a PARI CENTRAL, the instructions for use of the PARI CENTRAL must be followed.

#### 3.1 Preparing for treatment

##### Assembling the nebuliser




##### CAUTION


###### Risk of impaired treatment

Damaged components and/or an incorrectly assembled nebuliser may impair functioning of the nebuliser and thus treatment as well.

- Check all nebuliser components and the accessories before each use.
- Replace any broken, deformed or seriously discoloured parts.
- Follow the assembly instructions in these instructions for use.
- Insert the nozzle insert into the nebuliser lower part.
- Gently twist the nozzle insert clockwise to lock it in place.




- Attach the connection tubing to the nebuliser.




**Or:**

- Attach the LC interrupter to the nebuliser.
- Insert the connection tubing in the air inlet on the side of the LC interrupter.



### ***Using the mouthpiece***

- Fit the mouthpiece onto the nebuliser.





## Using accessories

Information on assembling accessories is included in the instructions for use of the respective accessory<sup>3</sup>.

### Filling the nebuliser

- Insert the nebuliser in the holder on the compressor intended for this purpose.
- If applicable, detach the inhalation valve from the nebuliser.
- Pour the required quantity of inhalation solution into the top of the nebuliser.

Be sure to follow the instructions regarding the minimum and maximum fill volumes [see: General nebuliser data, page 39]. If the nebuliser contains too little or too much liquid, the nebulisation and consequently the therapy will be less effective.



- Push the inhalation valve onto the nebuliser.

3) Instructions for use of accessories are included with the respective accessory. They can also be ordered from the manufacturer or distributor.

***If several inhalation solutions are to be used one after the other:***


- Rinse the nebuliser out with drinking water between the individual applications.
- Shake excess water out of the nebuliser.
- Fill the nebuliser with the next inhalation solution as described.

## 3.2 Performing treatment


All the safety instructions and warnings in these instructions for use must have been read and understood before any treatment is carried out.

- Always hold the nebuliser upright during treatment.


- If necessary, use the tubing adapter to connect the connection tubing and the compressor.



- DANGER! Life-threatening situation if tubes are mixed up!** If tubing systems for other devices are present close by (e.g., for infusions), check carefully to ensure that the other end of the connection tubing connected to the compressor is connected to the nebuliser. Otherwise, there is a danger that different connection options may be confused with each other.
- Push the connection tubing of the nebuliser with a slight twist into the compressor's air connection.



- Take the nebuliser out of its holder on the compressor and hold it upright.
- Verify that all parts are firmly connected to each other.




- **⚠ DANGER! Life-threatening situation from electrocution if there is a device fault!**

Switch the compressor off immediately, and disconnect the power plug from the mains socket if a fault is suspected (e.g., if the device is dropped, or there is a smell of burning plastic). If there is a device

fault, there may be a risk of contact with live parts. This in turn may lead to an electric shock.

Switch the compressor on by shifting the on/off switch to "ON".

- Check that an aerosol is being generated (a fine mist is escaping from the nebuliser) before you begin the treatment.



## Inhaling with the mouthpiece

- Sit in an upright position and relax.
- Hold the mouthpiece between your teeth and enclose it with your lips.
- Breathe in as slowly and deeply as possible through the mouthpiece, and out again calmly.
- Carry out the inhalation treatment until the noise in the nebuliser changes.

**i** Some residual fluid will remain in the nebuliser after the end of the treatment.

## Using the LC interrupter

If the LC interrupter is attached, aerosol is not generated until the interrupter button is pressed. Proceed as follows to inhale and to interrupt aerosol generation when breathing out:



- Press the interrupter button to generate aerosol.

**Info:** If the button cannot be pressed, it is locked and the LC interrupter has been set for permanent nebulising. In this case, unlock the interrupter button by turning it counter-clockwise as far as it will go.

- Release the button to interrupt aerosol generation.

If you want to use the permanent nebulising function even with the LC interrupter fitted:

- Turn the interrupter button clockwise as far as it will go.
- The aerosol is generated permanently (**permanent nebulising**).



## Inhaling with accessories

Inhalation with accessories (e.g., masks) is described in the instructions for use of the respective accessory.

### 3.3 Ending the treatment

To end the treatment, proceed as follows:

- Switch the compressor off by shifting the on/off switch to "OFF".
- Place the nebuliser back in the holder on the compressor.
- Disconnect the power plug from the mains socket.

**i** *Complete disconnection from the mains is only certain when the power plug has been unplugged from the socket.*

## 4 REPROCESSING IN A HOME ENVIRONMENT

The product components must be cleaned thoroughly immediately after each application and disinfected at least once a week.

The connection tubing cannot be cleaned or disinfected.

Dry the connection tubing after each use [see: Care of the connection tube, page 27].

The maximum operating life of the connection tubing is 1 year.

### 4.1 Reprocessing cycles


Nebuliser	<ul style="list-style-type: none"><li>– Clean immediately after every use</li><li>– Disinfect once a week</li></ul>
-----------	---

### 4.2 Processing limits

Nebuliser and accessories, disinfection	300 processing cycles, max. 1 year
--	---------------------------------------

### 4.3 Preparation

- Remove the tube from the nebuliser.
- Pull the mouthpiece off the nebuliser.
- Make sure that all residual volume is removed from the nebuliser.
- Dismantle the nebuliser into all individual parts.
- Carefully pull the blue exhalation valve out of the slot in the mouthpiece. The exhalation valve must still be attached to the mouthpiece.



## 4.4 Cleaning

### Precleaning

All individual parts must be precleaned immediately after use.

#### EQUIPMENT:

- Drinking water temperature of about 15 °C

#### PROCEDURE:

- Rinse all parts used for 2 minutes in running drinking water.


### Manual cleaning

#### EQUIPMENT:

- Drinking water with a temperature of at least 40 °C
- Standard commercial washing-up liquid<sup>4</sup>
- Receptacle with at least 3 l capacity

#### PROCEDURE:

- Add about 1 teaspoonful washing-up liquid to 3 l warm drinking water.
- Place all the parts in the washing-up water.  
Application time: 5 minutes
- Occasionally move the parts back and forth.
- In case of visible soiling, use a medium-soft brush (e.g. a toothbrush) which is used exclusively for this purpose.



#### RINSING:

- Rinse all individual parts thoroughly under running drinking water at approx. 15 °C for 3 minutes.

#### DRYING:

- Shake the water out of all of the parts.
- Place all parts on a dry, clean and absorbent surface, and allow them to dry completely.

---

4) Validated with Palmolive®.

## In the dishwasher

The individual parts can be cleaned in a standard household dishwasher provided it is connected to a mains water supply of drinking water quality.

To ensure safety when handling the cleaning agent used, follow the corresponding instructions for use, particularly the accompanying safety instructions.

### PROCEDURE:

 *Do not clean the individual components together with very dirty dishes.*

- Place all components in the crockery basket so that no water can collect in them.
- Select a program with at least 50 °C.

### DRYING:

Ensure that there is no residual moisture remaining in the components. If necessary:

- Shake the water out of all of the parts.
- Place all parts on a dry, clean and absorbent surface, and allow them to dry completely.

## 4.5 Disinfecting

Disinfect all individual parts after cleaning. Only components that have been cleaned can be disinfected effectively.

The validated disinfection procedures are described below.

### In boiling water

#### EQUIPMENT:

- Clean cooking pot
- Drinking water

#### PROCEDURE:



#### CAUTION

##### Risk of infection due to moisture

Moisture encourages the growth of bacteria.

- Remove all parts from the pot as soon as the disinfection process is finished and allow them to dry.
- Place all the individual parts in water at a rolling boil for at least 5 minutes. **NOTE! Risk of damage to plastic parts!** Plastic will melt if it comes into contact with the hot base of the pot. Make sure there is enough water in the pot to prevent the individual parts from touching the pot base.

#### DRYING:

- Shake the water out of all of the parts.
- Place all parts on a dry, clean and absorbent surface, and allow them to dry completely.

## Using a standard thermal disinfecter for baby bottles (not a microwave oven)

### EQUIPMENT:

- Thermal disinfecter with a runtime of at least 6 minutes.

### PROCEDURE:



#### Risk of infection due to inadequate disinfection

Inadequate disinfection encourages the growth of bacteria and thus increases the risk of infection.

- Make sure that the disinfecter is clean and operating properly before every disinfection process.
- Allow the disinfection to continue until the disinfecter switches off automatically or the minimum disinfection time stated in the instructions for use of the disinfecter has elapsed. Do not switch the device off prematurely.



#### Risk of infection due to moisture

Moisture encourages the growth of bacteria.

- Remove all parts from the disinfecter as soon as the disinfection process is finished and allow them to dry.

Regarding the performance of the disinfection, the duration of the disinfection procedure and the quantity of water required, follow the instructions for use of the disinfecter you are using.

### DRYING:

- After the disinfection process is complete, place all parts on a dry, clean and absorbent surface and allow them to dry completely. Or leave all individual parts in the closed thermal disinfecter for max. 24 hours until the next use.

## **4.6 Care of the connection tube**

Dry the connection tube after every inhalation session:

- Connect the connection tube to the compressor.
- Switch on your compressor.
- Let the compressor continue to run until all the moisture in the tube has been removed.

## **4.7 Inspecting**

Inspect all product components after each cleaning and disinfection. Replace any broken, deformed or seriously discoloured parts.

## **4.8 Drying**

After each cleaning and disinfection, place all product components on a dry, clean and absorbent surface and let them dry completely.

## **4.9 Storage**

Store this product as described below:

- Wrap all individual components in a clean, lint-free cloth (e.g. a tea towel).
- Store all individual components in a dry, dust-free place.

## 5 REPROCESSING IN PROFESSIONAL HEALTH INSTITUTIONS

Dry the connection tubing after each use [see: Connection tubing, page 37].

### 5.1 Reprocessing cycles

#### Single patient use

Nebuliser without connection tubing and accessories (e.g. mask)	<ul style="list-style-type: none"><li>– Clean immediately after every use</li><li>– Disinfect once a week</li></ul>
---	---

#### Before a change of patients

Nebuliser without connection tubing with accessories (e.g. mask)	<ul style="list-style-type: none"><li>– Cleaning</li><li>– Disinfection</li><li>– Sterilisation</li></ul>
Connection tubing	Mechanical cleaning with disinfection

### 5.2 Processing limits

Nebuliser and accessories, disinfection	300 processing cycles, max. 1 year
Nebuliser and accessories, sterilisation	100 processing cycles, max. 1 year
Connection tubing	50 reprocessing cycles, max. 1 year

## 5.3 Nebuliser

### Separated parts for processing

#### CAUTION

#### Risk of infection due to cross-contamination in the case of a change in patients

If a product is used for more than one patient, there is a risk that germs may be transmitted from one patient to the next.

- Clean, disinfect and sterilise all separated parts before every patient change.
- Replace the connection tubing or carry out mechanical cleaning and disinfection of the connection tubing [see: Connection tubing, page 37].

All components of a PARI nebuliser and the PARI accessories used can be cleaned, disinfected and sterilised according to the procedures described below.

The connection tubing and elastic band of the mask must be treated separately.

### Preparation

Dismantle the inhalation device into its individual parts.

### Precleaning

All individual parts must be precleaned immediately after use.

#### EQUIPMENT:

- Drinking water temperature of about 15 °C

#### PROCEDURE:

- Rinse all parts used for 2 minutes in running drinking water.

## Cleaning and disinfecting

### ***Manual cleaning***

#### EQUIPMENT

The method has been validated in Europe using:

- pH-neutral, enzymatic cleaner:  
Bode Bomix® plus (concentration: 0.1%)
- Drinking water temperature of about 15 °C
- Application time: 10 minutes

#### PROCEDURE:



### **CAUTION**

#### **Risk of infection due to growth of bacteria**

Inadequate disinfection encourages the growth of bacteria and thus increases the risk of infection.

- Observe the mixing proportions indicated and the specified treatment time.
- Ensure that all components are completely submerged in the solution for the whole of the treatment time. There must not be any air pockets or bubbles.
- Clean all individual parts with a solution prepared according to the manufacturer's instructions.

In case of visible soiling, use a medium-soft brush (e.g. a toothbrush) which is used exclusively for this purpose.

**i** *If the recommended application period is exceeded significantly, the plastic parts may take on the smell of the medium used.*

RINSING:

- Rinse all individual parts thoroughly under running drinking water at approx. 15 °C for 3 minutes.

DRYING:

- Shake the water out of all of the parts.
- Place all parts on a dry, clean and absorbent surface, and allow them to dry completely.

## **Cleaning with disinfection**

Cleaning and disinfection can be carried out in a single cycle using a chemical preparation process.

To ensure safety when handling chemicals, follow the instructions for use of the disinfectant.

<b>Mechanical cleaning with disinfection:</b>	<p><b>EQUIPMENT:</b> The method has been validated in Europe using:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Alkaline cleaning agent: Dr. Weigert neodisher® MediClean forte (concentration: 0.5%)</li><li>– Deionised water</li><li>– Cleaning and disinfection device: Steelco DS800 in conformance with DIN EN ISO 15883-1 and 15883-2</li></ul> <p><i><b>Info:</b> If a different alkaline cleaning agent is used, it may also be necessary to use a neutralising agent. Follow the recommendations of the manufacturer of the chemical.</i></p> <p><b>PROCEDURE:</b> Programme for cleaning and disinfecting according to manufacturer's instructions.</p> <p><b>DRYING:</b> Ensure that there is no residual moisture remaining in the components.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Shake the water out of all of the parts.</li><li>• Place all parts on a dry, clean and absorbent surface and allow them to dry completely.</li></ul>
---	--

**Chemical cleaning with disinfection:**

**EQUIPMENT:**

The method has been validated in Europe using:

- Aldehyde-free instrument disinfectant: Bode Bomix® plus (concentration: 2%)  
Active agent basis: Quaternary ammonium compound
- Drinking water at approx. 15 °C
- Application time: 5 minutes

**PROCEDURE:**

- Clean and disinfect the individual parts in a single work step with a solution prepared according to the manufacturer's instructions.

***Info: If the recommended treatment time is exceeded significantly, the plastic parts may take on the smell of the disinfectant.***

**RINSING:**

-  **CAUTION!** Disinfectant residues can cause allergic reactions or irritation of the mucous membrane. Rinse all parts thoroughly under running drinking water at approx. 15 °C for 3 minutes.
- Dispose of the used solution (the diluted solution can be disposed of down the drain).

**DRYING:**

- Shake the water out of all of the parts.
- Place all parts on a dry, clean and absorbent surface and allow them to dry completely.

## **Chemical disinfection**

To ensure safety when handling chemicals, follow the instructions for use of the disinfectant.

### **EQUIPMENT:**

The method has been validated in Europe using:

- Aldehyde-containing disinfectant: Bode Korsolex® basic (concentration: 4%)  
Active agent basis: Aldehyde donor, aldehyde
- Drinking water at approx. 15 °C
- Application time: 30 minutes

### **PROCEDURE:**

#### **CAUTION**

#### **Risk of infection due to growth of bacteria**

Inadequate disinfection encourages the growth of bacteria and thus increases the risk of infection.

- Observe the mixing proportions indicated and the specified treatment time.
  - Ensure that all components are completely submerged in the solution for the whole of the treatment time. There must not be any air pockets or bubbles.
  - Disinfect the individual parts with a solution prepared according to the manufacturer's instructions.
-  *If the recommended application period is exceeded significantly, the plastic parts may take on the smell of the medium used.*

## RINSING:

### CAUTION

#### **Risk of allergic reactions and irritation of the mucous membrane by disinfectants**

Disinfectants can trigger allergic reactions or irritation of the mucous membrane on contact with the skin.

- Rinse the product thoroughly to ensure that no residues of the disinfectant remain on the PARI product.
- Rinse all parts thoroughly under running drinking water at approx. 15 °C for 3 minutes.
- Dispose of the used solution. The diluted solution can be disposed of down the drain.

## DRYING:

- Shake the water out of all of the parts.
- Place all parts on a dry, clean and absorbent surface, and allow them to dry completely.

## Sterilising

### CAUTION

#### Risk of infection by residual germs

If there is dirt on the parts, germs capable of reproduction may remain despite the sterilisation process. As a result, there is a danger of infection.

- Clean, disinfect, and dry all parts thoroughly before sterilising.
- Use only validated procedures for cleaning and disinfection.

#### EQUIPMENT:

The method has been validated in Europe using:

- Steam steriliser with fractionated pre-vacuum in accordance with DIN EN 285 or DIN EN 13060 (Type B)
- Sterile barrier system
- Temperature: 132 °C / 134 °C
- Holding time: min. 3 minutes

#### PROCEDURE:

- Pack all of the disassembled parts in a sterile barrier system in accordance with DIN EN 11607-1 (e.g. foil-paper packaging).
- Carry out the sterilisation in a steam steriliser in accordance with the manufacturer's instructions.

Sterilisation temperature and holding time:

132 °C / 134 °C, at least 3 minutes.

#### DRYING:

Ensure that there is no residual moisture remaining in the components. If necessary:

- Shake the water out of all of the parts.
- Place all parts on a dry, clean and absorbent surface, and allow them to dry completely.

## 5.4 Connection tubing

### Mechanical cleaning and disinfecting

#### EQUIPMENT:

The method has been validated in Europe using:

- Alkaline cleaning agent: Dr. Weigert neodisher® MediClean forte
- Neutralising agent: Dr. Weigert neodisher Z
- Cleaning and disinfection device: RDG G7836 CD (Miele) (conforming to DIN EN ISO 15883)
- Special baskets for Miele instrument dishwasher
- Compressed air source for drying

#### PROCEDURE

Vario TD program or comparable valid programs

#### DRYING

Dry the connection tubing as described in the section on this topic.

## Drying

- Connect the connection tubing to a compressed air source (compressor or central medical gas supply system).
- Switch the compressed air source on.
- Leave the compressed air source running until all the moisture in the tube has been removed.

## 5.5 Visual inspection and storage

Check all individual components. Replace any broken, deformed or seriously discoloured parts.

Storage location:

- dry
- dust-free
- protected from sources of contamination  
optional: Use sterile packaging

## 6 TROUBLESHOOTING

Contact the manufacturer or distributor:

- in the event of faults that are not listed in this chapter
- if the suggested procedure does not correct the fault

Fault	Possible cause	Remedy
No aerosol is coming out of the nebuliser.	The nebuliser nozzle is blocked.	Clean the nebuliser.
	The connection tubing is not connected properly.	Check that the tubing connectors are connected firmly to the compressor and the nebuliser.
	The connection tubing is leaking.	Replace the connection tubing.

## 7 TECHNICAL DATA

### 7.1 General nebuliser data

Size <sup>5</sup>	10 cm × 9.5 cm × 4.5 cm
Weight <sup>5</sup>	27.5 g to 29.5 g
Operating gases	Air, oxygen
Minimum compressor flow	3.0 l/min.
Minimum operating pressure	0.5 bar / 50 kPa
Maximum compressor flow	6.0 l/min.
Maximum operating pressure	2.0 bar / 200 kPa
Minimum fill volume	2 ml
Maximum fill volume	8 ml

5) Without mouthpiece; unfilled.

## 7.2 Aerosol characteristics according to ISO 27427

The aerosol characteristics presented in these instructions for use were determined in accordance with ISO 27427 using Salbutamol. If other solutions or suspensions are used for nebulisation, the aerosol characteristics may differ from the values shown (particularly if they have greater viscosity).

The following data is based on tests according to a standard which takes adult breathing patterns as a basis. Therefore, these figures will probably differ from corresponding figures that were calculated for populations of children and infants.

Nozzle insert (transparent)	Minimum compressor flow (3 l/min – 0.6 bar)	Nominal compressor flow (4 l/min – 1.2 bar) <sup>6</sup>	Maximum compressor flow (6 l/min – 1.9 bar)
MMAD [µm] <sup>7</sup>	5.4	4.5	3.4
GSD <sup>8</sup>	2.13	2.23	2.31
Respirable fraction [% < 5 µm]	44.0	53.2	66.2
Aerosol fraction [% < 2 µm]	11.6	17.9	28.1
Aerosol fraction [% > 2 µm < 5 µm]	32.4	35.3	38.1
Aerosol fraction [% > 5 µm]	56.0	46.8	33.8
Aerosol output [ml]	0.30	0.40	0.38
Aerosol output rate [ml/min]	0.09	0.12	0.14

6) Operation with PARI COMPACT2 compressor (Type 152).

7) MMAD = Mass Median Aerodynamic Diameter

8) GSD = Geometric Standard Deviation

Nozzle insert (transparent)	Minimum compressor flow (3 l/min – 0.6 bar)	Nominal compressor flow (4 l/min – 1.2 bar) <sup>6</sup>	Maximum compressor flow (6 l/min – 1.9 bar)
Residual volume [ml] (gravimetric)	1.28	1.15	1.14
Percentage of fill volume emitted per minute [%/min]	4.4	5.9	6.9

## 8 FURTHER INFORMATION

All product components may be disposed of with normal domestic waste. The country-specific disposal regulations must be observed.





©2022 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 022D3001-B en 2022-12-07



**PARI GmbH**

Spezialisten für effektive Inhalation  
Moosstraße 3  
82319 Starnberg • GERMANY  
[info@pari.de](mailto:info@pari.de) • [www.pari.com](http://www.pari.com)




# Notice d'utilisation

## PARI LC PLUS®

Model: PARI LC PLUS (Type 022)

Nébuliseur pour systèmes de nébulisation PARI



CE 0123

fr

## **Lire la notice d'utilisation**

Lisez attentivement la présente notice d'utilisation avant l'utilisation. Suivez toutes les instructions et consignes de sécurité. Conservez précieusement la notice d'utilisation.

## **Validité de la notice d'utilisation**

Nébuliseur PARI LC PLUS (type 022)

## **Contact**

E-Mail : [info@pari.de](mailto:info@pari.de)

Tél. : +49 (0)8151-279 220 (international)  
+49 (0)8151-279 279 (allemand)

## **Copyright**

©2022 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation  
Moosstraße 3, 82319 Starnberg, Allemagne. Sous réserve de modifications techniques et visuelles, ainsi que d'erreurs d'impression. Illustrations similaires.

## **Clause de non-responsabilité**

La présente notice d'utilisation décrit les composants des produits PARI et de leurs accessoires en option. En conséquence, la présente notice d'utilisation décrit et illustre également des caractéristiques pouvant ne pas s'appliquer à votre produit PARI, dans la mesure où elles sont spécifiques à un pays et/ou optionnelles, par ex. Lors de l'utilisation des systèmes, produits et fonctions, les réglementations nationales applicables doivent être respectées.

## **Marques**

Marques déposées en Allemagne et/ou dans d'autres pays par PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation :

LC PLUS®, PARI®

## TABLE DES MATIÈRES

<b>REMARQUES IMPORTANTES .....</b>	<b>5</b>
Destination .....	5
Indications .....	6
Contre-indications .....	6
Étiquetage .....	7
Consignes de sécurité et avertissements.....	8
<b>DESCRIPTION DU PRODUIT.....</b>	<b>11</b>
Étendue de livraison .....	11
Vue d'ensemble et désignations .....	11
Variantes du produit .....	11
Combinaisons de produits .....	12
Description du fonctionnement.....	12
Information sur les matériaux .....	13
Durée d'utilisation .....	14
<b>APPLICATION .....</b>	<b>15</b>
Préparation de la thérapie .....	15
Administration de la thérapie .....	19
Fin de la thérapie.....	22
<b>CONSIGNES POUR RÉ-UTILISATION DANS UN ENVIRONNEMENT DOMESTIQUE.....</b>	<b>23</b>
Cycles de retraitement .....	23
Limites du retraitement.....	23
Retraitement.....	23
Nettoyage .....	24
Désinfection.....	26
Entretien de la tubulure de raccordement .....	28
Contrôle .....	28
Séchage .....	28
Stockage .....	28

<b>CONSIGNES POUR RÉ-UTILISATION EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PROFESSIONNEL.....</b>	<b>29</b>
Cycles de retraitement .....	29
Limites du retraitement .....	29
Nébuliseur .....	30
Tubulure de raccordement .....	38
Contrôle visuel et stockage .....	39
<b>DÉPANNAGE.....</b>	<b>40</b>
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES .....</b>	<b>41</b>
Caractéristiques générales du nébuliseur .....	41
Caractéristiques de l'aérosol selon ISO 27427 .....	42
<b>DIVERS .....</b>	<b>43</b>

# 1 REMARQUES IMPORTANTES

## 1.1 Destination

Les nébuliseurs PARI LC PLUS produisent des aérosols<sup>1</sup> à inhale pour la thérapie des voies respiratoires inférieures.

Combiné à un compresseur PARI ou à PARI CENTRAL et des accessoires PARI, le nébuliseur forme un système de nébulisation.

Le nébuliseur est adapté pour la thérapie de patients de tous âges.

Seules les solutions et suspensions approuvées pour la thérapie par nébuliseur peuvent être utilisées.

Le nébuliseur doit être utilisé avec un compresseur PARI ou un système d'alimentation centrale en gaz uniquement.

PARI CENTRAL est spécialement conçu pour le raccordement à un système d'alimentation centrale en gaz.

Ce produit PARI peut aussi bien être utilisé dans un environnement domestique que dans des établissements de santé professionnels. Dans les environnements domestiques, ce produit PARI ne doit servir qu'à un seul patient (pas de changement de patient). Dans les environnements professionnels, un changement de patient est possible dans le respect des consignes pour ré-utilisation.

Ce produit doit être utilisé par des personnes en mesure de comprendre le contenu de la notice d'utilisation et d'utiliser le produit en toute sécurité uniquement. Son utilisation par les groupes de personnes suivants doit être surveillée par une personne responsable de leur sécurité :

- bébés, jeunes enfants et enfants
- personnes présentant des facultés (physiques, mentales ou sensorielles) restreintes

---

1) Aérosol : petites particules en suspension dans les gaz ou l'air, de composition solide, liquide ou mixte (« fine bruine »).

Si le patient n'est pas lui-même en mesure d'utiliser ce produit en toute sécurité, la thérapie doit être effectuée par la personne responsable.

Ce produit PARI est adapté uniquement aux patients qui respirent de manière autonome et qui sont conscients.

La durée d'une séance est généralement de 5 à 10 minutes, au maximum de 20 minutes (selon la quantité de liquide).

La fréquence et la durée de l'utilisation sont déterminées par un professionnel de la santé<sup>2</sup> en fonction des besoins individuels.

## **1.2 Indications**

Maladies des voies respiratoires inférieures.

## **1.3 Contre-indications**

PARI GmbH n'a connaissance d'aucune contre-indication.

---

2) Professionnels de la santé : médecins, pharmaciens et kinésithérapeutes.

## 1.4 Étiquetage

Les symboles suivants se trouvent sur le produit ou l'emballage :

<b>MD</b>	Dispositif médical
	Fabricant
	Date de fabrication
<b>REF</b>	Code article
<b>LOT</b>	Numéro de lot de production, lot de fabrication
<b>UDI</b>	Identifiant unique de dispositif (IUD)
	Le produit satisfait aux exigences du règlement 2017/745 de l'Union européenne relatif aux dispositifs médicaux.
	Suivre la notice d'utilisation
	Embout buccal avec valve expiratoire
	Valve inspiratoire
	Tubulure de raccordement
	Insert de nébuliseur
	Nébuliseur PARI LC PLUS
	Interrupteur LC
	Filtre d'entrée d'air pour compresseur de type 128/130/152
	Filtre d'entrée d'air pour compresseur de type 041
	Filtre d'entrée d'air pour compresseur de type 028/085
	Adaptateur de tubulure
	Outil pour le changement du filtre

## 1.5 Consignes de sécurité et avertissements

La présente notice d'utilisation contient des informations importantes, des consignes de sécurité et des mesures de précaution. La sécurité d'utilisation de ce produit PARI dépend du respect de la présente notice d'utilisation par l'utilisateur.

Utilisez uniquement ce produit PARI de la manière décrite dans la présente notice d'utilisation.

Les notices d'utilisation du compresseur et des accessoires utilisés, ainsi que la notice d'utilisation de la solution à inhaler utilisée doivent également être respectées.

### Classification des avertissements et pictogrammes correspondants

Les avertissements de sécurité sont classés dans la présente notice d'utilisation selon les niveaux de danger suivants :

#### DANGER

DANGER signale une situation dangereuse qui entraînera des blessures extrêmement graves, voire la mort, si elle n'est pas évitée.

#### AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT signale une situation dangereuse susceptible d'entraîner des blessures extrêmement graves, voire la mort, si elle n'est pas évitée.

#### ATTENTION

ATTENTION signale une situation dangereuse susceptible d'entraîner des blessures légères à modérées si elle n'est pas évitée.

#### REMARQUE

REMARQUE signale une situation dangereuse susceptible d'entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.

## Généralités

En cas d'utilisation de solutions ou suspensions non autorisées pour la nébulisation, les caractéristiques de l'aérosol du nébuliseur peuvent différer des indications du fabricant.

Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé dans un système d'anesthésie par inhalation ou dans le système respiratoire d'un respirateur artificiel.

Les patients trachéotomisés ne peuvent pas inhale avec un embout buccal. Ils nécessitent des accessoires spéciaux pour pouvoir effectuer un traitement par inhalation. Le cas échéant, contactez votre médecin pour plus d'informations.

Les crèmes de soins pour la peau contenant de l'huile ou des matières grasses peuvent endommager les composants en plastique souple. Il est recommandé d'éviter d'utiliser ces crèmes de soins pendant la séance.

**Si le traitement n'améliore pas votre état de santé, voire vient à l'aggraver, adressez-vous à un professionnel de la santé.**

## Thérapie des bébés, enfants et personnes dépendantes



### DANGER

#### Danger de mort par strangulation

Les personnes qui ne sont pas en mesure de mener le traitement en toute autonomie, ou qui ne sont pas en mesure d'évaluer les dangers, s'exposent à un risque accru de blessures par strangulation avec le cordon d'alimentation ou la tubulure de raccordement. Les nourrissons, les enfants et les personnes présentant des facultés restreintes font partie de ces personnes.

- Dans leur cas, une personne responsable de la sécurité doit surveiller ou effectuer la séance de traitement.

## Danger dû à la présence de petites pièces susceptibles d'être avalées

Le produit contient de petites pièces. Les petites pièces peuvent bloquer les voies respiratoires et entraîner un risque d'asphyxie. Conservez toujours tous les éléments du produit hors de portée des bébés et des jeunes enfants.

## Hygiène

Respectez les consignes d'hygiène suivantes :

- Utilisez uniquement des éléments de produit propres et secs. Les salissures et l'humidité résiduelle entraînent la multiplication des germes, ce qui augmente le risque d'infection.
- Avant chaque utilisation et retraitement, lavez-vous soigneusement les mains.
- Avant la première utilisation, suivez impérativement les consignes pour ré-utilisation.
- Effectuez toujours le retraitement à l'eau potable.
- Veillez à sécher suffisamment toutes les pièces après chaque étape de retraitement.
- Ne conservez pas les éléments du produit dans un environnement humide ou avec des articles humides.

## Rapport de matériovigilance


Signaler tout incident grave au fabricant et à l'autorité compétente.

## 2 DESCRIPTION DU PRODUIT

### 2.1 Étendue de livraison

L'étendue de livraison est indiquée sur l'emballage.

### 2.2 Vue d'ensemble et désignations



(1) Nébuliseur	
(1a)	Valve inspiratoire
(1b)	Insert pour gicleur
(1c)	Cuve du nébuliseur
(1d)	Interrupteur LC
(1e)	Embout buccal
(1f)	Tubulure de raccordement
(2)	Filtre d'entrée d'air pour compresseur

### 2.3 Variantes du produit

PARI LC PLUS (insert pour gicleur : transparent)

Avec embout buccal pour la thérapie des voies respiratoires des adultes et des enfants à partir d'environ 4 ans.

## 2.4 Combinaisons de produits


Le nébuliseur PARI peut être raccordé avec tous les compresseurs PARI ou avec un système d'alimentation centrale en gaz grâce à PARI CENTRAL.

Le nébuliseur peut être combiné avec différents accessoires PARI.

## 2.5 Description du fonctionnement

Le nébuliseur PARI fait partie d'un système de nébulisation PARI.

Lors de l'alimentation en air comprimé, le nébuliseur génère des aérosols à partir du liquide chargé, par exemple le médicament. Cet aérosol est inhalé dans les poumons par l'embout buccal ou, le cas échéant, au moyen d'un masque.



L'interrupteur LC permet d'interrompre la production d'aérosol pendant l'expiration, optimisant ainsi l'administration des médicaments.

## 2.6 Information sur les matériaux

Les éléments du produit sont fabriqués dans les matériaux suivants :

Élément du produit	Matériau
Valve inspiratoire	Polypropylène, silicium
Insert pour gicleur	Polypropylène
Cuve du nébuliseur	Polypropylène
Interrupteur LC	Polypropylène
Embout buccal (avec valve expiratoire)	Polypropylène, élastomère thermosensible
Tubulure de raccordement	Chlorure de polyvinyle (PVC)
Raccord de connexion de la tubulure	Élastomère thermosensible

## 2.7 Durée d'utilisation

Les différents composants du produit affichent la durée d'utilisation prévue suivante :

Élément du produit	Durée d'utilisation
Nébuliseur, tubulure de raccordement et accessoires	dans un environnement domestique [voir : CONSIGNES POUR RÉ-UTILISATION DANS UN ENVIRONNEMENT DOMESTIQUE, page 23]
Nébuliseur, tubulure de raccordement et accessoires	dans un environnement professionnel [voir : CONSIGNES POUR RÉ-UTILISATION EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PROFESSIONNEL, page 29]

Remplacez tout élément du produit ayant atteint le terme de sa durée d'utilisation prévue. À cette fin, des kits de rachat de nébuliseur (nébuliseur avec tubulure de raccordement) ou PARI Year Packs (nébuliseur avec tubulure de raccordement et filtre d'entrée d'air pour un compresseur) sont disponibles.

### 3 APPLICATION

Toutes les étapes décrites ci-dessous doivent être effectuées correctement.

Si le nébuliseur doit être raccordé à un système d'alimentation centrale en gaz via PARI CENTRAL, il convient de respecter la notice d'utilisation du PARI CENTRAL.

#### 3.1 Préparation de la thérapie

##### Assemblage du nébuliseur




##### ATTENTION


###### Risque d'altération de l'efficacité de la thérapie

L'utilisation de pièces endommagées et une erreur de montage du nébuliseur peuvent altérer le fonctionnement du nébuliseur et, en conséquence, les résultats de la thérapie.

- Avant chaque utilisation, contrôlez tous les éléments du nébuliseur et de ses accessoires.
- Remplacez les pièces cassées, déformées ou fortement décolorées.
- Respectez les consignes de montage de la présente notice d'utilisation.
- Placez l'insert pour gicleur dans la cuve du nébuliseur.
- Fixez l'insert pour gicleur en le tournant légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre.




- Fixez la tubulure de raccordement au nébuliseur.




#### Autre possibilité :

- Fixez l'interrupteur LC au nébuliseur.
- Insérez la tubulure de raccordement dans l'entrée d'air latérale de l'interrupteur LC.



#### *Utilisation de l'embout buccal*

- Placez l'embout buccal sur le nébuliseur.



## **Utilisation d'accessoires**


Vous trouverez les informations relatives au montage des accessoires dans la notice d'utilisation de l'accessoire correspondant.<sup>3</sup>

## **Remplissage du nébuliseur**


- Insérez le nébuliseur dans le support prévu à cet effet sur le compresseur.
- Si nécessaire, retirez la valve inspiratoire.
- Remplissez le nébuliseur par le haut de la quantité requise de solution à inhaller.

Respectez le volume de remplissage minimum et maximum [voir : Caractéristiques générales du nébuliseur, page 41].

La présence d'une quantité trop importante ou insuffisante de liquide dans le nébuliseur peut compromettre la nébulisation et donc la thérapie.



- Placez la valve inspiratoire sur le nébuliseur.



3) Les notices d'utilisation des accessoires sont fournies avec les accessoires. Si nécessaire, elles peuvent être commandées auprès du fabricant ou du distributeur.

***Si plusieurs solutions pour nébulisation doivent être utilisées successivement :***


- Rincez le nébuliseur à l'eau potable entre chaque séance.
- Secouez le nébuliseur pour éliminer l'excès d'eau.
- Remplissez le nébuliseur avec la solution à inhaler suivante, comme indiqué.

### 3.2 Administration de la thérapie


Avant de démarrer le traitement, l'utilisateur doit avoir lu et compris toutes les consignes de sécurité et les avertissements fournis dans la présente notice d'utilisation.

**i** *Tenez toujours le nébuliseur à la verticale lors de la thérapie.*


- Si nécessaire, utilisez l'adaptateur de tubulure pour relier la tubulure de raccordement au compresseur.




- **⚠ DANGER ! Danger de mort en cas d'inversion des tubulures !** Lorsque les tubulures d'autres appareils se trouvent à proximité (perfusions p. ex.), vérifiez minutieusement que la tubulure de raccordement branchée sur le compresseur est raccordée au nébuliseur à l'autre extrémité. En effet, face à différentes options de raccordement, il est possible de se tromper.
- Branchez la tubulure de raccordement du nébuliseur en la tournant légèrement dans le raccord pour tubulure de nébuliseur sur le compresseur.



- Retirez le nébuliseur du support du compresseur et maintenez-le à la verticale.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont bien raccordées.



- **⚠ DANGER ! Danger de mort par électrocution en cas de défaut de l'appareil !** Arrêtez immédiatement le compresseur et débranchez le bloc d'alimentation secteur de la prise en cas de suspicion de défaut (par ex. après une chute ou en cas d'odeur de plastique brûlé). Les appareils défectueux peuvent entrer en contact avec des pièces conductrices de courant. Cela peut entraîner une décharge électrique.  
Allumez le compresseur, en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt sur « ON ».
- Assurez-vous que la génération d'aérosol est bien en cours avant de débuter la thérapie (une fine bruine est pulvérisée par le nébuliseur).



## Inhalation avec embout buccal

- Installez-vous confortablement, tenez-vous bien droit.

- Maintenez l'embout buccal entre les dents et serrez les lèvres autour de celui-ci.
  - Inspirez, si possible, lentement et profondément par l'embout buccal, puis expirez de manière détendue.
  - Effectuez l'inhalation jusqu'à ce que le bruit du nébuliseur change.
- i** *Au terme de la thérapie, il reste une quantité résiduelle de liquide dans le nébuliseur.*


## Utilisation de l'interrupteur LC

Lorsque l'interrupteur LC est monté, l'aérosol est uniquement produit lorsque la touche de l'interrupteur est enfoncée. Procédez comme suit pour inhaler et interrompre la production d'aérosols pendant l'expiration :

- Appuyez sur la touche de l'interrupteur pour produire l'aérosol.


*Info : s'il n'est pas possible d'appuyer sur la touche, c'est qu'elle est verrouillée et que l'interrupteur LC est réglé sur le mode de nébulisation permanente. Dans ce cas, relâchez la touche de l'interrupteur en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'en butée.*

- Relâchez la touche pour interrompre la production d'aérosol.



Si vous souhaitez une nébulisation permanente et que l'interrupteur LC est monté :

- Tournez la touche de l'interrupteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.
- ➔ L'aérosol est produit en permanence (**nébulisation permanente**).



## Inhalation à l'aide d'accessoires

L'inhalation à l'aide d'accessoires (p. ex. de masques) est décrite dans la notice d'utilisation de l'accessoire concerné.

### 3.3 Fin de la thérapie

Pour terminer la thérapie, procédez de la manière suivante :

- Éteignez le compresseur, en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt sur « OFF ».
- Réinsérez le nébuliseur dans le support du compresseur.
- Débranchez la fiche électrique de la prise.

**i** *La coupure complète du secteur est uniquement garantie lorsque la fiche électrique est débranchée de la prise.*

## 4 CONSIGNES POUR RÉ-UTILISATION DANS UN ENVIRONNEMENT DOMESTIQUE

Les éléments du produit doivent être nettoyés soigneusement immédiatement après chaque séance et désinfectés au minimum une fois par semaine.

La tubulure de raccordement ne peut être ni nettoyée ni désinfectée.

Séchez la tubulure de raccordement après chaque utilisation [voir : Entretien de la tubulure de raccordement, page 28].

La durée d'utilisation de la tubulure de raccordement est d'un an au maximum.

### 4.1 Cycles de retraitement


Nébuliseur	<ul style="list-style-type: none"><li>– Nettoyage immédiatement après chaque utilisation</li><li>– Désinfection une fois par semaine</li></ul>
------------	--

### 4.2 Limites du retraitement

Nébuliseur et accessoires, désinfection	300 retraitements, 1 an max.
--	------------------------------

### 4.3 Retraitements

- Débranchez la tubulure du nébuliseur.
- Retirez l'embout buccal du nébuliseur.
- Retirez toute quantité résiduelle de liquide du nébuliseur.
- Démontez toutes les pièces du nébuliseur.
- Retirer avec précaution la valve expiratoire bleue de l'embout buccal hors de la fente.  
La valve expiratoire doit rester suspendue à l'embout buccal.



## 4.4 Nettoyage

### Pré-nettoyage

Toutes les pièces doivent être pré-nettoyées immédiatement après utilisation.

#### ÉQUIPEMENT :

- Eau potable à une température d'env. 15 °C

#### RÉALISATION :

- Rincez toutes les pièces utilisées sous un filet d'eau potable pendant 2 minutes.


### Nettoyage manuel

#### ÉQUIPEMENT :

- Eau potable à une température d'eau moins 40 °C
- Liquide vaisselle du commerce<sup>4</sup>
- Récipient d'une capacité d'eau moins 3 litres

#### RÉALISATION :

- Ajoutez environ 1 cuillère à café de liquide vaisselle à 3 l d'eau potable chaude.
- Placez toutes les pièces dans l'eau de vaisselle.  
Durée d'action : 5 minutes
- Remuez les pièces de temps en temps.
- En cas de salissures visibles, utilisez une brosse moyennement souple (p. ex., une brosse à dents) utilisée uniquement à cet effet.



#### RINÇAGE :

- Rincez soigneusement toutes les pièces sous un filet d'eau potable à 15 °C, pendant 3 minutes.

4) Validé avec Palmolive®.

## SÉCHAGE :

- Secouez toutes les pièces pour éliminer l'eau.
- Placez toutes les pièces sur un support sec, propre et absorbant et laissez-les sécher complètement.

## Au lave-vaisselle

Les pièces peuvent être nettoyées dans un lave-vaisselle domestique s'il est raccordé à une arrivée d'eau du robinet de qualité potable.

Pour un maniement sûr du nettoyant utilisé, respectez la notice d'utilisation correspondante, en particulier les consignes de sécurité qu'elle contient.

## RÉALISATION :

**i** *Ne nettoyez pas les pièces en même temps que de la vaisselle très sale.*

- Positionnez toutes les pièces dans le panier à vaisselle de manière à éviter l'accumulation d'eau à l'intérieur.
- Sélectionnez un programme de lavage à 50 °C min.

## SÉCHAGE :

Assurez-vous de l'absence d'humidité résiduelle dans les pièces. Le cas échéant :

- Secouez toutes les pièces pour éliminer l'eau.
- Placez toutes les pièces sur un support sec, propre et absorbant et laissez-les sécher complètement.

## 4.5 Désinfection

Désinfectez toutes les pièces juste après le nettoyage. Seules les pièces nettoyées peuvent être désinfectées efficacement. Les procédures de désinfection validées sont décrites ci-dessous.

### Dans l'eau bouillante

ÉQUIPEMENT :

- Récipient de cuisson propre
- Eau potable

RÉALISATION :

#### ATTENTION

#### **Risque d'infection en raison de l'humidité**

L'humidité favorise la multiplication des germes.

- Immédiatement après l'opération de désinfection, retirez toutes les pièces du récipient de cuisson et laissez-les sécher.
- Placez toutes les pièces démontées dans de l'eau portée à l'ébullition durant 5 minutes minimum. **REMARQUE ! Risque d'endommagement des pièces en plastique !** Le plastique fond au contact du fond chaud du récipient. Assurez-vous d'avoir une quantité d'eau suffisante dans le récipient, afin que les différentes pièces ne touchent pas le fond.

SÉCHAGE :

- Secouez toutes les pièces pour éliminer l'eau.
- Placez toutes les pièces sur un support sec, propre et absorbant et laissez-les sécher complètement.

## Avec un désinfecteur thermique commercial pour biberons (pas de micro-ondes)

### ÉQUIPEMENT :

- Désinfecteur thermique pour une durée d'au moins 6 minutes

### RÉALISATION :



#### ATTENTION

##### **risque d'infection en cas de désinfection insuffisante**

Une désinfection insuffisante favorise la multiplication des germes et augmente ainsi le risque d'infections.

- Avant chaque désinfection, assurez-vous que le désinfecteur est propre et opérationnel.
- Effectuez la désinfection jusqu'à ce que le désinfecteur se coupe automatiquement ou que la durée minimale de désinfection indiquée dans la notice d'utilisation du désinfecteur soit atteinte. Ne coupez pas le dispositif prématu-  
rément.



#### ATTENTION

##### **Risque d'infection en raison de l'humidité**

L'humidité favorise la multiplication des germes.

- Immédiatement après l'opération de désinfection, retirez toutes les pièces du désinfecteur et laissez-les sécher.

Pour plus d'informations sur la réalisation de la désinfection, sur la durée de l'opération de désinfection et la quantité d'eau nécessaire, reportez-vous à la notice d'utilisation du désinfecteur utilisé.

## SÉCHAGE :

- Une fois l'opération de désinfection terminée, placez toutes les pièces sur un support sec, propre et absorbant et laissez-les sécher complètement. Ou laissez toutes les pièces dans le désinfecteur thermique fermé jusqu'à la prochaine utilisation, dans une limite de 24 heures maximum.

## 4.6 Entretien de la tubulure de raccordement

Séchez la tubulure de raccordement après chaque inhalation :

- Branchez la tubulure de raccordement au compresseur.
- Mettez votre compresseur en marche.
- Faites tourner le compresseur jusqu'à ce que l'humidité soit éliminée de la tubulure.

## 4.7 Contrôle

Contrôlez tous les éléments du produit après chaque nettoyage et désinfection. Remplacez les pièces cassées, déformées ou fortement décolorées.

## 4.8 Séchage

Après chaque nettoyage et désinfection, placez tous les éléments du produit sur un support sec, propre et absorbant et laissez-les sécher complètement.

## 4.9 Stockage

Stockez ce produit comme indiqué ci-dessous :

- Enveloppez toutes les pièces dans un chiffon propre et non pelucheux (p. ex. torchon à vaisselle).
- Stockez toutes les pièces dans un endroit sec, à l'abri de la poussière.

## 5 CONSIGNES POUR RÉ-UTILISATION EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PROFESSIONNEL

Séchez la tubulure de raccordement après chaque utilisation [voir : Tubulure de raccordement, page 38].

### 5.1 Cycles de retraitement

#### Sans changement de patient

Nébuliseur sans tubulure de raccordement ni accessoires (p. ex. masque)	<ul style="list-style-type: none"><li>– Nettoyage immédiatement après chaque utilisation</li><li>– Désinfection une fois par semaine</li></ul>
---	--

#### Avant un changement de patient

Nébuliseur sans tubulure de raccordement avec accessoires (p. ex. masque)	<ul style="list-style-type: none"><li>– Nettoyage</li><li>– Désinfection</li><li>– Stérilisation</li></ul>
Tubulure de raccordement	Nettoyage en machine avec désinfection

### 5.2 Limites du retraitement

Nébuliseur et accessoires, désinfection	300 retraitements, 1 an max.
Nébuliseur et accessoires, stérilisation	100 retraitements, 1 an max.
Tubulure de raccordement	50 retraitements, au max. 1 an

## 5.3 Nébuliseur

### Pièces à retraiter

#### ATTENTION

**Danger d'infection par contamination croisée en cas de changement de patient**

En cas d'utilisation d'un produit pour plusieurs patients, il existe un risque de contamination d'un patient à l'autre.

- Nettoyez, désinfectez et stérilisez toutes les pièces désassemblées avant chaque changement de patient.
- Remplacez la tubulure de raccordement ou effectuez un lavage et une désinfection en machine de la tubulure de raccordement [voir : Tubulure de raccordement, page 38].

Tous les composants d'un nébuliseur PARI et des accessoires PARI utilisés peuvent être nettoyés, désinfectés et stérilisés selon la procédure qui suit.

La tubulure de raccordement et l'élastique du masque doivent être traités séparément.

### Retraitements

Désassemblez le produit.

### Pré-nettoyage

Toutes les pièces doivent être pré-nettoyées immédiatement après utilisation.

**ÉQUIPEMENT :**

- Eau potable à une température d'env. 15 °C

**RÉALISATION :**

- Rincez toutes les pièces utilisées sous un filet d'eau potable pendant 2 minutes.

## Nettoyage et désinfection

### **Nettoyage manuel**

#### **ÉQUIPEMENT**

La procédure a été validée en Europe avec les produits suivants :

- Nettoyeur enzymatique au pH neutre :  
Bode Bomix® plus (concentration : 0,1 %)
- Eau potable à une température d'env. 15 °C
- Durée d'action : 10 minutes

#### **RÉALISATION :**



#### **ATTENTION**

#### **risque d'infection en raison de la multiplication des germes**

Une désinfection insuffisante favorise la multiplication des germes et augmente ainsi le risque d'infections.

- Respectez le rapport de mélange spécifié et le temps d'action indiqué.
- Veillez à ce que toutes les pièces soient complètement recouvertes par la solution pendant tout le temps d'action. Il ne doit pas y avoir d'espace vide ni de bulle d'air.
- Nettoyez tous les éléments avec une solution conforme aux instructions du fabricant.

En cas de salissures visibles, utilisez une brosse moyennement souple (p. ex., une brosse à dents) utilisée uniquement à cet effet.

**i** *En cas de dépassement important de la durée d'action recommandée, les pièces en plastique peuvent prendre l'odeur du produit utilisé.*

#### RINÇAGE :

- Rincez soigneusement toutes les pièces sous un filet d'eau potable à 15 °C, pendant 3 minutes.

#### SÉCHAGE :

- Secouez toutes les pièces pour éliminer l'eau.
- Placez toutes les pièces sur un support sec, propre et absorbant et laissez-les sécher complètement.

## **Nettoyage avec désinfection**

Le nettoyage et la désinfection peuvent être réalisés en une seule opération au travers d'un retraitement chimique.

Pour un maniement sûr du produit chimique, respectez la notice d'utilisation du désinfectant.

### **Nettoyage en machine avec désinfection :**

#### **ÉQUIPEMENT :**

La procédure a été validée en Europe avec les produits suivants :

- Nettoyeur alcalin :  
Dr. Weigert neodisher® MediClean forte  
(concentration : 0,5 %)
- Eau déminéralisée
- Laveur désinfecteur (LD) :  
Steelco DS800 conforme aux normes NF  
EN ISO 15883-1 et 15883-2

*Info : En cas d'utilisation d'un autre nettoyant alcalin, l'utilisation d'un neutralisant complémentaire peut s'avérer nécessaire.  
Veuillez respecter les recommandations du fabricant de l'agent chimique.*

#### **RÉALISATION :**

Programme de nettoyage et de désinfection selon les instructions du fabricant.

#### **SÉCHAGE :**

Assurez-vous de l'absence d'humidité résiduelle dans les pièces.

- Secouez toutes les pièces pour éliminer l'eau.
- Placez toutes les pièces sur un support sec, propre et absorbant et laissez-les sécher complètement.

**Nettoyage chimique avec désinfection :**

**ÉQUIPEMENT :**

La procédure a été validée en Europe avec les produits suivants :

- Désinfectant pour instruments sans aldéhyde : Bode Bomix® plus (concentration : 2 %)  
Base du principe actif : composé d'ammonium quaternaire
- Eau potable à env. 15 °C
- Durée d'action : 5 minutes

**RÉALISATION :**

- Nettoyez et désinfectez les pièces en une seule opération avec une solution préparée conformément aux instructions du fabricant.

**Info :** *En cas de dépassement important de la durée d'action recommandée, les pièces en plastique peuvent prendre l'odeur du désinfectant.*

**RINÇAGE :**

-  **ATTENTION !** Les résidus de désinfectant peuvent provoquer des réactions allergiques ou des irritations des muqueuses. Rincez soigneusement toutes les pièces sous un filet d'eau potable à environ 15 °C, pendant 3 minutes.
- Éliminez la solution utilisée (la solution diluée peut être éliminée dans l'évier).

**SÉCHAGE :**

- Secouez toutes les pièces pour éliminer l'eau.
- Placez toutes les pièces sur un support sec, propre et absorbant et laissez-les sécher complètement.

## Désinfection chimique

Pour un maniement sûr du produit chimique, respectez la notice d'utilisation du désinfectant.

### ÉQUIPEMENT :

La procédure a été validée en Europe avec les produits suivants :

- Désinfectant à base d'aldéhydes : Bode Korsolex® basic (concentration : 4 %)  
Base du principe actif : Séparateur d'aldéhydes, aldéhyde
- Eau potable à env. 15 °C
- Durée d'action : 30 minutes

### RÉALISATION :

#### ATTENTION

#### **risque d'infection en raison de la multiplication des germes**

Une désinfection insuffisante favorise la multiplication des germes et augmente ainsi le risque d'infections.

- Respectez le rapport de mélange spécifié et le temps d'action indiqué.
- Veillez à ce que toutes les pièces soient complètement recouvertes par la solution pendant tout le temps d'action. Il ne doit pas y avoir d'espace vide ni de bulle d'air.
- Désinfectez tous les éléments avec une solution conforme aux instructions du fabricant.

 *En cas de dépassement important de la durée d'action recommandée, les pièces en plastique peuvent prendre l'odeur du produit utilisé.*

## RINÇAGE :

### ATTENTION

#### **Risque de réactions allergiques et d'irritations des muqueuses dues au désinfectant**

En cas de contact avec la peau, les désinfectants peuvent entraîner des réactions allergiques ou l'irritation des muqueuses.

- Rincez le produit soigneusement, afin d'éliminer les résidus de désinfectant sur le produit PARI.
- Rincez soigneusement toutes les pièces sous un filet d'eau potable à environ 15 °C, pendant 3 minutes.
- Éliminez la solution utilisée. La solution diluée peut être éliminée dans les canalisations.

## SÉCHAGE :

- Secouez toutes les pièces pour éliminer l'eau.
- Placez toutes les pièces sur un support sec, propre et absorbant et laissez-les sécher complètement.

## Stérilisation

### ATTENTION

#### Risque d'infection lié à la présence de micro-organismes résiduels

Les salissures sur les pièces sont susceptibles d'entraîner une multiplication des micro-organismes malgré la stérilisation. Il en résulte un risque d'infection.

- Nettoyez, désinfectez et séchez soigneusement toutes les pièces désassemblées avant la stérilisation.
- Pour le nettoyage et la désinfection, appliquez exclusivement des procédures validées.

#### ÉQUIPEMENT :

La procédure a été validée en Europe avec les produits suivants :

- Stérilisateur à la vapeur avec pré-vide fractionné selon la norme NF EN 285 ou NF EN 13060 (type B)
- Système de barrière stérile
- Température : 132 °C/134 °C
- Durée : 3 minutes min.

#### RÉALISATION :

- Emballez toutes les pièces dans un système de barrière stérile conforme à la norme NF EN ISO 11607-1 (p. ex. emballage en papier et film plastique).
- Effectuez la stérilisation dans le stérilisateur à vapeur conformément aux instructions du fabricant.

Température de stérilisation et durée d'action :

132 °C/134 °C, 3 minutes min.

#### SÉCHAGE :

Assurez-vous de l'absence d'humidité résiduelle dans les pièces. Le cas échéant :

- Secouez toutes les pièces pour éliminer l'eau.
- Placez toutes les pièces sur un support sec, propre et absorbant et laissez-les sécher complètement.

## 5.4 Tubulure de raccordement

### Nettoyage et désinfection en machine

#### ÉQUIPEMENT :

La procédure a été validée en Europe avec les produits suivants :

- Nettoyeur alcalin : Dr. Weigert neodisher® MediClean forte
- Neutralisant : Dr. Weigert neodisher Z
- Laveur désinfecteur (LD) : LD G7836 CD (Miele) (conforme à NF EN ISO 15883)
- Lave-vaisselle pour instruments à paniers spéciaux de la société Miele
- Source d'air comprimé pour le séchage

#### RÉALISATION

Programme Vario TD ou programmes valides comparables

#### SÉCHAGE

Séchez la tubulure de raccordement comme indiqué au paragraphe correspondant.

## Séchage

- Raccordez la tubulure de raccordement à une source d'air comprimé (compresseur ou alimentation centrale en gaz).
- Allumez la source d'air comprimé.
- Maintenez la source d'air comprimé allumée jusqu'à élimination de l'humidité dans la tubulure.

## 5.5 Contrôle visuel et stockage

Contrôlez toutes les pièces. Remplacez les pièces cassées, déformées ou fortement décolorées.

Lieu de stockage :

- endroit sec
- à l'abri de la poussière
- à l'abri de toute contamination

En option : utiliser un emballage stérile

## 6 DÉPANNAGE

Adressez-vous au fabricant ou au distributeur :

- en cas de pannes non spécifiées dans le présent chapitre
- lorsque la procédure proposée n'élimine pas la panne

Panne	Cause possible	Action corrective
Aucun aérosol ne sort du nébuliseur.	Le gicleur du nébuliseur est obturé.	Nettoyez le nébuliseur.
	La tubulure de raccordement n'est pas raccordée correctement.	Vérifiez que tous les raccords de connexion des tubulures sont bien raccordés au compresseur et au nébuliseur.
	La tubulure de raccordement n'est pas étanche.	Remplacez la tubulure de raccordement.

## 7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### 7.1 Caractéristiques générales du nébuliseur

Dimensions <sup>5</sup>	10 cm × 9,5 cm × 4,5 cm
Poids <sup>5</sup>	27,5 g à 29,5 g
Gaz moteur	Air, oxygène
Débit minimal du compresseur	3,0 l/min
Pression de service minimale	0,5 bar / 50 kPa
Débit maximal du compresseur	6,0 l/min
Pression de service maximale	2,0 bar / 200 kPa
Volume de remplissage minimum	2 ml
Volume de remplissage maximum	8 ml

---

5) Sans embout buccal ; non rempli.

## 7.2 Caractéristiques de l'aérosol selon ISO 27427

Les caractéristiques de l'aérosol indiquées dans la présente notice d'utilisation ont été obtenues avec du salbutamol conformément à la norme ISO 27427. Lorsque d'autres solutions ou suspensions sont utilisées pour la nébulisation, les caractéristiques de l'aérosol peuvent être différentes de celles indiquées (en particulier si elles présentent une viscosité supérieure).

Les informations suivantes reposent sur des tests réalisés selon la norme et prenant pour modèle le mode de respiration d'un adulte. Par conséquent, ces indications peuvent différer de celles obtenues pour les populations d'enfants ou de jeunes enfants.

Insert pour gicleur (transparent)	Débit minimal du compresseur (3 l/min - 0,6 bar)	Débit nominal du compresseur (4 l/min - 1,2 bar) <sup>6</sup>	Débit maximal du compresseur (6 l/min - 1,9 bar)
MMAD [ $\mu\text{m}$ ] <sup>7</sup>	5,4	4,5	3,4
GSD <sup>8</sup>	2,13	2,23	2,31
Fraction respirable (parvenant dans les poumons) [% < 5 $\mu\text{m}$ ]	44,0	53,2	66,2
Proportion d'aérosol [% < 2 $\mu\text{m}$ ]	11,6	17,9	28,1
Proportion d'aérosol [% > 2 $\mu\text{m}$ < 5 $\mu\text{m}$ ]	32,4	35,3	38,1

6) Utilisation avec le compresseur PARI COMPACT2 (type 152)

7) MMAD = diamètre aérodynamique massique médian

8) GSD = écart type géométrique

Insert pour gicleur (transparent)	Débit minimal du compresseur (3 l/min - 0,6 bar)	Débit nominal du compresseur (4 l/min - 1,2 bar) <sup>6</sup>	Débit maximal du compresseur (6 l/min - 1,9 bar)
Proportion d'aérosol [% > 5 µm]	56,0	46,8	33,8
Émission d'aérosol [ml]	0,30	0,40	0,38
Débit d'aérosol [ml/ min]	0,09	0,12	0,14
Volume résiduel [ml] (déterminé par gravimétrie)	1.28	1.15	1.14
Débit rapporté au volume de remplissage [%/ min]	4,4	5,9	6,9

## 8 DIVERS

Les éléments du produit peuvent être éliminés avec les déchets ménagers. Tenir compte de la législation nationale sur l'élimination des déchets.

©2022 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 022D3002-B fr 2022-12-07



**PARI GmbH**

Spezialisten für effektive Inhalation  
Moosstraße 3  
82319 Starnberg • GERMANY  
[info@pari.de](mailto:info@pari.de) • [www.pari.com](http://www.pari.com)




# Gebruiksaanwijzing

## PARI LC PLUS®

Model: PARI LC PLUS (Type 022)

Vernevelaar voor PARI inhalatiesystemen



CE 0123

nl

## **Lees de gebruiksaanwijzing**

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór het gebruik aandachtig door. Volg alle aanwijzingen en veiligheidsinstructies op. Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

## **Geldigheid van de gebruiksaanwijzing**

PARI LC PLUS vernevelaar (type 022)

## **Contact**

E-mail: [info@pari.de](mailto:info@pari.de)

Tel.: +49 (0)8151-279 220 (internationaal)

+49 (0)8151-279 279 (Duits)

## **Copyright**

©2022 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation  
Moosstraße 3, 82319 Starnberg, Germany. Technische en optische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen iets afwijken.

## **Disclaimer**

In deze gebruiksaanwijzing worden de onderdelen van PARI producten en de optionele toebehoren beschreven. Daarom worden in deze gebruiksaanwijzing ook kenmerken beschreven en geïllustreerd die in uw PARI product niet vorhanden zijn, bijvoorbeeld omdat ze landspecifiek en/of optioneel zijn. Bij gebruik van de systemen, producten en functies moeten de geldende nationale voorschriften in acht worden genomen.

## **Merknamen**

Gedeponeerde handelsmerken van PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation in Duitsland en/of andere landen:

LC PLUS®, PARI®

# INHOUDSOPGAVE

<b>BELANGRIJKE AANWIJZINGEN .....</b>	<b>5</b>
Gebruiksdoel .....	5
Indicatie .....	6
Contra-indicatie .....	6
Markering .....	7
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen .....	8
<b>PRODUCTBESCHRIJVING.....</b>	<b>11</b>
Levering.....	11
Overzicht en aanduidingen.....	11
Productvarianten .....	11
Productcombinaties .....	12
Beschrijving van de werking .....	12
Materiaalinformatie .....	13
Levensduur.....	14
<b>GEBRUIK .....</b>	<b>15</b>
Therapie voorbereiden .....	15
Therapie uitvoeren .....	18
Therapie afsluiten.....	21
<b>HYGIËNISCHE MAATREGELEN VOOR HERGEBRUIK IN DE THUISOMGEVING .....</b>	<b>22</b>
Voorbereidingscycli voor hergebruik .....	22
Grenzen van de hygiënische maatregelen voor hergebruik .....	22
Voorbereiden .....	22
Reinigen .....	23
Desinfecteren .....	25
Aansluitslang verzorgen .....	27
Controleren.....	27
Drogen.....	27
Opbergen .....	27

<b>HYGIËNISCHE MAATREGELEN VOOR HERGEBRUIK IN PROFESSIONELE OMGEVINGEN.....</b>	<b>28</b>
Voorbereidingscycli voor hergebruik .....	28
Grenzen van de hygiënische maatregelen voor hergebruik .....	28
Vernevelaar .....	29
Aansluitslang .....	37
Visueel controleren en opbergen .....	37
<b>VERHELPEN VAN FOUTEN .....</b>	<b>38</b>
<b>TECHNISCHE GEGEVENS .....</b>	<b>39</b>
Algemene vernevelaargegevens .....	39
Aerosolkenmerken conform ISO 27427 .....	40
<b>DIVERSEN .....</b>	<b>41</b>

# 1 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

## 1.1 Gebruiksdoel

De PARI LC PLUS vernevelaars produceren te inhaleren aerosols<sup>1</sup> voor de behandeling van de onderste luchtwegen.

De vernevelaar vormt in combinatie met een PARI compressor of de PARI CENTRAL en PARI toebehoren een inhalatiesysteem.

De vernevelaar is geschikt voor de behandeling van patiënten van alle leeftijdsgroepen.

Er mogen alleen inhalatieoplossingen en suspensies worden gebruikt die voor de vernevelaartherapie zijn toegestaan.

De vernevelaar mag alleen met een PARI compressor of met een centrale gasvoorzieningsinstallatie worden verbonden.

Voor de aansluiting op een centrale gasvoorzieninginstallatie is de PARI CENTRAL bestemd.

Dit PARI product mag zowel in de thuisomgeving als in professionele zorginstellingen worden gebruikt. In de thuisomgeving mag dit PARI product maar voor één patiënt worden gebruikt (geen wisseling van patiënten). In professionele omgevingen is bij inachtneming van de desbetreffende hygiënische maatregelen voor hergebruik een wisseling van patiënten mogelijk.

Dit product mag alleen worden gebruikt door personen die de inhoud van de gebruiksaanwijzingen begrijpen en het product veilig kunnen gebruiken. De volgende groepen personen moeten bij het gebruik onder toezicht staan van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is:

- baby's, peuters en kinderen
- personen met beperkte vermogens (bijv. lichamelijk, verstandelijk, zintuiglijk)

Wanneer de patiënt niet zelf in staat is dit product veilig te gebruiken, moet de behandeling door de verantwoordelijke persoon worden uitgevoerd.

---

1) Aerosol: in gassen of lucht zwevende kleine deeltjes van vaste, vloeibare of gemengde samenstelling (fijne "nevel").

Dit PARI product is alleen geschikt voor patiënten die zelfstandig ademen en bij bewustzijn zijn.

Een behandeling duurt ca. 5 tot 10 minuten, maar maximaal 20 minuten (afhankelijk van de hoeveelheid vloeistof).

De frequentie en duur van het gebruik worden afhankelijk van de individuele behoeften bepaald door medisch vakpersoneel<sup>2</sup>.

## **1.2 Indicatie**

Aandoeningen aan de onderste luchtwegen.

## **1.3 Contra-indicatie**

Bij PARI GmbH zijn geen contra-indicaties bekend.

---

2) Medisch vakpersoneel: artsen, apothekers en fysiotherapeuten.

## 1.4 Markering

Op het product en op de verpakking bevinden zich de volgende symbolen:

<b>MD</b>	Medisch hulpmiddel
	Fabrikant
	Productiedatum
<b>REF</b>	Artikelnummer
<b>LOT</b>	Production batch number, lot
<b>UDI</b>	Unieke code voor hulpmiddelidentificatie
	Dit product voldoet aan de eisen van de EU-verordening betreffende medische hulpmiddelen 2017/745.
	Gebruiksaanwijzing opvolgen
	Mondstuk met uitademventiel
	Inademventiel
	Aansluitslang
	Vernevelaarinzetstuk
	PARI LC PLUS vernevelaar
	LC-onderbreker
	Luchtfilter voor compressor type 128/130/152
	Luchtfilter voor compressor type 041
	Luchtfilter voor compressor type 028/085
	Slangadapter
	Filterwisselaar

## 1.5 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie, veiligheidsinstructies en voorzorgsmaatregelen. Alleen wanneer de gebruiker deze opvolgt, kan dit PARI product veilig worden gebruikt.

Gebruik dit PARI product alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven.

De gebruiksaanwijzingen van de gebruikte compressor en toebehoren alsmede de gebruiksinformatie van de gebruikte inhalatieoplossing moeten eveneens in acht worden genomen.

## Markering en classificatie van de waarschuwingen

Veiligheidsrelevante waarschuwingen zijn in deze gebruiksaanwijzing verdeeld in de volgende gevaren niveaus:

### GEVAAR

GEVAAR geeft een gevaarlijke situatie aan die tot zeer ernstig letsel of de dood zal leiden als deze niet wordt voorkomen.

### WAARSCHUWING

WAARSCHUWING geeft een gevaarlijke situatie aan die tot zeer ernstig letsel of de dood kan leiden als deze niet wordt voorkomen.

### VOORZICHTIG

VOORZICHTIG geeft een gevaarlijke situatie aan die tot licht of matig ernstig letsel kan leiden als deze niet wordt voorkomen.

### AANWIJZING

AANWIJZING geeft een gevaarlijke situatie aan die tot materiële schade kan leiden als deze niet wordt voorkomen.

## Algemeen

Als niet-toegestane inhalatieoplossingen of suspensies voor de verneveling worden gebruikt, kunnen de aerosolkenmerken van de vernevelaar afwijken van de gegevens van de fabrikant. Dit product is niet geschikt voor gebruik in een anesthesie-ademsysteem of in een ademsysteem van een beademingsapparaat.

Patiënten met een tracheostoma kunnen niet met een mondstuk inhaleren. Zij hebben speciaal toebehoren nodig om een inhalatiebehandeling te kunnen uitvoeren. Neem in dat geval voor meer informatie contact op met uw arts.

Huidverzorgingsproducten die olie of vet bevatten, kunnen de zachte kunststof onderdelen beschadigen. Deze huidverzorgingsmiddelen moeten tijdens het gebruik worden vermeden.

**Als door de behandeling geen verbetering of zelfs een verslechtering van uw gezondheidstoestand optreedt, neem dan contact op met medisch vakpersoneel.**

## Behandeling van baby's, kinderen en hulpbehoevende personen



### GEVAAR

#### Levensgevaar door wurging

Bij personen die niet in staat zijn zelfstandig de behandeling uit te voeren of de overeenkomstige gevaren in te schatten, bestaat verhoogd gevaar voor letsel (bijv. wurging met het netsnoer of de aansluitslang). Dergelijke personen zijn bijv. baby's, kinderen en personen met een mentale beperking.

- Zorg ervoor dat bij deze personen een voor de veiligheid verantwoordelijke persoon steeds toezicht houdt op de toepassing van de behandeling of deze zelf uitvoert.

## Gevaar door kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt

Het product bevat kleine onderdelen. Kleine onderdelen kunnen de luchtwegen blokkeren en tot verstikkingsgevaar leiden. Berg alle onderdelen van het product steeds buiten bereik van baby's en peuters op.

## Hygiëne

Neem de volgende aanwijzingen aangaande de hygiëne in acht:

- Gebruik uitsluitend gereinigde en gedroogde productonderdelen. Verontreinigingen en restvocht leiden tot de groei van kiemen, waardoor er een verhoogd infectiegevaar bestaat.
- Was vóór elk gebruik en vóór alle hygiënische maatregelen voor hergebruik grondig uw handen.
- Voer de hygiënische maatregelen voor hergebruik beslist ook vóór het eerste gebruik uit.
- Gebruik voor de hygiënische maatregelen voor hergebruik steeds drinkwater.
- Let er na elke stap van deze maatregelen op dat alle onderdelen voldoende drogen.
- Berg de onderdelen van het product niet op in een vochtige omgeving of samen met vochtige voorwerpen.

## Melding van ernstige voorvallen


Meld ernstige incidenten aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit.

## 2 PRODUCTBESCHRIJVING

### 2.1 Levering

Zie de verpakking voor de onderdelen van de levering.

### 2.2 Overzicht en aanduidingen



(1)	Vernevelaar
(1a)	Inademventiel
(1b)	Sproeieropzetstuk
(1c)	Onderste deel van de vernevelaar
(1d)	LC-onderbreker
(1e)	Mondstuk
(1f)	Aansluitslang
(2)	Luchtfilter voor compressor

### 2.3 Productvarianten

PARI LC PLUS (sproeieropzetstuk: transparant)

Met mondstuk voor de behandeling van de luchtwegen van volwassenen en kinderen vanaf ca. 4 jaar.

## 2.4 Productcombinaties


De PARI vernevelaar kan met alle PARI compressoren of via een PARI CENTRAL met een centrale gasvoorzieningsinstallatie worden verbonden.

De vernevelaar kan met diverse PARI toebehoren worden gecombineerd.

## 2.5 Beschrijving van de werking

De PARI vernevelaar maakt deel uit van een PARI inhalatiesysteem.

De vernevelaar produceert bij toevor van perslucht aerosol uit de erin gedane vloeistof, bijv. het medicament. Deze aerosol wordt via het mondstuk of indien nodig via een masker ingeademd in de long.



De LC-onderbreker geeft de mogelijkheid de aerosolproductie tijdens het uitademen te onderbreken en daardoor de toediening van medicament te optimaliseren.

## 2.6 Materiaalinformatie

De afzonderlijke productonderdelen bestaan uit de volgende materialen:

Productonderdeel	Materiaal
Inademventiel	Polypropyleen, silicone
Sproeieropzetstuk	Polypropyleen
Onderste deel van de vernevelaar	Polypropyleen
LC-onderbreker	Polypropyleen
Mondstuk (met uitademventiel)	Polypropyleen, thermoplastisch elastomeer
Aansluitslang	Polyvinylchloride
Eindstuk slang	Thermoplastisch elastomeer

## 2.7 Levensduur

De afzonderlijke productonderdelen hebben de volgende te verwachten levensduur:

Productonderdeel	Levensduur
Vernevelaar, aansluitslang en toebehoren	in de thuisomgeving [zie: HYGIËNISCHE MAATREGELEN VOOR HERGEBRUIK IN DE THUISOMGEVING, pagina 22]
Vernevelaar, aansluitslang en toebehoren	in een professionele omgeving [zie: HYGIËNISCHE MAATREGELEN VOOR HERGEBRUIK IN PROFESSIONELE OMGEVINGEN, pagina 28]

Wanneer de verwachte levensduur is bereikt, dient u het betreffende productonderdeel te vervangen. Hiervoor zijn aanvullende vernevelaarssets (vernevelaar incl. aansluitslang) of PARI Year Packs (vernevelaar incl. aansluitslang en luchtfilter voor een compressor) verkrijgbaar.

### 3 GEBRUIK

Alle hieronder beschreven stappen moeten correct worden uitgevoerd.

Als de vernevelaar via een PARI CENTRAL met een centrale gasvoorzieningsinstallatie moet worden verbonden, moet de gebruiksaanwijzing van de PARI CENTRAL in acht worden genomen.

#### 3.1 Therapie voorbereiden

##### Vernevelaar monteren




##### VOORZICHTIG


##### Gevaar voor benadeling van de therapie

Beschadigde onderdelen en een verkeerd gemonteerde vernevelaar kunnen afbreuk doen aan de werking van de vernevelaar en daarmee aan de therapie.

- Controleer vóór elk gebruik alle onderdelen van de vernevelaar en het toebehoren.
- Vervang gebroken, vervormde of sterk verkleurde onderdelen.
- Neem de aanwijzingen voor montage in deze gebruiksaanwijzing in acht.
- Steek het sproeieropzetstuk in het onderste deel van de vernevelaar.
- Zet het sproeieropzetstuk met een lichte draai naar rechts vast.




- Bevestig de aansluitslang op de vernevelaar.




**Alternatief:**

- Steek de LC-onderbreker op de vernevelaar.
- Steek de aansluitslang op de luchtinlaat aan de zijkant van de LC-onderbreker.



**Mondstuk gebruiken**

- Steek het mondstuk op de vernevelaar.




## Toebehoren gebruiken

Informatie over de montage van toebehoren vindt u in de gebruiksaanwijzing van het betreffende toebehoren<sup>3</sup>.


## Vernevelaar vullen

- Plaats de vernevelaar in de daarvoor bedoelde houder op de compressor.
- Trek zo nodig het inademventiel eraf.
- Doe de vereiste hoeveelheid inhalatieoplossing van boven in de vernevelaar.

Neem het minimale en maximale vulvolume in acht [zie: Algemene vernevelaargegevens, pagina 39]. Wanneer de vernevelaar te weinig of te veel vloeistof bevat, wordt afbreuk gedaan aan de verneveling en daarmee aan de therapie.



- Plaats het inademventiel op de vernevelaar.



3) Gebruiksaanwijzingen voor toebehoren worden met het toebehoren meegeleverd. Ze kunnen zo nodig worden besteld bij fabrikant of leverancier.

## **Wanneer meerdere inhalatieoplossingen na elkaar moeten worden gebruikt:**


- Spoel de vernevelaar tussen de verschillende toepassingen uit met drinkwater.
- Schud het overtollige water uit de vernevelaar.
- Vul de vernevelaar op de beschreven wijze met de volgende inhalatieoplossing.

## **3.2 Therapie uitvoeren**

**Voordat een therapie wordt uitgevoerd, moeten alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gelezen en begrepen.**


**i Houd de vernevelaar tijdens de behandeling altijd rechtop.**

- Gebruik indien nodig de slangadapter om een verbinding te maken tussen de aansluitslang en de compressor.




- **⚠ GEVAAR! Levensgevaar bij verwisselen van slangen!**

Als er slangsystemen van andere apparaten in de buurt zijn (bijv. voor infusen), controleer dan zorgvuldig of de op de compressor aangesloten aansluitslang aan het andere uiteinde is verbonden met de vernevelaar. Anders bestaat het gevaar dat verschillende aansluitmogelijkheden met elkaar worden verwisseld.



einde is verbonden met de vernevelaar. Anders bestaat het gevaar dat verschillende aansluitmogelijkheden met elkaar worden verwisseld.

- Steek de aansluitslang van de vernevelaar met een licht draaiende beweging in de persluchtaansluiting van de compressor.
- Neem de vernevelaar uit dehouder aan de compressor en houd hem rechtop.
- Vergewis u ervan dat alle delen vast met elkaar verbonden zijn.




- **⚠ GEVAAR! Levensgevaar door een elektrische schok bij een defect aan het apparaat!** Schakel de compressor onmiddellijk uit en trek de netstekker uit het stopcontact wanneer het vermoeden bestaat dat er een defect is (bijvoorbeeld na een val of als het naar smeulend kunststof ruikt).

Bij een defect aan het apparaat is er contact met stroomvoerende onderdelen mogelijk. Een elektrische schok kan het gevolg zijn.

Schakel de compressor in door de aan/uit-schakelaar op "ON" te zetten.

- Vergewis u ervan dat een aerosol wordt geproduceerd, voordat u met de behandeling begint (uit de vernevelaar stroomt een fijne nevel).



## Met mondstuk inhaleren


- Ga ontspannen en rechtop zitten.
- Neem het mondstuk tussen de tanden en omsluit het met de lippen.
- Adem zo langzaam en diep mogelijk door het mondstuk in en ontspannen weer uit.
- Voer de inhalatie net zo lang uit tot het geluid in de vernevelaar verandert.

**i** *Er blijft na het einde van de therapie een resthoeveelheid in de vernevelaar zitten.*

## LC-onderbreker gebruiken


Als de LC-onderbreker is gemonteerd, wordt pas aerosol geproduceerd op het moment dat de onderbrekerknop wordt ingedrukt. Ga als volgt te werk om te inhaleren en tijdens het uitademen de aerosolproductie te onderbreken:

- Druk op de onderbrekerknop om aerosol te produceren.  
*Info: als de knop niet kan worden ingedrukt, is deze vastgezet en is de LC-onderbreker ingesteld op continue verneveling. Zet in dat geval de onderbrekerknop los door deze naar links tot de aanslag te draaien.*
- Laat de onderbrekerknop los om de aerosolproductie te onderbreken.



Wanneer u ondanks gemonteerde LC-onderbreker een continue verneveling wilt:

- Draai de onderbrekerknop naar rechts tot de aanslag.
- ➔ De aerosol wordt constant geproduceerd (continue verneveling).



## Inhaleren met toebehoren

De inhalatie met toebehoren (bijv. maskers) is beschreven in de gebruiksaanwijzing van het betreffende toebehoren.

### 3.3 Therapie afsluiten

Ga als volgt te werk om de therapie af te sluiten:

- Schakel de compressor uit door de aan/uit-schakelaar op "OFF" te zetten.
- Plaats de vernevelaar weer terug in de houder op de compressor.
- Trek de netstekker uit het stopcontact.

**i** *Alleen wanneer de netstekker uit het stopcontact is getrokken, is gegarandeerd dat het apparaat volledig is losgekoppeld van het stroomnet.*

## 4 HYGIËNISCHE MAATREGELEN VOOR HERGEBRUIK IN DE THUISOMGEVING

De onderdelen van het product moeten onmiddellijk na elk gebruik grondig worden gereinigd en minstens één keer per week worden gedesinfecteerd.

De aansluitslang kan niet worden gereinigd of gedesinfecteerd. Droog de aansluitslang na elk gebruik [zie: Aansluitslang verzorgen, pagina 27].

De levensduur van de aansluitslang is max. 1 jaar.

### 4.1 Voorbereidingscycli voor hergebruik


Vernevelaar	<ul style="list-style-type: none"><li>– Reiniging onmiddellijk na elk gebruik</li><li>– Desinfectie één keer per week</li></ul>
-------------	---

### 4.2 Grenzen van de hygiënische maatregelen voor hergebruik

Vernevelaar en toebehoren, desinfectie	300 uitvoeringen van de hygiënische maatregelen voor hergebruik, max. 1 jaar
--	--

### 4.3 Voorbereiden

- Trek de slang van de vernevelaar af.
- Trek het mondstuk af van de vernevelaar.
- Verwijder de resthoeveelheid uit de vernevelaar.
- Demonteer de vernevelaar volledig.
- Trek het blauwe uitademventiel van het mondstuk voorzichtig uit de gleuf. Het uitademventiel moet daarna nog altijd aan het mondstuk vastzitten.



## 4.4 Reinigen

### Voorreinigen

Alle onderdelen moeten vlak voor het gebruik worden voorge-reinigd.

#### UITRUSTING:

- Drinkwater met een temperatuur van ca. 15 °C

#### UITVOERING:

- Spoel alle gebruikte onderdelen gedurende 2 minuten onder stromend drinkwater.

### Met de hand reinigen


#### UITRUSTING:

- Drinkwater met een temperatuur van minstens 40 °C
- Gangbaar afwasmiddel<sup>4</sup>
- Reservoir met een inhoud van min. 3 l

#### UITVOERING:

- Voeg ca. 1 theelepel afwas-middel voor 3 l warm drinkwa-ter toe.
- Leg alle onderdelen in het af-waswater.

Inwerkijd: 5 minuten



- Beweeg de onderdelen af en toe heen en weer.
- Gebruik bij zichtbare vervuiling een middelzachte borstel (bijv. een tandenborstel) die uitsluitend voor dit doel wordt gebruikt.

#### SPOELEN:

- Spoel alle onderdelen gedurende 3 minuten grondig af on-der stromend drinkwater van ca. 15 °C.

4) Gevalideerd met Palmolive®.

## DROGEN:

- Schud het water uit alle onderdelen.
- Leg alle onderdelen op een droge, schone en absorberende ondergrond en laat ze volledig drogen.

## In de vaatwasmachine

De afzonderlijke onderdelen kunnen worden gereinigd in een gewone vaatwasmachine als deze is aangesloten op leidingwater van drinkwaterkwaliteit.

Neem voor de veilige omgang met het gebruikte reinigingsmiddel de overeenkomstige gebruiksaanwijzing in acht, met name de daarin opgenomen veiligheidsinstructies.

## UITVOERING:

 *Reinig de onderdelen niet samen met een sterk vervuilde vaat.*

- Zet alle onderdelen zo in het vaatrek dat er zich geen water in kan ophopen.
- Selecteer een programma van minstens 50 °C.

## DROGEN:

Controleer of er geen restvocht in de onderdelen zit. Indien nodig:

- Schud het water uit alle onderdelen.
- Leg alle onderdelen op een droge, schone en absorberende ondergrond en laat ze volledig drogen.

## 4.5 Desinfecteren

Desinfecteer alle onderdelen onmiddellijk na de reiniging. Alleen gereinigde onderdelen kunnen doeltreffend worden gedesinfecteerd.

Hierna zijn de gevalideerde desinfectiemethodes beschreven.

### In kokend water

UITRUSTING:

- Schone kookpan
- Drinkwater

UITVOERING:



#### VOORZICHTIG

#### Infectiegevaar door vocht

Vocht bevordert de groei van kiemen.

- Haal alle onderdelen onmiddellijk na het desinfectieproces uit de kookpan en laat ze drogen.
- Leg alle onderdelen minstens 5 minuten in borrelend kokend water. **AANWIJZING! Gevaar voor beschadiging van de kunststofonderdelen!** Kunststof smelt bij aanraking met de hete bodem van de pan. Zorg voor een voldoende hoeveelheid water in de pan, zodat de onderdelen niet de bodem van de pan raken.

DROGEN:

- Schud het water uit alle onderdelen.
- Leg alle onderdelen op een droge, schone en absorberende ondergrond en laat ze volledig drogen.

## **Met een gangbare thermische desinfector voor babyflessen (geen microgolfoven)**

### **UITRUSTING:**

- Thermische desinfector met een werkingstijd van minstens 6 minuten

### **UITVOERING:**

#### **VOORZICHTIG**

##### **Infectiegevaar door onvoldoende desinfectie**

Een onvoldoende desinfectie bevordert de groei van kiemen en verhoogt daarmee het infectiegevaar.

- Controleer vóór elke desinfectie of de desinfector schoon is en goed werkt.
- Voer de desinfectie net zo lang uit tot de desinfector zichzelf automatisch uitschakelt, respectievelijk tot de in de gebruiksaanwijzing van de desinfector aangegeven minimale desinfectietijd is bereikt. Schakel het apparaat niet voortijdig uit.

#### **VOORZICHTIG**

##### **Infectiegevaar door vocht**

Vocht bevordert de groei van kiemen.

- Haal alle onderdelen onmiddellijk na het desinfectieproces uit de desinfector en laat ze drogen.

Voor de uitvoering van de desinfectie, voor de duur van het desinfectieproces en voor de vereiste waterhoeveelheid dient u de gebruiksaanwijzing van de gebruikte desinfector in acht te nemen.

## DROGEN:

- Leg alle onderdelen na afloop van het desinfectieproces op een droge, schone en absorberende ondergrond en laat ze volledig drogen. Of laat alle onderdelen gedurende max. 24 uur in de gesloten thermische desinfector tot aan het volgende gebruik.

## 4.6 Aansluitslang verzorgen

Droog de aansluitslang na elke inhalatie:

- Sluit de aansluitslang aan op de compressor.
- Schakel uw compressor in.
- Laat de compressor werken tot het vocht in de slang is verdwenen.

## 4.7 Controleeren

Controleer alle onderdelen van het product na elke reiniging en desinfectie. Vervang gebroken, vervormde of sterk verkleurde onderdelen.

## 4.8 Drogen

Leg alle productonderdelen na elke reiniging en desinfectie op een droge, schone en absorberende ondergrond en laat ze volledig drogen.

## 4.9 Opbergen

Berg dit product op zoals hierna is beschreven:

- Wikkel alle onderdelen in een schone, pluisvrije doek (bijv. een theedoek).
- Bewaar alle onderdelen op een droge en stofvrije plaats.

## 5 HYGIËNISCHE MAATREGELEN VOOR HERGEBRUIK IN PROFESSIONELE OMGEVINGEN

Droog de aansluitslang na elk gebruik [zie: Aansluitslang, pagina 37].

### 5.1 Voorbereidingscycli voor hergebruik

#### Zonder wisseling van patiënten

Vernevelaar zonder aansluitslang en toebehoren (bijv. masker)	<ul style="list-style-type: none"><li>– Reiniging onmiddellijk na elk gebruik</li><li>– Desinfectie één keer per week</li></ul>
---	---

#### Vóór een wisseling van patiënt

Vernevelaar zonder aansluitslang en toebehoren (bijv. masker)	<ul style="list-style-type: none"><li>– Reiniging</li><li>– Desinfectie</li><li>– Sterilisatie</li></ul>
Aansluitslang	Machinale reiniging met desinfectie

### 5.2 Grenzen van de hygiënische maatregelen voor hergebruik

Vernevelaar en toebehoren, desinfectie	300 uitvoeringen van de hygiënische maatregelen voor hergebruik, max. 1 jaar
Vernevelaar en toebehoren, sterilisatie	100 uitvoeringen van de hygiënische maatregelen voor hergebruik, max. 1 jaar
Aansluitslang	50 keer hygiënische maatregelen voor hergebruik, max. 1 jaar

## 5.3 Vernevelaar

### Voor hergebruik voor te bereiden onderdelen

#### VOORZICHTIG

#### Infectiegevaar door kruisbesmetting bij wisseling tussen patiënten

Als een product voor verschillende patiënten wordt gebruikt, bestaat het gevaar dat kiemen worden overgedragen van de ene op de andere patiënt.

- Reinig, desinfecteer en steriliseer alle onderdelen vóór elke wisseling van patiënt.
- Vervang de aansluitslang of voer een machinale reiniging en desinfectie van de aansluitslang uit [zie: Aansluitslang, pagina 37].

Alle onderdelen van een PARI vernevelaar en het gebruikte PARI toebehoren kunnen volgens de hierna beschreven methodes worden gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd. De aansluitslang en de elastische band van het masker moeten afzonderlijk worden behandeld.

### Voorbereiden

Demonteer het product volledig.

### Voorreinigen

Alle onderdelen moeten vlak voor het gebruik worden voorgereinigd.

#### UITRUSTING:

- Drinkwater met een temperatuur van ca. 15 °C

#### UITVOERING:

- Spoel alle gebruikte onderdelen gedurende 2 minuten onder stromend drinkwater.

## Reinigen en desinfecteren

### **Met de hand reinigen**

#### UITRUSTING

De methode is in Europa gevalideerd met gebruikmaking van:

- ph-neutraal, enzymatisch reinigingsmiddel:  
Bode Bomix® plus (concentratie: 0,1%)
- Drinkwater met een temperatuur van ca. 15 °C
- Inwerkijd: 10 minuten

#### UITVOERING:

##### **⚠ VOORZICHTIG**

##### **infectiegevaar door de groei van kiemen**

Een onvoldoende desinfectie bevordert de groei van kiemen en verhoogt daarmee het infectiegevaar.

- Neem de aangegeven mengverhouding en de aangegeven inwerkijd in acht.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen tijdens de gehele inwerkijd volledig zijn bedekt door de oplossing. Er mogen geen holtes of luchtbellen zijn.
- Reinig alle onderdelen met een volgens de voorschriften van de fabrikant gemaakte oplossing.

Gebruik bij zichtbare vervuilingen een middelzachte borstel (bijv. een tandenborstel) die uitsluitend voor dit doel wordt gebruikt.

**i Als de aanbevolen inwerkijd aanzienlijk wordt overschreden, kunnen de kunststofonderdelen de geur van het gebruikte middel aannemen.**

**SPOELEN:**

- Spoel alle onderdelen gedurende 3 minuten grondig af onder stromend drinkwater van ca. 15 °C.

**DROGEN:**

- Schud het water uit alle onderdelen.
- Leg alle onderdelen op een droge, schone en absorberende ondergrond en laat ze volledig drogen.

## **Reiniging met desinfectie**

Met behulp van een chemische voorbehandeling kunnen de reiniging en desinfectie in één bewerking worden uitgevoerd.

Neem voor de veilige omgang met de chemische stof de gebruiksaanwijzing van het desinfectiemiddel in acht.

<b>Machinale reiniging met desinfectie:</b>	<p><b>UITRUSTING:</b> De methode is in Europa gevalideerd met gebruikmaking van:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Alkalisch reinigingsmiddel: Dr. Weigert neodisher® MediClean forte (con- centratie: 0,5%)</li><li>– Gedeïoniseerd water</li><li>– Reinigings- en desinfectieapparaat: Steelco DS800 volgens DIN EN ISO 15883-1 en 15883-2</li></ul> <p><b>Info:</b> als een ander alkalisch reinigingsmiddel wordt gebruikt, kan het nodig zijn bovendien een neutralisator te gebruiken. Neem de adviezen van de fabrikant van de chemische stof in acht.</p> <p><b>UITVOERING:</b> Programma voor reiniging en desinfectie volgens voorschriften van de fabrikant.</p> <p><b>DROGEN:</b> Controleer of er geen restvocht in de onderdelen zit.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schud het water uit alle onderdelen.</li><li>• Leg alle onderdelen op een droge, schone en absorberende ondergrond en laat ze volledig drogen.</li></ul>
---	--

**Chemische  
reiniging met  
desinfectie:**

**UITRUSTING:**

De methode is in Europa gevalideerd met gebruikmaking van:

- Aldehydevrij instrumenten-desinfectiemiddel:  
Bode Bomix® plus (concentratie: 2%)  
Werkzame stof: quaternaire ammoniumver-binding
- Drinkwater van ca. 15 °C
- Inwerkijd: 5 minuten

**UITVOERING:**

- Reinig en desinfecteer de onderdelen in één stap met een volgens de voorschriften van de fabrikant gemaakte oplossing.

**Info:** als de aanbevolen inwerkijd aanzienlijk wordt overschreden, kunnen de kunststofonderdelen de geur van het desinfectiemiddel aannemen.

**SPOELEN:**

-  **VOORZICHTIG!** Resten van het desinfectiemiddel kunnen allergische reacties of slijmvliesirritaties veroorzaken. Spoel alle onderdelen gedurende 3 minuten grondig af onder stromend drinkwater van ca. 15 °C.
- Gooi de gebruikte oplossing weg (de verdunne oplossing kan via de gootsteen worden weggegooid).

**DROGEN:**

- Schud het water uit alle onderdelen.
- Leg alle onderdelen op een droge, schone en absorberende ondergrond en laat ze volledig drogen.

## **Chemisch desinfecteren**

Neem voor de veilige omgang met de chemische stof de gebruiksaanwijzing van het desinfectiemiddel in acht.

### **UITRUSTING:**

De methode is in Europa gevalideerd met gebruikmaking van:

- Aldehydehoudend desinfectiemiddel: Bode Korsolex® basic (concentratie: 4%)  
Werkzame stof: Aldehyde-derivaat, aldehyde
- Drinkwater van ca. 15 °C
- Inwerkijd: 30 minuten

### **UITVOERING:**

#### **⚠ VOORZICHTIG**

#### **infectiegevaar door de groei van kiemen**

Een onvoldoende desinfectie bevordert de groei van kiemen en verhoogt daarmee het infectiegevaar.

- Neem de aangegeven mengverhouding en de aangegeven inwerkijd in acht.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen tijdens de gehele inwerkijd volledig zijn bedekt door de oplossing. Er mogen geen holtes of luchtbellen zijn.
- Desinfecteer de onderdelen met een volgens voorschriften van de fabrikant gemaakte oplossing.

**i** *Als de aanbevolen inwerkijd aanzienlijk wordt overschreden, kunnen de kunststofonderdelen de geur van het gebruikte middel aannemen.*

SPOELEN:



**VOORZICHTIG**

**Gevaar voor allergische reacties en slijmvliesirritaties door desinfectiemiddelen**

Desinfectiemiddelen kunnen bij huidcontact allergische reacties of slijmvliesirritaties veroorzaken.

- Spoel het product grondig, zodat geen resten van het desinfectiemiddel op het PARI product achterblijven.
- Spoel alle onderdelen gedurende 3 minuten grondig af onder stromend drinkwater van ca. 15 °C.
- Gooi de gebruikte oplossing weg. De verdunde oplossing kan via de gootsteen worden weggegooid.

DROGEN:

- Schud het water uit alle onderdelen.
- Leg alle onderdelen op een droge, schone en absorberende ondergrond en laat ze volledig drogen.

## Steriliseren

### VOORZICHTIG

#### Infectiegevaar door resterende kiemen

Als de afzonderlijke onderdelen zijn vervuild, kunnen ziektekienmen zich ondanks de sterilisatie vermenigvuldigen. Daardoor bestaat er infectiegevaar.

- Reinig, desinfecteer en droog alle onderdelen vóór een sterilisatie grondig.
- Gebruik voor de reiniging en desinfectie uitsluitend gevalideerde methodes.

#### UITRUSTING:

De methode is in Europa gevalideerd met gebruikmaking van:

- Stoomsterilisator met gefractioneerd voorvacuüm conform DIN EN 285 en DIN EN 13060 (type B)
- Steriel barrièresysteem
- Temperatuur: 132 °C / 134 °C
- Duur: minstens 3 minuten

#### UITVOERING:

- Verpak alle onderdelen in een steriel barrièresysteem conform DIN EN 11607-1 (bijv. foliepapierverpakking).
- Voer de sterilisatie in de stoomsterilisator uit volgens de voorschriften van de fabrikant.

#### Sterilisatietemperatuur en duur:

132 °C/134 °C, minstens 3 min.

#### DROGEN:

Controleer of er geen restvocht in de onderdelen zit. Indien nodig:

- Schud het water uit alle onderdelen.
- Leg alle onderdelen op een droge, schone en absorberende ondergrond en laat ze volledig drogen.

## 5.4 Aansluitslang

### Machinaal reinigen en desinfecteren

#### UITRUSTING:

De methode is in Europa gevalideerd met gebruikmaking van:

- Alkalisch reinigingsmiddel: Dr. Weigert neodisher® Medi-Clean forte
- Neutralisator: Dr. Weigert neodisher Z
- Reinigings- en desinfectieapparaat: RDG G7836 CD (Miele) (conform DIN EN ISO 15883)
- Speciale rekken Miele-instrumentenwasmachine
- Persluchtbron om te drogen

#### UITVOERING

Programma Vario TD of vergelijkbare valide programma's

#### DROGEN

Droog de aansluitslang zoals beschreven in het betreffende hoofdstuk.

### Drogen

- Sluit de aansluitslang aan op een persluchtbron (compressor of centrale gastoevoer).
- Schakel de persluchtbron in.
- Laat de persluchtbron ingeschakeld tot het vocht in de slang is verdwenen.

## 5.5 Visueel controleren en opbergen

Controleer alle onderdelen. Vervang gebroken, vervormde of sterk verkleurde onderdelen.

Opbergplaats:

- droog
- stofvrij
- beschermd tegen besmetting  
optioneel: steriele verpakking gebruiken

## 6 VERHELPEN VAN FOUTEN

Neem contact op met de fabrikant of leverancier:

- bij fouten die niet in dit hoofdstuk worden genoemd
- wanneer de fout niet met de voorgestelde werkwijze kan worden verholpen

Fout	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Uit de vernevelaar komt geen aerosol.	De sproeier van de vernevelaar is verstopt.	Reinig de vernevelaar.
	De aansluitslang is niet goed aangesloten.	Controleer of alle eindstukken van de slang vast met de compressor en de vernevelaar zijn verbonden.
	De aansluitslang is lek.	Vervang de aansluitslang.

## 7 TECHNISCHE GEGEVENS

### 7.1 Algemene vernevelaargegevens

Grootte <sup>5</sup>	10 cm × 9,5 cm × 4,5 cm
Gewicht <sup>5</sup>	27,5 g tot 29,5 g
Drijfgassen	lucht, zuurstof
Minimale compressorstroom	3,0 l/min
Minimale bedrijfsdruk	0,5 bar / 50 kPa
Maximale compressorstroom	6,0 l/min
Maximale bedrijfsdruk	2,0 bar / 200 kPa
Minimum vulvolume	2 ml
Maximum vulvolume	8 ml

---

5) Zonder mondstuk; niet gevuld.

## 7.2 Aerosolkenmerken conform ISO 27427

De in deze gebruiksaanwijzing vermelde aerosolkenmerken zijn conform ISO 27427 vastgesteld met salbutamol. Als andere oplossingen of suspensies voor de verneveling worden gebruikt, kunnen de aerosolkenmerken afwijken van die in de gebruiksaanwijzing (met name als deze een hogere viscositeit hebben).

De volgende gegevens zijn gebaseerd op controles volgens de norm die uitgaat van het adempatroon van volwassenen. Daarom wijken deze gegevens waarschijnlijk af van vergelijkbare gegevens die voor de groepen kinderen of peuters zijn vastgesteld.

Sproeieropzetstuk (transparant)	Minimale compressors troom (3 l/min – 0,6 bar)	Nominale compressors troom (4 l/min – 1,2 bar) <sup>6</sup>	Maximale compressors troom (6 l/min – 1,9 bar)
MMAD [ $\mu\text{m}$ ] <sup>7</sup>	5,4	4,5	3,4
GSD <sup>8</sup>	2,13	2,23	2,31
Respirabele (alveolen)fractie [% < 5 $\mu\text{m}$ ]	44,0	53,2	66,2
Aerosolgehalte [% < 2 $\mu\text{m}$ ]	11,6	17,9	28,1
Aerosolgehalte [% < 2 $\mu\text{m}$ < 5 $\mu\text{m}$ ]	32,4	35,3	38,1
Aerosolgehalte [% > 5 $\mu\text{m}$ ]	56,0	46,8	33,8
Aerosol Output [ml]	0,30	0,40	0,38

6) Gebruik met PARI COMPACT2 compressor (type 152).

7) MMAD = mediane aërodynamische massadiameter

8) GSD = geometrische standaardafwijking

Sproeieropzetstuk (transparant)	Minimale compressors troom (3 l/min – 0,6 bar)	Nominale compressors troom (4 l/min – 1,2 bar) <sup>6</sup>	Maximale compressors troom (6 l/min – 1,9 bar)
Aerosol Outputrate [ml/min]	0,09	0,12	0,14
Restvolume [ml] (gravimetrisch bepaald)	1.28	1.15	1.14
Outputrate ten opzichte van het vulvolume [%/min]	4,4	5,9	6,9

## 8 DIVERSEN

Alle onderdelen van het product kunnen met het huisvuil wor-  
den weggegooid. De landspecifieke voorschriften voor afval-  
verwijdering moeten in acht worden genomen.





©2022 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 022D3003-B nl 2022-12-07



**PARI GmbH**

Spezialisten für effektive Inhalation  
Moosstraße 3  
82319 Starnberg • GERMANY  
[info@pari.de](mailto:info@pari.de) • [www.pari.com](http://www.pari.com)




# Istruzioni per l'uso

## PARI LC PLUS®

Model: PARI LC PLUS (Type 022)

Nebulizzatore per sistemi di inalazione PARI



CE 0123

it

## **Leggere le istruzioni per l'uso**

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo. Osservare tutte le avvertenze e le indicazioni per la sicurezza. Conservare con cura queste istruzioni per l'uso.

## **Validità delle istruzioni per l'uso**

Nebulizzatore PARI LC PLUS (Tipo 022)

## **Contatti**

E-mail: [info@pari.de](mailto:info@pari.de)

Tel.: +49 (0)8151-279 220 (internazionale)

+49 (0)8151-279 279 (in lingua tedesca)

## **Copyright**

©2022 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation  
Moosstraße 3, 82319 Starnberg, Germania. Con riserva di modifiche tecniche e visive ed errori di stampa. Immagini simili.

## **Disclaimer**

Le presenti istruzioni per l'uso descrivono i componenti dei prodotti PARI e degli accessori opzionali. Pertanto le presenti istruzioni per l'uso contengono anche la descrizione e l'illustrazione di caratteristiche non presenti nel prodotto PARI acquistato, ad esempio perché disponibili soltanto in alcuni Paesi specifici e/o perché opzionali. Rispettare le norme in vigore nel rispettivo Paese durante l'utilizzo di sistemi, prodotti e funzioni.

## **Marchi**

Marchi registrati di PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation in Germania e/o in altri Paesi:

LC PLUS®, PARI®

## INDICE

<b>AVVISI IMPORTANTI .....</b>	<b>5</b>
Finalità del prodotto .....	5
Indicazioni .....	6
Controindicazioni .....	6
Contrassegno .....	7
Avvertenze e indicazioni di sicurezza .....	8
<b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO .....</b>	<b>11</b>
Entità della fornitura .....	11
Panoramica delle denominazioni .....	11
Varianti del prodotto .....	11
Combinazioni di prodotti .....	12
Descrizione del funzionamento .....	12
Informazioni sui materiali .....	13
Durata .....	14
<b>UTILIZZO .....</b>	<b>15</b>
Preparazione della terapia .....	15
Esecuzione della terapia .....	19
Conclusione della terapia .....	22
<b>PREPARAZIONE IGIENICA IN AMBIENTI DOMESTICI</b>	<b>23</b>
Cicli di preparazione igienica .....	23
Limiti della preparazione igienica .....	23
Preparazione .....	23
Pulizia .....	24
Disinfezione .....	26
Cura del tubo di collegamento .....	28
Controllo .....	28
Asciugatura .....	28
Conservazione .....	28

<b>PREPARAZIONE IGIENICA IN AMBIENTI SANITARI PROFESSIONALI .....</b>	<b>29</b>
Cicli di preparazione igienica .....	29
Limiti della preparazione igienica .....	29
Nebulizzatore .....	30
Tubo di collegamento .....	38
Controllo visivo e conservazione .....	39
<b>RISOLUZIONE DEGLI ERRORI.....</b>	<b>39</b>
<b>DATI TECNICI.....</b>	<b>40</b>
Dati generali sul nebulizzatore .....	40
Caratteristiche dell'aerosol secondo la norma ISO 27427	40
<b>ALTRO .....</b>	<b>42</b>

# 1 AVVISI IMPORTANTI

## 1.1 Finalità del prodotto

I nebulizzatori PARI LC PLUS producono aerosol<sup>1</sup> da inalare ai fini della terapia delle basse vie respiratorie.

Il nebulizzatore, insieme a un compressore PARI o al PARI CENTRAL e ad alcuni accessori PARI, costituisce un sistema di inalazione.

Il nebulizzatore è progettato per la terapia di pazienti di ogni fascia di età.

È necessario usare esclusivamente soluzioni e sospensioni approvate per la terapia inalatoria.

Il nebulizzatore può essere collegato solo a un compressore PARI o a un impianto con erogazione centralizzata del gas.

Per il collegamento a un impianto con erogazione centralizzata del gas è previsto il PARI CENTRAL.

Questo prodotto PARI può essere utilizzato sia in ambiente domestico che in strutture sanitarie professionali. In ambiente domestico questo prodotto PARI può essere utilizzato solamente per un unico paziente (non deve avvenire un cambio di paziente). Negli ambienti professionali è possibile cambiare paziente rispettando le relative misure di preparazione igienica.

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da persone che comprendono i contenuti delle istruzioni per l'uso e possono usare in sicurezza il prodotto stesso. I seguenti gruppi di persone devono essere supervisionati da una persona responsabile della loro sicurezza durante l'utilizzo:

- Neonati e bambini di ogni età
- Persone con capacità limitate (ad esempio, fisiche, psichiche o sensoriali)

Se il paziente non è in grado di usare autonomamente questo prodotto in sicurezza, la terapia deve essere eseguita dalla persona responsabile.

---

1) Aerosol: piccole particelle solide, liquide o miste sospese in gas o in aria ("aerosol").

Questo prodotto PARI è idoneo solo per pazienti in grado di respirare autonomamente e coscienti.

Una sessione di inalazione dura circa 5-10 minuti e non può protrarsi oltre 20 minuti (in base alla quantità di liquido utilizzata).

La frequenza e la durata dell'utilizzo verranno determinate dal personale sanitario specializzato<sup>2</sup> in base alle esigenze personali del paziente.

## **1.2 Indicazioni**

Patologie delle basse vie respiratorie.

## **1.3 Controindicazioni**

PARI GmbH non è a conoscenza di controindicazioni.

---

2) Personale sanitario specializzato: medici, farmacisti e fisioterapisti.

## 1.4 Contrassegno

Sul prodotto o sulla confezione si trovano i seguenti simboli:

	Dispositivo medico
	Produttore
	Data di fabbricazione
	Numero articolo
	Numero di lotto, partita
	Identificativo unico del dispositivo
	Il prodotto soddisfa i requisiti del regolamento UE 2017/745 relativo ai dispositivi medici.
	Seguire le istruzioni per l'uso
	Boccaglio con valvola di respirazione
	Valvola di aspirazione
	Tubo di collegamento
	Inserto nebulizzatore
	Nebulizzatore PARI LC PLUS
	Interruttore LC
	Filtro dell'aria per compressore tipo 128/130/152
	Filtro dell'aria per compressore tipo 041
	Filtro dell'aria per compressore tipo 028/085
	Adattatore per flessibile
	Utensile per il cambio del filtro

## 1.5 Avvertenze e indicazioni di sicurezza

Le presenti istruzioni per l'uso contengono importanti informazioni, indicazioni per la sicurezza e misure precauzionali. Un utilizzo sicuro di questo prodotto PARI è possibile solo se l'utente rispetta tali avvertenze.

Utilizzare questo prodotto PARI solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.

È necessario osservare anche le istruzioni per l'uso del compressore e degli accessori utilizzati nonché le istruzioni per l'uso della soluzione per inalazione utilizzata.

### Identificazione e classificazione delle avvertenze

In queste istruzioni per l'uso le avvertenze rilevanti per la sicurezza sono suddivise nei seguenti livelli di pericolo:

#### PERICOLO

PERICOLO indica una situazione pericolosa che causerà lesioni gravi o la morte, qualora non venga prestata la dovuta attenzione.

#### AVVERTENZA

AVVERTENZA indica una situazione pericolosa che può causare lesioni gravi o la morte, qualora non venga prestata la dovuta attenzione.

#### ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione pericolosa che può causare lesioni di gravità medio-bassa, qualora non venga prestata la dovuta attenzione.

#### NOTA

NOTA indica una situazione pericolosa che può causare danni materiali, qualora non venga prestata la dovuta attenzione.

## Informazioni generali

Se vengono utilizzate soluzioni o sospensioni non approvate per la nebulizzazione, le caratteristiche dell'aerosol del nebulizzatore possono differire dalle indicazioni del produttore.

Questo prodotto non è adatto per essere utilizzato in un sistema di respirazione-anestesia o in un sistema di respirazione artificiale.

I pazienti tracheostomizzati sono impossibilitati a inalare con un boccaglio. Necessitano di un accessorio speciale per poter eseguire la terapia inalatoria. In questo caso, contattare il proprio medico per ulteriori informazioni.

Prodotti per la cura della pelle contenenti oli o grassi possono danneggiare i componenti in plastica morbida. Evitare l'uso di tali prodotti durante l'impiego.

**Se la terapia non dovesse sortire alcun miglioramento o dovesse addirittura causare un peggioramento dello stato di salute, rivolgersi a personale sanitario specializzato.**

## Terapia di neonati, bambini e persone con particolari difficoltà



### PERICOLO

#### Pericolo di morte da strangolamento

Per coloro che non sono in grado di eseguire autonomamente la terapia o di valutare i pericoli, sussiste un maggior pericolo di lesioni da strangolamento causate dal cavo di alimentazione o dal tubo di collegamento. Rientrano in questa categoria di persone ad es. i neonati, i bambini e i soggetti con capacità limitate.

- Assicurarsi che per queste persone l'utilizzo sia eseguito o sorvegliato da una persona responsabile della sicurezza.

## **Pericolo causato da piccole parti ingeribili**

Il prodotto contiene piccole parti. Le piccole parti, se ingerite, potrebbero bloccare le vie respiratorie e causare un rischio di soffocamento. Assicurarsi di tenere tutti i componenti del prodotto fuori dalla portata di neonati e bambini piccoli.

## **Preparazione igienica**

Osservare le seguenti indicazioni igieniche:

- Utilizzare solo componenti del prodotto puliti e asciutti. Le impurità e l'umidità residua favoriscono la proliferazione di germi e batteri, aumentando così il rischio di infezione.
- Lavare accuratamente le mani prima di ogni utilizzo e prima di eseguire la preparazione igienica.
- Eseguire la preparazione igienica anche prima del primo utilizzo.
- Usare sempre acqua potabile per la preparazione igienica.
- Dopo ogni preparazione igienica assicurarsi che ogni componente sia completamente asciutto.
- I componenti del prodotto non devono essere conservati in ambienti umidi né insieme a oggetti umidi.

## **Comunicazione di eventi gravi**


Segnalare gli eventi gravi al produttore e all'autorità competente.

## 2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### 2.1 Entità della fornitura

L'entità della fornitura è riportata sulla confezione.

### 2.2 Panoramica delle denominazioni



(1)	Nebulizzatore
(1a)	Valvola di aspirazione
(1b)	Supporto dell'ugello
(1c)	Parte inferiore del nebulizzatore
(1d)	Interruttore LC
(1e)	Boccaglio
(1f)	Tubo di collegamento
(2)	Filtro dell'aria per compressore

### 2.3 Varianti del prodotto

PARI LC PLUS (supporto dell'ugello: trasparente)

Con boccaglio per la terapia delle vie respiratorie di adulti e bambini a partire da circa 4 anni di età.

## 2.4 Combinazioni di prodotti


Il nebulizzatore PARI può essere collegato a tutti i compressori PARI oppure tramite un PARI CENTRAL con impianto di erogazione centralizzata del gas.

Il nebulizzatore può essere combinato con diversi accessori PARI.

## 2.5 Descrizione del funzionamento

Il nebulizzatore PARI è parte di un sistema di inalazione PARI.

Mediante l'alimentazione di aria compressa il nebulizzatore genera un aerosol dal liquido inserito al suo interno, ad esempio un farmaco. Questo aerosol viene inspirato attraverso il boccaglio, o eventualmente una maschera, per raggiungere i polmoni.



L'interruttore LC consente di interrompere la generazione di aerosol durante l'espirazione, ottimizzando in tal modo l'utilizzo del farmaco.

## 2.6 Informazioni sui materiali

I singoli componenti del prodotto sono realizzati nei seguenti materiali:

Componente del prodotto	Materiale
Valvola di aspirazione	Polipropilene, silicone
Supporto dell'ugello	Polipropilene
Parte inferiore del nebulizzatore	Polipropilene
Interruttore LC	Polipropilene
Boccaglio (con valvola di espirazione)	Polipropilene, elastomero termoplastico
Tubo di collegamento	Polivinilcloruro
Estremità del tubo	Elastomero termoplastico

## 2.7 Durata

I singoli componenti del prodotto hanno le seguenti durate previste:

Componente del prodotto	Durata
Nebulizzatore, tubo flessibile di collegamento e accessori	in ambienti domestici [vedere: PREPARAZIONE IGIENICA IN AMBIENTI DOMESTICI, a pagina 23]
Nebulizzatore, tubo flessibile di collegamento e accessori	in ambienti professionali [vedere: PREPARAZIONE IGIENICA IN AMBIENTI SANITARI PROFESSIONALI, a pagina 29]

Quando la durata utile prevista è raggiunta sostituire il componente del prodotto interessato. A tal fine sono disponibili appositi set di ricambi nebulizzatore (nebulizzatore incl. flessibile di collegamento) o PARI Year Pack (nebulizzatore incl. tubo di collegamento e filtro dell'aria per un compressore).

### 3 UTILIZZO

Eseguire regolarmente tutte le fasi descritte di seguito.

Se il nebulizzatore deve essere collegato tramite un PARI CENTRAL con impianto di erogazione centralizzata del gas, si devono osservare le istruzioni per l'uso del PARI CENTRAL.

#### 3.1 Preparazione della terapia


##### Riassemblaggio del nebulizzatore

###### ATTENZIONE


###### **Pericolo di compromissione della terapia**

I componenti danneggiati, nonché il nebulizzatore non montato correttamente, possono compromettere il funzionamento del nebulizzatore e, di conseguenza, la terapia.

- Controllare tutti i componenti del nebulizzatore e gli accessori prima di ogni utilizzo.
- Sostituire i componenti rotti, deformati o molto scoloriti.
- Osservare le istruzioni di montaggio incluse nelle presenti istruzioni per l'uso.
  
- Inserire il supporto dell'ugello nella parte inferiore del nebulizzatore.
- Bloccare il supporto dell'ugello esercitando una leggera rotazione in senso orario.




- Inserire il tubo di collegamento nel nebulizzatore.




**Alternativa:**

- Inserire l'interruttore LC nel nebulizzatore.
- Inserire il tubo di collegamento nell'ingresso laterale dell'aria sull'interruttore LC.



**Utilizzo del boccaglio**

- Inserire il boccaglio nel nebulizzatore.




## **Utilizzo di accessori**

Informazioni sul montaggio degli accessori sono disponibili nelle istruzioni per l'uso del relativo accessorio.<sup>3</sup>.

## **Riempimento del nebulizzatore**

- Inserire il nebulizzatore nel relativo sostegno sul compressore.
- Eventualmente, estrarre la valvola di aspirazione dal nebulizzatore.
- Versare dall'alto nel nebulizzatore la necessaria quantità di soluzione per inalazione.  
Osservare i volumi di riempimento minimo e massimo [vedere: Dati generali sul nebulizzatore, a pagina 40]. Se nel nebulizzatore viene inserita una quantità di liquido eccessiva o troppo ridotta, la nebulizzazione e, di conseguenza, anche la terapia saranno compromesse.
- Inserire la valvola di aspirazione nel nebulizzatore.



3) Le istruzioni per l'uso degli accessori sono allegate agli accessori. È eventualmente possibile richiederne una copia al produttore o al distributore.

***Se devono essere usate più soluzioni per inalazione in successione:***


- Tra un'applicazione e l'altra pulire il nebulizzatore con acqua potabile.
- Scuotere il nebulizzatore per rimuovere l'acqua in eccesso.
- Riempire il nebulizzatore con la successiva soluzione per i-nalazione nel modo precedentemente descritto.

### 3.2 Esecuzione della terapia


Prima di eseguire una terapia, è necessario aver letto e compreso tutte le avvertenze e le indicazioni di sicurezza contenute nelle presenti istruzioni per l'uso.

**i** Durante la terapia tenere il nebulizzatore sempre in posizione verticale.


- Eventualmente, per instaurare un collegamento tra il tubo di collegamento e il compressore, usare l'adattatore per flessibile.




- **⚠ PERICOLO! Pericolo di morte da scambio di flessibili!** Se nelle vicinanze sono presenti sistemi di tubi flessibili di altri apparecchi (ad es. per infusioni), verificare attentamente che il tubo di collegamento collegato al compressore sia connesso, sull'altra estremità, al nebulizzatore. Altrimenti sussiste il pericolo di confondere le diverse possibilità di collegamento.  
  
Inserire il tubo di collegamento del nebulizzatore nell'attacco dell'aria compressa del compressore con una leggera rotazione.



- Estrarre il nebulizzatore dal so-stegno sul compressore e te-nerlo in posizione verticale.
- Assicurarsi che tutti i compo-nenti siano fissati saldamente tra loro.



- **⚠ PERICOLO! Pericolo di morte da folgorazione in ca-so di guasto dell'apparec-chio!** Se si sospetta un guasto (ad es. dopo una caduta o se c'è odore di plastica bruciata), spegnere immediatamente il compressore e staccare la spi-na dalla presa elettrica. Se un apparecchio è guasto, è possi-bile entrare in contatto con parti sotto tensione. La conse-guenza possono essere scosse elettriche.  
Accendere il compressore portando l'interruttore on/off (ac-ceso/spento) su "ON"
- Prima di iniziare la terapia, assicurarsi che venga prodotto l'aerosol (dal nebulizzatore fuoriesce una nebbia fine).



## Inalazione con il boccaglio


- Sedersi tenendo una posizione eretta e rilassata.
- Afferrare il boccaglio con i denti e stringerlo con le labbra.
- Inspirare il più lentamente e profondamente possibile attraverso il boccaglio ed espirare in modo rilassato.
- Eseguire l'inalazione fino a quando non cambia il rumore generato dal nebulizzatore.

**i** Dopo la conclusione della terapia resta un residuo di liquido nel nebulizzatore.

## Utilizzo dell'interruttore LC


Quando è montato l'interruttore LC, viene generato aerosol solo quando viene premuto il pulsante di interruzione. Per eseguire l'inalazione e interrompere la generazione di aerosol durante l'espirazione, procedere come descritto di seguito:

- Premere il pulsante di interruzione per generare aerosol.  
*Informazione: se non è possibile premerlo, il pulsante è bloccato e l'interruttore LC è impostato sulla nebulizzazione continua. In tal caso rilasciare il pulsante di interruzione ruotandolo in senso antiorario fino alla posizione di arresto.*
- Rilasciare il pulsante di interruzione per interrompere la generazione di aerosol.



Se si desidera una nebulizzazione continua anche se è presente l'interruttore LC:

- Ruotare il pulsante di interruzione in senso orario fino alla posizione di arresto.
- L'aerosol viene generato in modo continuo (**nebulizzazione continua**).



## Inalazione con accessori

L'inalazione con accessori (ad esempio, maschere) è descritta nelle istruzioni per l'uso del relativo accessorio.

### 3.3 Conclusione della terapia

Per concludere la terapia, procedere come descritto di seguito:

- Spegnere il compressore portando l'interruttore on/off (acceso/spento) su "OFF".
  - Reinserire il nebulizzatore nell'apposito sostegno sul compressore.
  - Estrarre la spina dalla presa di corrente.
- i** *Lo scollegamento completo dalla rete è assicurato solo se la spina viene estratta dalla presa di corrente.*

## 4 PREPARAZIONE IGIENICA IN AMBIENTI DOMESTICI

È necessario pulire a fondo i componenti del prodotto subito dopo ogni utilizzo e disinfezionarli almeno una volta alla settimana.

Non è possibile né pulire né disinfezionare il tubo di collegamento.

Asciugare il tubo di collegamento dopo ogni utilizzo [vedere: Cura del tubo di collegamento, a pagina 28].

La durata utile del tubo di collegamento è di max. 1 anno.

### 4.1 Cicli di preparazione igienica


Nebulizzatore	<ul style="list-style-type: none"><li>– Pulizia subito dopo ogni utilizzo</li><li>– Disinfezione una volta alla settimana</li></ul>
---------------	---

### 4.2 Limiti della preparazione igienica

Nebulizzatore e accessori, disinfezione	300 preparazioni igieniche, max. 1 anno
--	--

### 4.3 Preparazione

- Estrarre il tubo del nebulizzatore.
- Estrarre il boccaglio dal nebulizzatore.
- Rimuovere il liquido residuo dal nebulizzatore.
- Disassemblare i componenti del nebulizzatore.
- Estrarre con attenzione la valvola di aspirazione blu dalla fenditura del boccaglio. La valvola di aspirazione deve comunque restare attaccata al boccaglio.



## 4.4 Pulizia

### Prima pulizia

Tutti i componenti devono essere sottoposti ad una prima pulizia subito dopo l'impiego.

#### STRUMENTI:

- Acqua potabile alla temperatura di circa 15 °C

#### ESECUZIONE:

- Risciacquare tutti i componenti utilizzati sotto l'acqua potabile corrente per 2 minuti.


### Pulizia manuale

#### STRUMENTI:

- Acqua potabile a una temperatura minima di 40 °C
- Detersivo per piatti normalmente reperibile in commercio<sup>4</sup>
- Contenitore con una capacità di almeno 3 l

#### ESECUZIONE:

- Versare circa 1 cucchiaino da tè di detersivo per piatti in 3 l di acqua potabile calda.
- Immersione i singoli componenti nell'acqua di lavaggio.  
Tempo di azione: 5 minuti
- Ogni tanto muovere in avanti e indietro i componenti.
- In caso di sporco visibile, usare una spazzola di media morbidezza (ad esempio, uno spazzolino da denti), da destinare unicamente a questo scopo.



#### RISCIACQUO:

- Risciacquare accuratamente tutti i componenti sotto l'acqua potabile corrente ad una temperatura di circa 15 °C per 3 minuti.

4) Efficacia convalidata con Palmolive®.

## ASCIUGATURA:

- Scuotere tutti i componenti per rimuovere l'acqua in eccesso.
- Posizionare tutti i singoli componenti su una superficie asciutta, pulita e assorbente, quindi lasciarli asciugare completamente.

## In lavastoviglie

I componenti possono essere lavati in una lavastoviglie per uso domestico, purché questa sia collegata ad acqua di rubinetto di qualità potabile.

Per un utilizzo sicuro del detergente utilizzato rispettare le relative informazioni d'uso, in particolare le indicazioni per la sicurezza incluse nelle istruzioni.

## ESECUZIONE:

**i** *Non pulire i componenti insieme a stoviglie particolarmente sporche.*

- Posizionare tutti i componenti nel cestello della lavastoviglie in modo che l'acqua non possa raccogliersi.
- Scegliere un programma con una temperatura minima di 50 °C.

## ASCIUGATURA:

Accertarsi che nei componenti non sia presente umidità residua. Eventualmente:

- Scuotere tutti i componenti per rimuovere l'acqua in eccesso.
- Posizionare tutti i singoli componenti su una superficie asciutta, pulita e assorbente, quindi lasciarli asciugare completamente.

## 4.5 Disinfezione

Disinfettare tutti i componenti subito dopo la pulizia. È possibile disinfezionare in modo efficace solo componenti lavati.

Di seguito vengono descritte le procedure di disinfezione consolidate.

### In acqua bollente

STRUMENTI:

- Pentola pulita
- Acqua potabile

ESECUZIONE:

#### ATTENZIONE

#### **Pericolo di infezione causato da umidità**

L'umidità favorisce la proliferazione di germi e batteri.

- Al termine della procedura di disinfezione rimuovere immediatamente tutti i componenti dalla pentola e lasciarli asciugare.
- Immergere tutti i componenti in abbondante acqua bollente per almeno 5 minuti. **NOTA! Pericolo di danneggiamento delle parti in plastica!** La plastica si fonde a contatto con il fondo bollente della pentola. Assicurarsi che nella pentola sia sempre presente una quantità sufficiente di acqua per consentire ai componenti di non toccare il fondo.

ASCIUGATURA:

- Scuotere tutti i componenti per rimuovere l'acqua in eccesso.
- Posizionare tutti i singoli componenti su una superficie asciutta, pulita e assorbente, quindi lasciarli asciugare completamente.

## **Con un apparecchio per la disinfezione termica dei biberon disponibile in commercio (senza microonde)**

### **STRUMENTI:**

- Apparecchio per disinfezione termica azionato per almeno 6 minuti

### **ESECUZIONE:**



#### **ATTENZIONE**

#### **Pericolo di infezione causata da una disinfezione insufficiente**

Una disinfezione non sufficiente favorisce la proliferazione di germi e batteri e aumenta in tal modo il rischio di infezioni.

- Prima di ogni disinfezione assicurarsi che l'apparecchio per la disinfezione sia pulito e funzionante.
- Eseguire la disinfezione fino a quando l'apparecchio per la disinfezione si spegne automaticamente oppure viene raggiunto il tempo minimo di disinfezione indicato nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio. Non spegnere l'apparecchio anticipatamente.



#### **ATTENZIONE**

#### **Pericolo di infezione causato da umidità**

L'umidità favorisce la proliferazione di germi e batteri.

- Al termine della procedura di disinfezione rimuovere immediatamente tutti i componenti dall'apparecchio per disinfezione e lasciarli asciugare.

Per l'esecuzione della disinfezione, la durata della procedura e la quantità di acqua necessaria, attenersi alle istruzioni per l'uso dell'apparecchio per disinfezione utilizzato.

## ASCIUGATURA:

- Al termine della procedura di disinfezione posizionare tutti i componenti su una superficie asciutta, pulita e assorbente e lasciarli asciugare completamente. Oppure lasciare tutti i componenti in un apparecchio per disinfezione termica chiuso per max. 24 ore fino all'utilizzo successivo.

## 4.6 Cura del tubo di collegamento

Asciugare il tubo di collegamento dopo ogni inalazione:

- Collegare il tubo di collegamento al compressore.
- Accendere il compressore.
- Far girare il compressore finché l'umidità dal tubo non è stata completamente rimossa.

## 4.7 Controllo

Controllare tutti i componenti del prodotto dopo ogni pulizia e disinfezione. Sostituire i componenti rotti, deformati o molto scoloriti.

## 4.8 Asciugatura

Dopo ogni operazione di pulizia e disinfezione, posizionare tutti i componenti del prodotto su una superficie asciutta, pulita e assorbente, quindi lasciarli asciugare completamente.

## 4.9 Conservazione

Conservare il prodotto come descritto di seguito:

- Avvolgere tutti i componenti in un panno pulito e privo di pelucchi (ad esempio un canovaccio).
- Conservare tutti i componenti in un luogo asciutto e al riparo da polvere.

## 5 PREPARAZIONE IGIENICA IN AMBIENTI SANITARI PROFESSIONALI

Asciugare il tubo di collegamento dopo ogni utilizzo [vedere: Tubo di collegamento, a pagina 38].

### 5.1 Cicli di preparazione igienica

#### Senza cambio di paziente

Nebulizzatore senza tubo di collegamento e accessori (ad es. maschera)	<ul style="list-style-type: none"><li>– Pulizia subito dopo ogni utilizzo</li><li>– Disinfezione una volta alla settimana</li></ul>
--	---

#### Prima di un cambio di paziente

Nebulizzatore senza tubo di collegamento con accessori (ad es. maschera)	<ul style="list-style-type: none"><li>– Pulizia</li><li>– Disinfezione</li><li>– Sterilizzazione</li></ul>
Tubo di collegamento	Pulizia e disinfezione con procedimento meccanico

### 5.2 Limiti della preparazione igienica

Nebulizzatore e accessori, disinfezione	300 preparazioni igieniche, max. 1 anno
Nebulizzatore e accessori, sterilizzazione	100 preparazioni igieniche, max. 1 anno
Flessibile di collegamento	50 approntamenti, max. 1 anno

## 5.3 Nebulizzatore

### Componenti da sottoporre a preparazione igienica

#### ATTENZIONE

#### **Pericolo di infezioni per contaminazione crociata durante il cambio di paziente**

Se un prodotto viene utilizzato per diversi pazienti sussiste il pericolo di trasferimento dei germi da un paziente all'altro.

- Pulire, disinsettare e sterilizzare tutti i componenti prima di ogni cambio di paziente.
- Sostituire il tubo di collegamento, oppure eseguire una pulizia e una disinfezione meccaniche del tubo di collegamento [vedere: Tubo di collegamento, a pagina 38].

È possibile pulire, disinsettare e sterilizzare tutti i componenti del nebulizzatore PARI e degli accessori PARI utilizzati secondo le procedure descritte di seguito.

Il tubo di collegamento e l'elastico della maschera devono essere trattati a parte.

## Preparazione

Disassemblare i componenti del prodotto.

## Prima pulizia

Tutti i componenti devono essere sottoposti ad una prima pulizia subito dopo l'impiego.

### STRUMENTI:

- Acqua potabile alla temperatura di circa 15 °C

### ESECUZIONE:

- Risciacquare tutti i componenti utilizzati sotto l'acqua potabile corrente per 2 minuti.

## Pulizia e disinfezione

### **Pulizia manuale**

#### STRUMENTI

La procedura è stata convalidata in Europa con l'utilizzo di:

- Detergente enzimatico a pH neutro:  
Bode Bomix® plus (concentrazione: 0,1 %)
- Acqua potabile alla temperatura di circa 15 °C
- Tempo di azione: 10 minuti

#### ESECUZIONE:



### **ATTENZIONE**

#### **Rischio di infezione causato da proliferazione di germi e batteri**

Una disinfezione non sufficiente favorisce la proliferazione di germi e batteri e aumenta in tal modo il rischio di infezioni.

- Rispettare il rapporto di miscelazione e il tempo di contatto indicati.
- Assicurarsi che tutti i componenti restino completamente ricoperti dalla soluzione per l'intero tempo di contatto. Non è ammessa la presenza di spazi vuoti o bolle d'aria.
- Pulire tutti i componenti con una soluzione realizzata secondo le indicazioni del produttore.

In caso di sporco visibile, usare una spazzola di media morbidezza (ad esempio, uno spazzolino da denti), da destinare unicamente a questo scopo.

**i** *Se il tempo di azione consigliato viene abbondantemente superato, le parti in plastica possono assorbire l'odore del prodotto utilizzato.*

#### RISCIACQUO:

- Risciacquare accuratamente tutti i componenti sotto l'acqua potabile corrente ad una temperatura di circa 15 °C per 3 minuti.

#### ASCIUGATURA:

- Scuotere tutti i componenti per rimuovere l'acqua in eccesso.
- Posizionare tutti i singoli componenti su una superficie asciutta, pulita e assorbente, quindi lasciarli asciugare completamente.

## Pulizia con disinfezione

Effettuando la preparazione igienica con un prodotto chimico, è possibile eseguire un'unica procedura di pulizia e disinfezione.

Per un utilizzo sicuro del prodotto chimico osservare le istruzioni per l'uso del prodotto di disinfezione.

<b>Pulizia meccanica con disinfezione:</b>	<p><b>STRUMENTI:</b> La procedura è stata convalidata in Europa con l'utilizzo di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Detergente alcalino: Dr. Weigert neodisher® MediClean forte (concentrazione: 0,5 %)</li><li>– Acqua deionizzata</li><li>– Apparecchio per pulizia e disinfezione (RDG): Steelco DS800 a norma DIN EN ISO 15883-1 e 15883-2</li></ul> <p><b>Informazione:</b> Se si utilizza un altro detergente alcalino, può essere necessario utilizzare anche un neutralizzatore. Rispettare le raccomandazioni del produttore del prodotto chimico.</p> <p><b>ESECUZIONE:</b> Programma di pulizia e disinfezione secondo le indicazioni del produttore.</p> <p><b>ASCIUGATURA:</b> Accertarsi che nei componenti non sia presente umidità residua.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Scuotere tutti i componenti per rimuovere l'acqua in eccesso.</li><li>• Posizionare tutti i componenti su una superficie asciutta, pulita e assorbente, quindi lasciarli asciugare completamente.</li></ul>
--	--

**Pulizia chimica con disinfezione:**

**STRUMENTI:**

La procedura è stata convalidata in Europa con l'utilizzo di:

- Prodotto di disinfezione per strumenti privo di aldeidi: Bode Bomix® plus (concentrazione: 2 %)  
Base del principio attivo: composto di ammonio quaternario
- Acqua potabile alla temperatura di circa 15 °C
- Tempo di azione: 5 minuti

**ESECUZIONE:**

- Pulire e disinfettare i componenti in un'unica fase di lavoro con una soluzione realizzata secondo le indicazioni del produttore.

**Informazione:** Se il tempo di azione viene abbondantemente superato, le parti in plastica possono assorbire l'odore del prodotto di disinfezione.

**RISCIACQUO:**

-  **ATTENZIONE!** Eventuali residui di disinfettante possono causare reazioni allergiche o irritazioni alle mucose. Risciacquare a fondo tutti i componenti per 3 minuti sotto l'acqua potabile corrente ad una temperatura di circa 15 °C.
- Smaltire la soluzione usata (la soluzione diluita può essere versata in uno scarico domestico).

**ASCIUGATURA:**

- Scuotere tutti i componenti per rimuovere l'acqua in eccesso.
- Posizionare tutti i componenti su una superficie asciutta, pulita e assorbente, quindi lasciarli asciugare completamente.

## **Disinfezione chimica**

Per un utilizzo sicuro del prodotto chimico osservare le istruzioni per l'uso del prodotto di disinfezione.

### **STRUMENTI:**

La procedura è stata convalidata in Europa con l'utilizzo di:

- Prodotto di disinfezione a base di aldeidi: Bode Korsolex® basic (concentrazione: 4 %)  
Base del principio attivo: separatore di aldeidi, aldeide
- Acqua potabile alla temperatura di circa 15 °C
- Tempo di azione: 30 minuti

### **ESECUZIONE:**



#### **ATTENZIONE**

#### **Rischio di infezione causato da proliferazione di germi e batteri**

Una disinfezione non sufficiente favorisce la proliferazione di germi e batteri e aumenta in tal modo il rischio di infezioni.

- Rispettare il rapporto di miscelazione e il tempo di contatto indicati.
  - Assicurarsi che tutti i componenti restino completamente ricoperti dalla soluzione per l'intero tempo di contatto. Non è ammessa la presenza di spazi vuoti o bolle d'aria.
  - Disinfettare i componenti con una soluzione realizzata secondo le indicazioni del produttore.
- i** *Se il tempo di azione consigliato viene abbondantemente superato, le parti in plastica possono assorbire l'odore del prodotto utilizzato.*

## RISCIACQUO:

### ATTENZIONE

#### **Pericolo di reazioni allergiche e di irritazioni delle mucose a causa del prodotto di disinfezione**

A contatto con la cute i prodotti di disinfezione possono scatenare reazioni allergiche o irritazioni delle mucose.

- Risciacquare a fondo il prodotto di modo che non rimangano residui di prodotto di disinfezione sul prodotto PARI.
- Risciacquare a fondo tutti i componenti per 3 minuti sotto l'acqua potabile corrente ad una temperatura di circa 15 °C.
- Smaltire la soluzione usata. La soluzione diluita può essere versata in uno scarico domestico.

## ASCIUGATURA:

- Scuotere tutti i componenti per rimuovere l'acqua in eccesso.
- Posizionare tutti i singoli componenti su una superficie asciutta, pulita e assorbente, quindi lasciarli asciugare completamente.

## Sterilizzazione

### ATTENZIONE

#### Pericolo di infezioni da patogeni residui

Se sui singoli componenti è ancora presente dello sporco, nonostante la sterilizzazione, possono rimanere dei patogeni in grado di proliferare. Ciò comporta rischi di infezione.

- Pulire, disinsettare e asciugare accuratamente tutti i singoli componenti prima della sterilizzazione.
- Per la pulizia e la disinfezione usare solo procedure convalidate.

#### STRUMENTI:

La procedura è stata convalidata in Europa con l'utilizzo di:

- Sterilizzatore a vapore con prevuoto frazionato, conforme alla norma DIN EN 285 oppure DIN EN 13060 (tipo B)
- Sistema di barriera sterile
- Temperatura: 132 °C/134 °C
- Tempo di mantenimento: min. 3 minuti

#### ESECUZIONE:

- Confezionare tutti i componenti in un sistema di barriera sterile conforme alla norma DIN EN 11607-1 (ad esempio, imballaggio in pellicola o carta).
- Effettuare la sterilizzazione nello sterilizzatore a vapore secondo le indicazioni del produttore.

Temperatura di sterilizzazione e tempo di mantenimento:

132 °C/134 °C, min. 3 min.

#### ASCIUGATURA:

Accertarsi che nei componenti non sia presente umidità residua. Eventualmente:

- Scuotere tutti i componenti per rimuovere l'acqua in eccesso.
- Posizionare tutti i singoli componenti su una superficie asciutta, pulita e assorbente, quindi lasciarli asciugare completamente.

## 5.4 Tubo di collegamento

### Pulizia e disinfezione meccaniche

#### STRUMENTI:

La procedura è stata convalidata in Europa con l'utilizzo di:

- Detergente alcalino: Dr. Weigert neodisher® MediClean forte
- Neutralizzatore: Dr. Weigert neodisher Z
- Apparecchio per pulizia e disinfezione (RDG):  
RDG G7836 CD (Miele) (a norma DIN EN ISO 15883)
- Lavastoviglie per strumenti Miele con cestello speciale
- Fonte di aria compressa per l'asciugatura

#### ESECUZIONE

Programma Vario TD o altri programmi comparabili validi

#### ASCIUGATURA

Asciugare il tubo di collegamento come descritto nella parte corrispondente.

## Asciugatura

- Collegare il tubo di collegamento ad una fonte di aria compressa (compressore o alimentazione centralizzata di gas).
- Accendere la fonte di aria compressa.
- Lasciare accesa la fonte di aria compressa finché l'umidità dal tubo non è completamente rimossa.

## 5.5 Controllo visivo e conservazione

Controllare tutti i componenti. Sostituire i componenti rotti, deformati o molto scoloriti.

Luogo di conservazione:

- asciutto
  - al riparo da polvere
  - al riparo da contaminazioni
- opzionale: utilizzo di una confezione sterile

## 6 RISOLUZIONE DEGLI ERRORI

Rivolgersi al produttore o al distributore in presenza dei seguenti problemi:

- errori non considerati nel presente capitolo;
- mancata risoluzione dell'errore con la procedura consigliata.

Errore	Possibile causa	Soluzione
Dal nebulizzatore non fuoriesce alcun aerosol.	L'ugello del nebulizzatore è otturato.	Pulire il nebulizzatore.
	Il tubo di collegamento non è collegato correttamente.	Verificare che tutte le estremità del tubo siano collegate saldamente al compressore e al nebulizzatore.
	Il tubo di collegamento non è a tenuta stagna.	Sostituire il tubo di collegamento.

## 7 DATI TECNICI

### 7.1 Dati generali sul nebulizzatore

Dimensioni <sup>5</sup>	10 cm × 9,5 cm × 4,5 cm
Peso <sup>5</sup>	Tra 27,5 g e 29,5 g
Gas di esercizio	Aria, ossigeno
Flusso minimo del compressore	3,0 l/min
Pressione di esercizio minima	0,5 bar / 50 kPa
Flusso massimo del compressore	6,0 l/min
Pressione di esercizio massima	2,0 bar / 200 kPa
Volume di riempimento minimo	2 ml
Volume di riempimento massimo	8 ml

### 7.2 Caratteristiche dell'aerosol secondo la norma ISO 27427

I dati sull'aerosol contenuti nelle presenti istruzioni per l'uso sono stati determinati conformemente alla norma ISO 27427 con salbutamolo. In caso di utilizzo di soluzioni per inalazione o sospensioni diverse per la nebulizzazione, i dati sull'aerosol possono differire (in particolare, se presentano una viscosità più elevata).

I dati seguenti si basano su verifiche secondo norma, che si fondano sul pattern respiratorio di adulti. Pertanto tali indicazioni si discostano probabilmente dalle indicazioni corrispondenti, che sono state determinate per popolazioni di bambini o bambini piccoli.

5) Senza boccaglio; vuoto.

Supporto dell'ugello (trasparente)	Flusso minimo del compressore (3 l/min – 0,6 bar)	Flusso nominale del compressore (4 l/min – 1,2 bar) <sup>6</sup>	Flusso massimo del compressore (6 l/min – 1,9 bar)
MMAD [µm] <sup>7</sup>	5,4	4,5	3,4
GSD <sup>8</sup>	2,13	2,23	2,31
Frazione respirabile (inalabile) [% < 5 µm]	44,0	53,2	66,2
Percentuale di aerosol [% < 2 µm]	11,6	17,9	28,1
Percentuale di aerosol [% > 2 µm < 5 µm]	32,4	35,3	38,1
Percentuale di aerosol [% > 5 µm]	56,0	46,8	33,8
Generazione di aerosol [ml]	0,30	0,40	0,38
Velocità di erogazione dell'aerosol [ml/min]	0,09	0,12	0,14
Volume del residuo [ml] (definito mediante analisi gravimetrica)	1.28	1.15	1.14
Velocità di erogazione riferita al volume di riempimento [%/ min]	4,4	5,9	6,9

6) Utilizzo con compressore PARI COMPACT2 (Tipo 152).

7) MMAD = Diametro aerodinamico mediano di massa

8) GSD = Deviazione standard geometrica

## **8 ALTRO**

Tutti i componenti del prodotto possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. Rispettare le norme di smaltimento specifiche del relativo paese.



©2022 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 022D3004-B it 2022-12-07



**PARI GmbH**

Spezialisten für effektive Inhalation  
Moosstraße 3  
82319 Starnberg • GERMANY  
[info@pari.de](mailto:info@pari.de) • [www.pari.com](http://www.pari.com)




# Instrucciones de uso

## PARI LC PLUS®

Model: PARI LC PLUS (Type 022)

Nebulizador para sistema de inhalación PARI



CE 0123

es

## **Lea las instrucciones de uso**

Antes de utilizar el producto lea detenidamente estas instrucciones de uso. Observe todas las instrucciones y la información sobre seguridad. Conserve las instrucciones de uso en buen estado.

## **Validez de las instrucciones de uso**

Nebulizador PARI LC PLUS (Tipo 022)

## **Contacto**

E-Mail: [info@pari.de](mailto:info@pari.de)

Tel.: +49 (0)8151-279 220 (internacional)

+49 (0)8151-279 279 (atención en alemán)

## **Copyright**

©2022 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation  
Moosstraße 3, 82319 Starnberg, Alemania. Salvo modificaciones técnicas y de forma y salvo errores de imprenta. Las imágenes pueden diferir ligeramente del producto.

## **Exención de responsabilidad**

Estas instrucciones de uso describen los componentes de los productos PARI y de los accesorios opcionales. Por lo tanto, en estas instrucciones de uso también se describen e ilustran características que no están presentes en su producto PARI, porque son específicas de cada país y/o son opcionales. Durante el uso de los sistemas, productos y funciones deben observarse siempre las normas vigentes en cada país.

## **Marcas**

Marcas comerciales registradas de PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation en Alemania y/o en otros países:

LC PLUS®, PARI®

# ÍNDICE

<b>ADVERTENCIAS IMPORTANTES .....</b>	<b>5</b>
Finalidad de uso .....	5
Indicaciones .....	6
Contraindicaciones .....	6
Identificación .....	7
Información sobre seguridad y advertencias.....	8
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....</b>	<b>11</b>
Componentes .....	11
Visión general y nombres .....	11
Variantes de producto .....	11
Combinaciones de productos .....	12
Descripción del funcionamiento .....	12
Información sobre el material .....	13
Vida útil.....	13
<b>MODO DE USO.....</b>	<b>14</b>
Preparación del tratamiento .....	14
Realización del tratamiento .....	17
Finalización del tratamiento.....	21
<b>HIGIENE EN ENTORNOS DOMÉSTICOS .....</b>	<b>22</b>
Ciclos de higienización .....	22
Límites de la higiene .....	22
Preparación .....	22
Limpieza .....	23
Desinfección .....	25
Mantenimiento del tubo flexible .....	27
Control .....	27
Secado .....	27
Almacenamiento .....	27

<b>HIGIENE EN ENTORNOS SANITARIOS PROFESIONALES .....</b>	<b>28</b>
Ciclos de higienización .....	28
Límites de la higiene .....	28
Nebulizador .....	29
Tubo flexible .....	37
Control visual y conservación.....	38
<b>RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....</b>	<b>39</b>
<b>DATOS TÉCNICOS .....</b>	<b>39</b>
Datos generales sobre el nebulizador .....	39
Datos del aerosol según ISO 27427 .....	40
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL.....</b>	<b>41</b>

# 1 ADVERTENCIAS IMPORTANTES

## 1.1 Finalidad de uso

Los nebulizadores PARI LC PLUS generan aerosoles<sup>1</sup> de inhalación para el tratamiento de las vías respiratorias bajas.

El nebulizador forma un sistema de inhalación junto con el compresor PARI o el PARI CENTRAL y los accesorios PARI.

El nebulizador es adecuado para el tratamiento de pacientes de cualquier grupo de edad.

Solo se pueden utilizar soluciones y suspensiones permitidas para la terapia inhalada.

El nebulizador solo debe conectarse a un compresor PARI o a un sistema de suministro de gas centralizado. Para la conexión a un sistema de suministro de gas centralizado se ha previsto el uso de PARI CENTRAL.

Este producto PARI puede utilizarse en el entorno domiciliario y también en entornos sanitarios profesionales. En el entorno domiciliario este producto PARI solo podrá ser utilizado por un único paciente (sin cambio de paciente). En entornos profesionales puede hacerse un cambio de paciente siempre y cuando se respeten las medidas de higiene correspondientes.

Este producto solo puede ser utilizado por personas que entienden el contenido de las instrucciones de uso y que pueden utilizar el producto de forma segura. El uso en los siguientes grupos de personas debe ser supervisado por una persona responsable de su seguridad:

- Lactantes, niños de corta edad y niños mayores
- Personas con alguna discapacidad (física, psíquica o sensorial)

Si el paciente no puede aplicar él mismo el producto de forma segura, la persona responsable será quien administre el tratamiento.

---

1) Aerosol: partículas en suspensión en gases o en el aire de composición sólida, líquida o mixta (aerosol).

Este producto PARI está indicado exclusivamente para personas conscientes que respiran de forma autónoma.

La administración suele durar entre 5 y 10 minutos y, como máximo, 20 minutos (en función de la cantidad de líquido).

La frecuencia y la duración de cada tratamiento las determinará el personal sanitario<sup>2</sup> en función de las necesidades del paciente.

## **1.2 Indicaciones**

Enfermedades de las vías respiratorias bajas.

## **1.3 Contraindicaciones**

PARI GmbH no tiene constancia de que se hayan descrito contraindicaciones.

---

2) Con personal sanitario nos referimos a: médicos, farmacéuticos o fisioterapeutas.

## 1.4 Identificación

El producto y el envase presentan los siguientes símbolos:

<b>MD</b>	Producto sanitario
	Fabricante
	Fecha de fabricación
<b>REF</b>	Número de catálogo
<b>LOT</b>	Código de lote
<b>UDI</b>	Identificador único del producto
	Este producto cumple los requisitos del Reglamento UE 2017/745 sobre productos sanitarios.
	Siga las instrucciones de uso.
	Boquilla con válvula de espiración
	Válvula inspiratoria
	Tubo flexible
	Nebulizador
	Nebulizador PARI LC PLUS
	Dispositivo interruptor LC
	Filtro de aire para el compresor tipo 128/130/152
	Filtro de aire para el compresor tipo 041
	Filtro de aire para el compresor tipo 028/085
	Adaptador de tubo
	Cambiador de filtros

## 1.5 Información sobre seguridad y advertencias

Estas instrucciones de uso contienen información importante, información sobre seguridad y medidas de precaución. Solo si el usuario las cumple y las respeta se podrá utilizar este producto PARI de forma segura.

Utilice este producto PARI únicamente tal y como se indica en estas instrucciones de uso.

También se deben respetar las instrucciones de uso del compresor y de los accesorios utilizados, además de la información de uso de la solución para inhalación utilizada.

### Identificación y clasificación de las advertencias

Las advertencias de seguridad de estas instrucciones de uso se clasifican en los siguientes niveles de peligro:



#### PELIGRO

La palabra PELIGRO advierte sobre una situación peligrosa que, de no evitarse, provocará la muerte o lesiones muy graves.



#### ADVERTENCIA

La palabra ADVERTENCIA advierte sobre una situación peligrosa que, de no evitarse, puede provocar la muerte o lesiones muy graves.



#### ATENCIÓN

La palabra ATENCIÓN advierte sobre una situación peligrosa que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o de gravedad media.

#### AVISO

La palabra AVISO advierte sobre una situación peligrosa que puede provocar daños materiales si no se evita.

## Generalidades

Si se utilizan soluciones o suspensiones no permitidas para la nebulización, los datos del aerosol del nebulizador podrían diferir de la información facilitada por el fabricante.

Este producto no se puede utilizar en un sistema de anestesia por inhalación ni en el circuito de respiradores.

Los pacientes traqueotomizados no pueden inhalar con una boquilla. Necesitan un accesorio especial para poder realizar la terapia inhalada. Si es su caso debe ponerse en contacto con su médico para recibir más información.

Los productos de cuidado de la piel que contienen aceites y grasas pueden dañar los componentes de plástico blandos. Debe evitarse el uso de estos productos de cuidado de la piel durante la aplicación.

**Si no nota ninguna mejoría con la terapia o incluso empeora su estado de salud, consulte al personal sanitario.**

## Tratamiento de lactantes, niños y personas que necesitan ayuda



### PELIGRO

#### Peligro de muerte por estrangulación

En personas que no pueden realizar la terapia de forma autónoma o que no son capaces de valorar debidamente los riesgos, el peligro de sufrir lesiones por estrangulación con el cable de alimentación o el tubo flexible es mucho mayor.

Entre estos pacientes se encuentran, por ejemplo, los bebés, los niños y las personas con alguna discapacidad.

- Asegúrese de que, en estos casos, una persona responsable de la seguridad supervise o realice la terapia.

## **Peligro por ingesta de piezas pequeñas**

El producto contiene piezas pequeñas. Las piezas pequeñas pueden obturar las vías respiratorias y suponer peligro de asfixia. Guarde siempre todos los componentes del producto fuera del alcance de bebés y niños pequeños.

## **Higiene**

Siga estas instrucciones de higiene:

- Utilice siempre componentes del producto limpios y desinfectados. La suciedad y la humedad residual pueden favorecer la proliferación de gérmenes con el consiguiente riesgo de infección.
- Antes de utilizar o higienizar el producto lávese bien las manos.
- También es imprescindible higienizar el producto antes de utilizarlo por primera vez.
- Utilice siempre agua potable para higienizar el producto.
- Asegúrese siempre de secar todos los componentes por completo después de cada fase de higienización.
- No guarde nunca los componentes del producto en ambientes húmedos ni junto con objetos húmedos.

## **Notificación de sucesos graves**


Informar de sucesos graves al fabricante y a la autoridad competente.

## 2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### 2.1 Componentes

Consulte en el embalaje los componentes incluidos en el volumen de suministro.

### 2.2 Visión general y nombres



(1)	Nebulizador
(1a)	Válvula inspiratoria
(1b)	Adaptador de tobera
(1c)	Parte inferior del nebulizador
(1d)	Dispositivo interruptor LC
(1e)	Boquilla
(1f)	Tubo flexible
(2)	Filtro de aire para compresor

### 2.3 Variantes de producto

PARI LC PLUS (adaptador de tobera: transparente)

Con boquilla para el tratamiento de las vías respiratorias en adultos y niños a partir de unos 4 años.

## 2.4 Combinaciones de productos


El nebulizador PARI puede conectarse a todos los compresores PARI o a un sistema de suministro de gas centralizado mediante PARI CENTRAL.

El nebulizador se puede combinar con varios accesorios PARI.

## 2.5 Descripción del funcionamiento

El nebulizador PARI forma parte del sistema de inhalación PARI.

Con la entrada de aire comprimido, el nebulizador genera aerosol a partir del líquido introducido, p.ej. el fármaco. Este aerosol se inspira a través de la boquilla o en su caso de una mascarilla para que llegue a los pulmones.



El dispositivo interruptor LC permite interrumpir la generación de aerosol durante la espiración y de ese modo optimizar el aprovechamiento del fármaco.

## 2.6 Información sobre el material

Los componentes del producto están fabricados con los materiales siguientes:

Componente del producto	Material
Válvula inspiratoria	Polipropileno, silicona
Adaptador de tobera	Polipropileno
Parte inferior del nebulizador	Polipropileno
Dispositivo interruptor LC	Polipropileno
Boquilla (con válvula de espiración)	Polipropileno, elastómero termoplástico
Tubo flexible	Cloruro de polivinilo
Extremo del tubo	Elastómero termoplástico

## 2.7 Vida útil

Los componentes del producto tienen la siguiente vida útil:

Componente del producto	Vida útil
Nebulizador, tubo flexible y accesorios	En entorno domiciliario [véase: HIGIENE EN ENTORNOS DOMÉSTICOS, página 22]
Nebulizador, tubo flexible y accesorios	En entorno profesional [véase: HIGIENE EN ENTORNOS SANITARIOS PROFESIONALES, página 28]

Una vez finalizada la vida útil, renueva el componente afectado del producto. Para ello se ofrecen juegos de mantenimiento (nebulizador y tubo flexible) y/o PARI Year Packs (nebulizador, tubo flexible y filtro de aire para un compresor).

### 3 MODO DE USO

Todos los pasos descritos a continuación deben llevarse a cabo debidamente.

Si el nebulizador va a conectarse a un sistema de suministro de gas centralizado mediante PARI CENTRAL, deberán consultarse las instrucciones de uso del sistema PARI CENTRAL.

#### 3.1 Preparación del tratamiento

##### Montaje del nebulizador




##### ATENCIÓN


###### Pérdida de eficacia del tratamiento

Los componentes deteriorados o el montaje incorrecto del nebulizador pueden afectar al funcionamiento del nebulizador y reducir la eficacia del tratamiento:

- Compruebe siempre todos los componentes y accesorios del nebulizador antes de cada uso.
- Sustituya los componentes rotos, deformados o muy descolorados.
- Respete también las indicaciones de montaje de estas instrucciones de uso.
- Conecte el adaptador de tobera a la parte inferior del nebulizador.
- Fije el adaptador de tobera girándolo ligeramente a derechas.




- Conecte el tubo flexible al nebulizador.




**Alternativa:**

- Conecte el dispositivo interruptor LC al nebulizador.
- Conecte el tubo flexible a la entrada de aire lateral del dispositivo interruptor LC.



**Uso de la boquilla**

- Conecte la boquilla al nebulizador.



## ***Uso de los accesorios***


Encontrará información sobre el montaje de los accesorios en las instrucciones de uso que acompañan al accesorio<sup>3)</sup>.

### **Llenado del nebulizador**

- Conecte el nebulizador al soporte del compresor previsto para tal fin.
- Retire la válvula inspiratoria si fuera necesario.
- Introduzca en el nebulizador la cantidad necesaria de solución para inhalación desde la parte superior.

Preste atención al volumen de llenado mínimo y máximo [véase: Datos generales sobre el nebulizador, página 39]. Una cantidad excesiva o insuficiente de líquido en el nebulizador afecta gravemente a la nebulización y por consiguiente al tratamiento.

- Conecte la válvula inspiratoria al nebulizador.



3) Las instrucciones de uso de los accesorios se entregan con estos. En su caso, se pueden solicitar al fabricante o al distribuidor.

## ***Si se deben utilizar varias soluciones de inhalación sucesivamente:***


- Lave el nebulizador con agua potable después de cada uso.
- Elimine el exceso de agua del nebulizador sacudiéndolo.
- Introduzca en el nebulizador la siguiente solución para inhalación siguiendo los pasos descritos.

### **3.2 Realización del tratamiento**


**Antes de llevar a cabo la terapia deben leerse y entenderse todas las indicaciones de seguridad y advertencias contenidas en estas instrucciones de uso.**

**i** Durante el tratamiento mantenga siempre el nebulizador en posición vertical.


- Si es necesario, utilice el adaptador de tubo para conectar el tubo flexible al compresor.




- **⚠ ¡PELIGRO! ¡Peligro de muerte en caso de confusión de los tubos!** Si tiene cerca otros sistemas de tubos (por ejemplo, para infusión), asegúrese bien de que el tubo flexible conectado al compresor está conectado al nebulizador por el otro extremo. De lo contrario, existe el riesgo de confundir las distintas posibilidades de conexión.
- Conecte el tubo flexible del nebulizador a la salida de aire del compresor girándolo ligeramente.



- Extraiga el nebulizador del soporte del compresor y sujetelo en posición vertical.
- Asegúrese de que todos los componentes se encuentran unidos firmemente.



- **⚠ ¡PELIGRO! ¡Peligro de muerte por descarga eléctrica en caso de avería del aparato!** Apague inmediatamente el compresor y extraiga el enchufe de la toma de corriente si sospecha que puede existir algún fallo o avería (por ejemplo, después de haber sufrido una caída o si percibe un olor a plástico chamuscado). Una avería en el aparato puede provocar que se entre en contacto con elementos conductores de electricidad. La consecuencia podría ser una descarga eléctrica.  
Conecte el compresor poniendo el interruptor de encendido/apagado en "ON".
- Asegúrese de que se genera el aerosol antes de empezar con el tratamiento (el aerosol fino fluye a través del nebulizador).



## Inhalación con boquilla

- Colóquese sentado, en postura relajada y con la espalda erguida.
- Coloque la boquilla entre los dientes y cierre los labios alrededor de ésta.
- Inspire y espire por la boquilla lo más profunda, lenta y relajadamente posible.
- Prosiga con la inhalación hasta que cambie el sonido que emite el nebulizador.

**i** *Después del tratamiento quedan algunos restos de líquido en el nebulizador.*

## Uso del dispositivo interruptor LC

Si está montado el dispositivo interruptor LC, solo se generará aerosol cuando se pulse la tecla de interrupción. Haga lo siguiente para inhalar e interrumpir la generación de aerosol durante la espiración:



- Pulse la tecla de interrupción para generar aerosol.

**Nota:** Si la tecla no se puede accionar significa que está bloqueada y que el dispositivo interruptor LC está ajustado en el modo de nebulización continua. Desbloquee la tecla de interrupción girándola a izquierdas hasta el tope.

- Desbloquee la tecla para interrumpir la generación de aerosol.

Si desea una nebulización ininterrumpida a pesar de tener el dispositivo interruptor LC montado:

- Gire la tecla de interrupción a derechas hasta el tope.
- El aerosol se generará de forma ininterrumpida (**nebulización continua**).



## Inhalación con accesorios

La inhalación con los accesorios (p. ej., mascarillas) se describe en las instrucciones de uso que acompañan al accesorio.

### 3.3 Finalización del tratamiento

Para finalizar el tratamiento haga lo siguiente:

- Desconecte el compresor poniendo el interruptor de encendido/apagado en "OFF".
- Vuelva a colocar el nebulizador en el soporte del compresor.
- Extraiga el enchufe de la toma de corriente.

**i** *Solo se puede garantizar que el aparato está totalmente desconectado de la red si el enchufe se ha extraído de la toma de corriente.*

## 4 HIGIENE EN ENTORNOS DOMÉSTICOS

Después de cada uso, límpie bien los componentes del producto y desinféctelos al menos una vez a la semana.

El tubo flexible no se puede lavar ni desinfectar.

Después de cada uso, seque el tubo flexible [véase: Mantenimiento del tubo flexible, página 27].

La vida útil del tubo flexible es de 1 año como máximo.

### 4.1 Ciclos de higienización


Nebulizador	<ul style="list-style-type: none"><li>– Limpieza inmediatamente después de cada uso</li><li>– Desinfección una vez a la semana</li></ul>
-------------	--

### 4.2 Límites de la higiene

Nebulizador y accesorios, desinfección	300 ciclos de higienización, máx. 1 año
---	--

### 4.3 Preparación

- Separe el tubo del nebulizador.
- Separe la boquilla del nebulizador.
- Elimine todos los restos de líquido del nebulizador.
- Desmonte todos los componentes del nebulizador.
- Extraiga con cuidado la válvula de espiración azul de la ranura de la boquilla. Después de hacerlo, la válvula de espiración debe permanecer unida a la boquilla.



## 4.4 Limpieza

### Limpieza previa

Debe llevarse a cabo una limpieza previa de todos los componentes después del uso.

#### ELEMENTOS NECESARIOS:

- Agua potable con una temperatura de unos 15 °C

#### PROCEDIMIENTO:

- Aclare todos los componentes utilizados durante 2 minutos con agua corriente potable.


### Limpieza manual

#### ELEMENTOS NECESARIOS:

- Agua potable con una temperatura de 40 °C como mínimo
- Detergente común<sup>4</sup>
- Recipiente de 3 l de capacidad como mínimo

#### PROCEDIMIENTO:

- Añada 1 cucharadita de detergente a 3 l de agua caliente.
- Sumerja todos los componentes en el agua de lavado.  
Tiempo de actuación: 5 minutos
- Mueva los componentes un poco de vez en cuando.
- Si es necesario utilice un cepillo de suavidad media (por ejemplo un cepillo de dientes de dureza media que utilizará exclusivamente para ese fin) para eliminar la suciedad visible.



#### ACLARADO:

- Aclare bien todos los componentes con agua corriente potable a unos 15 °C durante 3 minutos.

4) Validado con Palmolive®.

## SECADO:

- Elimine el exceso de agua de los componentes sacudiéndolos.
- Coloque todos los componentes sobre una base seca, limpia y absorbente y déjelos secar por completo.

## En el lavavajillas

Los diferentes componentes pueden lavarse en un lavavajillas doméstico si está conectado a la red de agua potable.

Para usar el detergente con seguridad siga la información de uso correspondiente y, especialmente, la información sobre seguridad incluida.

## PROCEDIMIENTO:

 *No lave los componentes con una vajilla muy sucia.*

- Coloque todos los componentes en la cesta de forma que no puedan llenarse de agua.
- Elija un programa con una temperatura mínima de 50 °C.

## SECADO:

Asegúrese de eliminar cualquier resto de humedad de los componentes. En su caso, pase a la

- Elimine el exceso de agua de los componentes sacudiéndolos.
- Coloque todos los componentes sobre una base seca, limpia y absorbente y déjelos secar por completo.

## 4.5 Desinfección

Desinfecte todos los componentes después del lavado. Solo es posible desinfectar con eficacia los componentes limpios. A continuación se describe el método de desinfección validado.

### En agua hirviendo

ELEMENTOS NECESARIOS:

- Olla limpia
- Agua potable

PROCEDIMIENTO:

#### ATENCIÓN

#### **Peligro de infección por humedad**

La humedad favorece la proliferación de gérmenes.

- Deberá retirar todos los componentes de la olla inmediatamente después de finalizar el proceso de desinfección y dejarlos secar.
- Sumerja todos los componentes sueltos en agua hirviendo durante al menos 5 minutos. **¡AVISO! ¡Peligro de dañar los componentes de plástico!** Los plásticos se funden al entrar en contacto con el fondo caliente de la olla. Asegúrese de que la olla tenga agua suficiente para que los componentes no toquen el fondo de la olla.

SECADO:

- Elimine el exceso de agua de los componentes sacudiéndolos.
- Coloque todos los componentes sobre una base seca, limpia y absorbente y déjelos secar por completo.

## **Con un aparato convencional de desinfección térmica de biberones (no en el horno microondas)**

### **ELEMENTOS NECESARIOS:**

- Aparato de desinfección térmica con una duración del proceso mínima de 6 minutos

### **PROCEDIMIENTO:**

#### **⚠ ATENCIÓN**

#### **Peligro de infección por desinfección insuficiente**

Una desinfección insuficiente favorece la proliferación de gérmenes y aumenta de ese modo el riesgo de infección.

- Compruebe siempre antes de cada desinfección que la desinfectadora está limpia y funciona correctamente.
- Realice la desinfección hasta que la desinfectadora se apague o hasta que haya pasado el tiempo de desinfección mínimo indicado en las instrucciones de uso del aparato. No apague el aparato antes de tiempo.

#### **⚠ ATENCIÓN**

#### **Peligro de infección por humedad**

La humedad favorece la proliferación de gérmenes.

- Deberá retirar todos los componentes de la desinfectadora inmediatamente después de finalizar el proceso de desinfección y dejarlos secar.

Consulte las instrucciones de uso de la desinfectadora para realizar la desinfección y para saber la duración del proceso de desinfección y la cantidad de agua que debe utilizar.

### **SECADO:**

- Una vez finalizada la desinfección, coloque todos los componentes sobre una base seca, limpia y absorbente y déjelos secar totalmente. O bien coloque los componentes durante 24 horas como máximo en un aparato de desinfección térmica cerrado hasta que vuelvan a emplearse.

## **4.6 Mantenimiento del tubo flexible**

Después de cada inhalación seque el tubo flexible:

- Conecte el tubo flexible al compresor.
- Encienda el compresor.
- Deje el compresor funcionando hasta que se haya eliminado la humedad en el tubo.

## **4.7 Control**

Revise siempre todos los componentes del producto después de haberlos limpiado y desinfectado. Sustituya los componentes rotos, deformados o muy decolorados.

## **4.8 Secado**

Después de cada limpieza y desinfección, coloque todos los componentes del producto sobre una base seca, limpia y absorbente y déjelos secar totalmente.

## **4.9 Almacenamiento**

Almacene este producto del siguiente modo:

- Envuelva todos los componentes sueltos en un paño limpio y que no deje pelusa (pañón de cocina o similar).
- Consérve todos los componentes en un lugar seco y protegido del polvo.

## 5 HIGIENE EN ENTORNOS SANITARIOS PROFESIONALES

Después de cada uso, seque el tubo flexible [véase: Tubo flexible, página 37].

### 5.1 Ciclos de higienización

#### Sin cambio de paciente

Nebulizador sin tubo flexible y accesorios (p. ej. mascarilla)	<ul style="list-style-type: none"><li>– Limpieza inmediatamente después de cada uso</li><li>– Desinfección una vez a la semana</li></ul>
--	--

#### Antes de un cambio de paciente

Nebulizador sin tubo flexible con accesorios (p. ej. mascarilla)	<ul style="list-style-type: none"><li>– Limpieza</li><li>– Desinfección</li><li>– Esterilización</li></ul>
Tubo flexible	Limpieza automática con desinfección

### 5.2 Límites de la higiene

Nebulizador y accesorios, desinfección	300 ciclos de higienización, máx. 1 año
Nebulizador y accesorios, esterilización	100 ciclos de higienización, máximo 1 año
Tubo flexible	50 ciclos de higienización, máx. 1 año

## 5.3 Nebulizador

### Componentes que higienizar

#### ATENCIÓN

#### Riesgo de infección por contaminación cruzada si hay cambio de paciente

Si un producto se utiliza para distintos pacientes existe el riesgo de que un paciente contagie a otro sus gérmenes.

- Limpie, desinfecte y esterilice todos los componentes del producto antes de cada cambio de paciente.
- Cambie el tubo flexible o realice una limpieza y desinfección automáticas [véase: Tubo flexible, página 37].

Todos los componentes del nebulizador PARI y de los accesorios PARI empleados se pueden limpiar, desinfectar y esterilizar siguiendo el procedimiento descrito a continuación.

El tubo flexible y la cinta de goma de la mascarilla deben recibir un tratamiento aparte.

### Preparación

Desmonte todos los componentes del producto.

### Limpieza previa

Debe llevarse a cabo una limpieza previa de todos los componentes después del uso.

#### ELEMENTOS NECESARIOS:

- Agua potable con una temperatura de unos 15 °C

#### PROCEDIMIENTO:

- Aclare todos los componentes utilizados durante 2 minutos con agua corriente potable.

## Limpieza y desinfección

### Limpieza manual

#### ELEMENTOS NECESARIOS

El procedimiento está validado en Europa con:

- Detergente enzimático con pH neutro:  
Bode Bomix® plus (concentración: 0,1 %)
- Agua potable con una temperatura de unos 15 °C
- Tiempo de actuación: 10 minutos

#### PROCEDIMIENTO:



#### ATENCIÓN

#### Riesgo de infección por la proliferación de gérmenes

Una desinfección insuficiente favorece la proliferación de gérmenes y aumenta de ese modo el riesgo de infección.

- Respete las proporciones de la mezcla y el tiempo de actuación indicados.
- Asegúrese de que todos los componentes se encuentran completamente cubiertos por la solución durante el tiempo de actuación. No pueden existir huecos ni burbujas.
- Lave todos los componentes con una solución preparada siguiendo las instrucciones del fabricante.

Utilice un cepillo de dureza media para la suciedad visible (por ejemplo, un cepillo de dientes que utilizará exclusivamente para ese fin).

**i** *Si se prolonga mucho el tiempo de actuación recomendado los componentes de plástico podrían impregnarse del olor del agente utilizado.*

**ACLARADO:**

- Aclare bien todos los componentes con agua corriente potable a unos 15 °C durante 3 minutos.

**SECADO:**

- Elimine el exceso de agua de los componentes sacudiéndolos.
- Coloque todos los componentes sobre una base seca, limpia y absorbente y déjelos secar por completo.

## Limpieza con desinfección

Con ayuda de la higienización química la limpieza y la desinfección se pueden realizar en una sola operación.

Para manipular productos químicos con seguridad observe la información de uso del desinfectante.

<b>Limpieza automática con desinfección:</b>	<p><b>ELEMENTOS NECESARIOS:</b> El procedimiento está validado en Europa con:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Detergente alcalino: Dr. Weigert neodisher® MediClean forte (concentración: 0,5 %)</li><li>- Agua desionizada</li><li>- Dispositivo de limpieza y desinfección: Steelco DS800 según DIN EN ISO 15883-1 y 15883-2</li></ul> <p><b>Nota:</b> Si se utiliza un detergente alcalino distinto también puede ser necesario utilizar un neutralizador. Respete las recomendaciones del fabricante del agente químico.</p> <p><b>PROCEDIMIENTO:</b> Programa de limpieza y desinfección según las instrucciones del fabricante.</p> <p><b>SECADO:</b> Asegúrese de eliminar cualquier resto de humedad de los componentes.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Elimine el exceso de agua de los componentes sacudiéndolos.</li><li>• Coloque todos los componentes sobre una base seca, limpia y absorbente y déjelos secar totalmente.</li></ul>
--	---

**Limpieza  
química con  
desinfección:**

**ELEMENTOS NECESARIOS:**

El procedimiento está validado en Europa con:

- Desinfectante de instrumentos sin aldehído: Bode Bomix® plus (concentración: 2 %)  
Principio activo de base: Compuesto de amonio cuaternario
- Agua potable a unos 15 °C
- Tiempo de actuación: 5 minutos

**PROCEDIMIENTO:**

- Lave y desinfecte los componentes en un solo paso con una solución preparada siguiendo las instrucciones del fabricante.

**Nota:** Si se prolonga mucho el tiempo de actuación los componentes de plástico podrían impregnarse del olor del desinfectante.

**ACLARADO:**

-  **¡ATENCIÓN!** Los restos de desinfectante pueden provocar reacciones alérgicas o irritación de las mucosas. Aclare bien todos los componentes con agua corriente potable a una temperatura de aprox. 15 °C durante 3 minutos.
- Elimine la solución utilizada (la solución diluida se puede eliminar por el desagüe).

**SECADO:**

- Elimine el exceso de agua de los componentes sacudiéndolos.
- Coloque todos los componentes sobre una base seca, limpia y absorbente y déjelos secar totalmente.

## **Desinfección química**

Para manipular productos químicos con seguridad observe la información de uso del desinfectante.

### **ELEMENTOS NECESARIOS:**

El procedimiento está validado en Europa con:

- Desinfectante con aldehído: Bode Korsolex® basic (concentración: 4 %)  
Principio activo de base: Disociador de aldehído, aldehído
- Agua potable a unos 15 °C
- Tiempo de actuación: 30 minutos

### **PROCEDIMIENTO:**

#### **⚠ ATENCIÓN**

#### **Riesgo de infección por la proliferación de gérmenes**

Una desinfección insuficiente favorece la proliferación de gérmenes y aumenta de ese modo el riesgo de infección.

- Respete las proporciones de la mezcla y el tiempo de actuación indicados.
- Asegúrese de que todos los componentes se encuentran completamente cubiertos por la solución durante el tiempo de actuación. No pueden existir huecos ni burbujas.
- Desinfecte los componentes con una solución elaborada siguiendo las instrucciones del fabricante.

**i** *Si se prolonga mucho el tiempo de actuación recomendado los componentes de plástico podrían impregnarse del olor del agente utilizado.*

ACLARADO:

 **ATENCIÓN**

**Riesgo de reacciones alérgicas e irritación de las mucosas provocadas por el desinfectante**

Si entra en contacto con la piel, el desinfectante podría provocar reacciones alérgicas o irritación de las mucosas.

- Aclare a fondo el producto PARI para eliminar todos los posibles restos del desinfectante.
- Aclare bien todos los componentes con agua corriente potable a una temperatura de aprox. 15 °C durante 3 minutos.
- Elimine la solución utilizada. La solución diluida se puede eliminar por el desagüe.

SECADO:

- Elimine el exceso de agua de los componentes sacudiéndolos.
- Coloque todos los componentes sobre una base seca, limpia y absorbente y déjelos secar por completo.

## Esterilización

### ATENCIÓN

#### Peligro de infección por restos de gérmenes

Si hay suciedad en los componentes, los gérmenes pueden seguir reproduciéndose a pesar de la esterilización. Esto supone un riesgo de infección.

- Antes de la esterilización, limpie, desinfecte y seque a fondo todos los componentes.
- Para la limpieza y la desinfección utilice solo métodos validados.

#### ELEMENTOS NECESARIOS:

El procedimiento está validado en Europa con:

- Esterilizador a vapor con prevacío fraccionado según DIN EN 285 o DIN EN 13060 (tipo B)
- Sistema de barrera estéril
- Temperatura: 132 °C/134 °C
- duración: mín. 3 minutos

#### PROCEDIMIENTO:

- Coloque todos los componentes en un sistema de barrera estéril según DIN EN 11607-1 (p. ej. bolsa de papel y film).
- Realice la esterilización a vapor siguiendo las instrucciones del fabricante.

Temperatura de esterilización y duración:

132 °C/134 °C, mín. 3 min.

#### SECADO:

Asegúrese de eliminar cualquier resto de humedad de los componentes. En su caso, pase a la

- Elimine el exceso de agua de los componentes sacudiéndolos.
- Coloque todos los componentes sobre una base seca, limpia y absorbente y déjelos secar por completo.

## 5.4 Tubo flexible

### Limpieza y desinfección automáticas

#### ELEMENTOS NECESARIOS:

El procedimiento está validado en Europa con:

- Detergente alcalino: Dr. Weigert neodisher® MediClean forte
- Neutralizador: Dr. Weigert neodisher Z
- Dispositivo de limpieza y desinfección: RDG G7836 CD (Miele) (según DIN EN ISO 15883)
- Cestas especiales para la lavadora de instrumental Miele
- Fuente de aire comprimido para secar

#### PROCEDIMIENTO

Programa Vario TD u otros programas equivalentes válidos

#### SECADO

Seque el tubo flexible tal y como se describe en la sección correspondiente.

## **Secado**

- Conecte el tubo flexible a una fuente de aire comprimido (compresor o sistema de suministro de gas centralizado).
- Conecte la fuente de aire comprimido.
- Mantenga conectada la fuente de aire comprimido hasta que se haya eliminado la humedad del tubo.

## **5.5 Control visual y conservación**

Revise todos los componentes. Sustituya los componentes rotos, deformados o muy decolorados.

Lugar de almacenamiento:

- Seco
- Sin polvo
- Protegido de la contaminación  
alternativa: utilizar envases estériles

## 6 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Diríjase al fabricante o al distribuidor en los casos siguientes:

- Si se producen fallos que no se encuentran en este capítulo
- Si no se puede subsanar el fallo con las instrucciones facilitadas

Fallo	Possible causa	Medidas correctoras
No sale aerosol del nebulizador.	La tobera del nebulizador está obstruido.	Limpie el nebulizador.
	El tubo flexible no se encuentra correctamente conectado.	Compruebe que los extremos del tubo están conectados correctamente al compresor y al nebulizador.
	El tubo flexible tiene una fuga.	Cambie el tubo flexible.

## 7 DATOS TÉCNICOS

### 7.1 Datos generales sobre el nebulizador

Tamaño <sup>5</sup>	10 cm × 9,5 cm × 4,5 cm
Peso <sup>5</sup>	27,5-29,5 g
Propelentes	aire, oxígeno
Caudal mínimo del compresor	3,0 l/min
Presión de servicio mínima	0,5 bar/50 kPa
Caudal máximo del compresor	6,0 l/min
Presión de servicio máxima	2,0 bar/200 kPa
Volumen de llenado mínimo	2 ml
Volumen de llenado máximo	8 ml

5) Sin boquilla; vacío.

## 7.2 Datos del aerosol según ISO 27427

Los datos del aerosol proporcionados en estas instrucciones de uso se han determinado con salbutamol conforme a los requisitos de la ISO 27427. Si se utilizan otras soluciones o suspensiones para la nebulización, los datos del aerosol pueden diferir de los indicados (especialmente si presentan una viscosidad más alta).

Los datos siguientes se basan en pruebas realizadas según la norma y en el patrón de respiración de adultos. Por consiguiente es probable que estos datos difieran de los establecidos para poblaciones infantiles.

Adaptador de tobera (transparente)	Caudal mínimo del compresor (3 l/min – 0,6 bar)	Caudal nominal del compresor (4 l/min – 1,2 bar) <sup>6</sup>	Caudal máximo del compresor (6 l/min – 1,9 bar)
MMAD [μm] <sup>7</sup>	5,4	4,5	3,4
GSD <sup>8</sup>	2,13	2,23	2,31
Fracción respirable [% < 5 μm]	44,0	53,2	66,2
Proporción de aerosol [% < 2 μm]	11,6	17,9	28,1
Proporción de aerosol [% > 2 μm < 5 μm]	32,4	35,3	38,1
Proporción de aerosol [% > 5 μm]	56,0	46,8	33,8
Volumen de salida de aerosol [ml]	0,30	0,40	0,38

6) Uso con el compresor PARI COMPACT2 (Tipo 152).

7) MMAD = Mediana del diámetro aerodinámico de la masa

8) GSD = Desviación estándar geométrica

Adaptador de tobera (transparente)	Caudal mínimo del compresor (3 l/min – 0,6 bar)	Caudal nominal del compresor (4 l/min – 1,2 bar) <sup>6</sup>	Caudal máximo del compresor (6 l/min – 1,9 bar)
Velocidad de salida de aerosol [ml/min]	0,09	0,12	0,14
Volumen residual [ml] (método gravimétrico)	1,28	1,15	1,14
Velocidad de salida asociada al volumen de llenado [%/min]	4,4	5,9	6,9

## 8 INFORMACIÓN ADICIONAL

Todos los componentes se pueden desechar con la basura doméstica. Deberá respetarse la normativa nacional sobre eliminación de residuos.





©2022 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 022D3005-B es 2022-12-07



**PARI GmbH**

Spezialisten für effektive Inhalation  
Moosstraße 3  
82319 Starnberg • GERMANY  
[info@pari.de](mailto:info@pari.de) • [www.pari.com](http://www.pari.com)