



PARI PEP[®] S SYSTEM




Die zeitsparende Kombination
von Physio- und Inhalationstherapie

Eine Therapie mit dem PARI PEP S System

- ▶ verbessert die Sekretlösung und erleichtert das Abhusten
- ▶ kann auch ohne Vernebler für die reine Physiotherapie verwendet werden
- ▶ kann beispielsweise für Mukoviszidose-, Asthma- und COPD-Patienten sinnvoll sein

Bitte beachten Sie, dass für eine sichere und effektive PEP-Therapie eine Einweisung durch den Arzt oder Physiotherapeuten unbedingt erforderlich ist.

Weitere Informationen finden
Sie unter www.pari.com



Das PARI PEP® S System kann eine sinnvolle Ergänzung zur Inhalationstherapie darstellen. Es hilft dabei, Sekret aus der Lunge abzutransportieren. Der Widerstand, der in der Ausatemphase durch das PARI PEP® S System erzeugt wird, verhindert ein Zusammenfallen der Atemwege. Die Atemwege bleiben länger offen. So kann leichter abgehustet und mehr Luft ausgeatmet werden.

Ob diese Therapie in Verbindung mit der Inhalationstherapie notwendig ist, entscheidet Ihr Arzt.

Bitte beachten Sie, dass für eine sichere und effektive PEP-Therapie eine Einweisung durch den Arzt oder Physiotherapeuten unbedingt erforderlich ist.



PARI GmbH · Moosstraße 3 · 82319 Starnberg, GERMANY
Tel: +49(0)8151 279-0 · Fax: +49(0)8151 279-101 · E-Mail: info@pari.de · www.pari.com