

Damit der Wirkstoff sicher dort ankommt, wo er wirken soll.

Hochwertige Qualitätsprodukte wie die Geräte der PARI BOY Familie produzieren darum genau das richtige Aerosolspektrum für jedes Krankheitsbild und jedes Alter des Patienten, bereits ab dem ersten Lebensmonat.

Seit 5 Jahrzehnten steht der Name PARI BOY® für hochwertige Qualität made in Germany und genießt das Vertrauen von Medizinern, Patienten und Fachhändlern: zu 100 % getestete Produkte, die Verwendung langlebiger, verträglicher Materialien, ein verlässliches Aerosolspektrum und sichere Hygiene sind dabei nur einige der zentralen Werte.



PARI – seit vielen Jahrzehnten Synonym für Inhalationstherapie – wurde als „Marke des Jahrhunderts“ ausgezeichnet.

PARI Service Center

+49 (0) 8151 279 279

**Wir sind für Sie da.
Expertenservice inklusive.**

Qualifizierte Medizinprodukteberater in unserem PARI Service Center beantworten gerne schnell und kompetent Fragen rund um:

- Indikation, Handhabung, Reinigung oder Wartung von PARI Inhalationsgeräten
- Zubehör und Ersatzteile von aktuellen und älteren PARI Produkten

Sie erreichen uns telefonisch:

April bis einschließlich September:
Mo. bis Do. von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr,
Freitag von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Oktober bis einschließlich März:
Mo. bis Do. von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr,
Freitag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Oder per E-Mail: info@pari.de



PARI GmbH
Moosstraße 3
82319 Starnberg, GERMANY
E-Mail: info@pari.de
Tel. +49 (0)8151 279 0
Fax: +49 (0)8151 279 101
www.pari.com

13000005-A-2019-09



So individuell wie Ihre
Bedürfnisse.



**Feuchtinhalation mit den PARI BOY®
Inhalationsgeräten**

www.pari.com

„Weil mir nichts wichtiger ist als die Gesundheit meiner Familie, lege ich großen Wert auf wirksame und schonende Behandlungsmethoden. Bei Atemwegsbeschwerden ist das die bewährte und zuverlässige Feuchtinhalation mit unserem PARI BOY.“

Andrea C., Mutter von 2 Kindern

Wirksam inhalieren – Erleichterung spüren

Bei Erkrankungen der Atemwege ist es entscheidend, sich auf eine wirkungsvolle Therapie verlassen zu können. Die Inhalation mit Verneblern gehört dabei zu den einfachsten und gleichzeitig schonendsten therapeutischen Möglichkeiten, um Arzneimittel oder Salzlösungen schnell und direkt an den Wirkort in die Lunge zu transportieren: Da die Anwendung lokal erfolgt, tritt die Wirkung schnell ein. Aufgrund der geringeren erforderlichen Medikamentendosis als bei oraler Einnahme, gibt es weniger mögliche Nebenwirkungen. Zudem kann auch reine Salzlösung zur Befeuchtung oder Schleimlösung angewendet werden.



Die Vorteile

Kompressor-Düsenvernebler-Systeme

Für die individuelle Atemwegstherapie zu Hause

- **Schnell und effizient:** Sie bieten eine der kürzesten Inhalationszeiten unter vergleichbaren Geräten.
- **Das integrierte Trainingstool:** PIF Control für ein optimales Atemmanöver fördert die Deposition des Medikaments in der Lunge.
- **Klinisch getestet:** die Leistungsfähigkeit des PARI LC SPRINT Vernebler wurde in über 50 wissenschaftlichen Studien untersucht.
- **Breite Anwendung:** Für alle zur Inhalation zugelassenen Medikamente geeignet sowie zur Befeuchtung oder Schleimlösung durch Salzlösungen.
- **Langlebig:** 4 Jahre Garantie – 1 Jahr kostenlose Garantiezeitverlängerung möglich

Der passende PARI BOY für Ihre Bedürfnisse

PARI BOY® Junior

mit Spezialausstattung für Babys und Kleinkinder ab dem ersten Lebensmonat.
PZN: 13868384
Hilfsmittel-Nr.: 14.24.01.0151



- Wählbares Tröpfchenspektrum je nach Alter
- BABY Winkel und BABY Maske für die Inhalation im Sitzen oder Liegen
- Langer Anschlusschlauch für mehr Bewegungsfreiheit

PARI BOY® Classic

bei akuten und chronischen Atemwegserkrankungen ab 4 Jahren.
PZN: 13868409
Hilfsmittel-Nr.: 14.24.01.0150



- Mit Basisausstattung für Kinder und Erwachsene

PARI BOY® Pro

mit Spezialausstattung für die Therapie von schweren, chronischen Atemwegserkrankungen ab 4 Jahren.
PZN: 13868415
Hilfsmittel-Nr.: 14.24.01.0152



- Wählbares Tröpfchenspektrum je nach Zielbereich der Lunge
- PEP S System verbessert die Sekret-Mobilisierung
- PARI LC Unterbrecher für die Intervallverneblung
- Erwachsenenmaske soft

Für die bequeme und mobile Atemwegstherapie

- **Noch schneller:** In nur 3 Minuten ist die Inhalation durchgeführt.
- **Nahezu geräuschlos:** Für eine diskrete und entspannte Therapie. Geeignet für Kinder, die nicht gerne bei lauten Kompressoren inhalieren.
- **Das ideale Gerät auch für unterwegs:** Inhalation immer und überall dank geringer Größe und geringem Gewicht

PARI BOY® free

mit innovativer Technologie für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit.
PZN: 14047258
Hilfsmittel-Nr.: 14.24.01.0143



- Für Kinder und Erwachsene
- Klein, leicht und nahezu geräuschlos
- Im Batteriebetrieb oder weltweit an allen Netzspannungen einsetzbar



Hier erhalten Sie

Ihren PARI BOY:

Sie erhalten Ihr Gerät in der Apotheke oder Ihrem Sanitätshaus.

Ihr Arzt hat Ihnen ein PARI Marken-Inhalationsgerät verordnet. Die meisten Krankenkassen übernehmen im Rahmen von pauschalen Vertragspreisen die Kosten von Inhalationsgeräten für die unteren Atemwege ganz oder teilweise.

Die Details zu den Erstattungsbedingungen sind je nach Krankenkasse unterschiedlich und sollten individuell erfragt werden.

Für mehr Komfort:

Der PARI BOY free hat komfortable Eigenschaften, die über die medizinische Notwendigkeit hinausgehen. In diesem Fall trägt die Krankenkasse den pauschalen Erstattungspreis und es entsteht zusätzlich eine private Aufzahlung.

Mehr zu den PARI BOYs erfahren Sie auf www.pari.com.

Schwingmembran-Technologie