



Kompressor Typ 047

Die Kennzeichnung am Gerät weicht in folgenden Punkten von der beiliegenden Gebrauchsanweisung ab:

	Ein/Aus
	Schutzgrad des Anwendungsteils (Vernebler): Typ B Achtung neu: Das Anwendungsteil erfüllt jedoch auch die Anforderungen des Schutzgrads „BF“.

Compressor Type 047

The labeling on the device differs from from the instructions for use in the following points:

	On/Off
	Protection degree of the user part (nebuliser): Type B New: The user part also fulfils the requirement of protection degree „BF“.

Spezialisten für effektive Inhalation



PARI GmbH

Moosstrasse 3 • 82319 Starnberg • Germany
Tel.: +49 (0)8151-279 279 • Fax: +49 (0)8151-279 101
E-Mail: info@pari.de • www.pari.de